

Silk'n®


Beautiful Technology

Pure (Deluxe)

H4101

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE PER L'UTENTE
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL





Pure Deluxe



Table of contents

1. Warnings & contraindications.....	2
2. Safety with Silk'n Pure (Deluxe).....	7
3. Get to know Silk'n Pure (Deluxe)	7
4. Device controls & settings.....	8
5. Treatment plan.....	9
6. Get started!.....	10
7. Cleaning & maintenance	11
8. Troubleshooting	12
9. Parts & consumables	13
10. Customer service	13
11. Disposal	13
12. Specifications	14
13. Signs & symbols	14
14. Warranty	15

1. Warnings & contraindications

EN This user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Please read all warnings and contraindications before use.

- ⚠ Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged in any way, does not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device and contact Customer Service.
- ⚠ Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to repair or open sealed parts of your device. You may expose yourself to dangerous components and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.
- ⚠ The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.
- ⚠ Keep the adapter away from water. The adapter is not waterproof.

- ⚠ Always ensure that your hands are dry before connecting the adapter to the electricity supply.
- ⚠ Do not place or store the adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water or any other liquid.
- ⚠ Do not reach for the adapter if it has fallen into water. Unplug immediately before retrieving it. Failure to unplug the adapter may result in an electric shock!
- ⚠ Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, it isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.
- ⚠ Never pull the adapter out of the socket by the cable. Always remove it by taking hold of the adapter.
- ⚠ Place the adapter cable in such a way that it does not pose a tripping hazard.
- ⚠ Do not kink the adapter cable and do not lay it over sharp edges.
- ⚠ Do not leave the device submerged in bath or shower water for more than 20 minutes.

- ⚠ Do not attach wet brush heads when charging the device.
- ⚠ Do not allow face wash to accumulate on the brush heads.
- ⚠ The device is only to be used with the power supply unit provided.
- ⚠ If a battery has leaked, avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- ⚠ Do not clean the device or any of its parts in the dishwasher.
- ⚠ Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. For details, see section "11. Disposal".
- ⚠ The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- ⚠ The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

- ⚠ The battery is to be disposed of safely.
- ⚠ Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in a dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.

Battery Removal

To remove the battery, the device must be broken apart. The device will no longer function after this procedure, nor can it be repaired. Any warranty will be void when the appliance housing is broken and the battery is removed. It is strongly recommended to wear safety protective goggles and gloves.

Silk'n is not liable for any physical or material damages as a result of performing this procedure.

To remove the battery place the device on a hard, strong surface. Use a hammer to hit the appliance on the seam and continue to do so along the whole seam on both sides of the device.

Once the seam is sufficiently broken, use pliers or a screwdriver to take the housing apart. Unscrew the PCB (printed circuit board) and remove the battery by disconnecting the plug from the PCB.

Contraindications

- ⚠ This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- ⚠ Children must not play with the device or any of its parts.
- ⚠ Cleaning and maintenance must not be done by children without supervision.
- ⚠ For hygienic reasons, do not share the device with others.
- ⚠ Avoid contact with the eyes.
- ⚠ Do not use a dry brush head on the face or neck, because it may cause skin irritation.

Do not use this device if you have:

- ⚠ sore or injured skin on the face or neck.
- ⚠ a pacemaker.

Consult your physician if you have:

- ⚠ any medical condition or any kind of sensitivity.
- ⚠ acne or any other skin disorder.
- ⚠ a rash, redness or itching during or after use.

2. Safety with Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) has been tested for water ingress to the extent covered by IPX7. This means your device is waterproof and suitable for use in the shower or while taking a bath, but do not leave it submerged in water for more than 20 minutes.

The device also has an overcharge protection. This means that you can safely leave the adapter in the device even if it is connected to the electricity supply, without the risk of damage.

3. Get to know Silk'n Pure (Deluxe)

This user manual refers to both Silk'n Pure and Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) effectively cleanses the skin and removes the outer layer of dry and flaky skin cells. It lifts out impurities from within the pores as well as any build-up of debris from within the folds of fine lines and wrinkles. The device uses vibrations to help smooth the skin's surface, and massages your skin to improve blood circulation.

Silk'n Pure (Deluxe) removes up to 6 times more makeup than manual cleansing, leaving your skin clean, smooth and soft.

Silk'n Pure (Deluxe) is an electrical device and should be used with special attention to safety. **Before use, it is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly.** We recommend you re-familiarise yourself with the instructions in this manual before each treatment.

3.1 Package contents

- Your Silk'n Pure (Deluxe) device
- 2 brush heads (Regular, Soft)
- Face brush stand
- Adapter
- User manual

Silk'n Pure Deluxe includes the following extras:

- Travel case
- Face wash travel bottle
- Face Massage brush head
- Eye Massage brush head

3.2 Device description

Silk'n Pure (Deluxe) is a small, hand-held, electrically powered skin cleanser. Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature.

- Charging light (#1)
- Brush attachment point (#2)
- Control button (#3)
- Adapter socket (#4)
- Brush head center (#5)
- Brush head (#6)
- Face brush stand (#7)
- Travel case (#8) *
- Face wash travel bottle (#9) *
- Face Massage brush head (#10) *
- Eye Massage brush head (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3 Intended use


Silk'n Pure (Deluxe) is an over the counter device intended for cleansing your face and neck, and massaging your skin. Do not use for any purpose other than as described in this manual.

4. Device controls & settings

4.1 Charging

Before first use, your device needs to be fully charged. For best results, charge your Silk'n Pure (Deluxe) for 6 hours before using it for the first time, even if there is some residual charge left in the device as a result of quality control procedures.

1. For your safety, make sure the device is completely dry before charging.
2. Connect the **adapter** to the device and the electricity supply.
3. When charging, the **charging light** is red and blinks continuously. When fully charged, the **charging light** is constant red.

 If you are charging for the first time but the **charging light** is constant red, you still need to charge the device for 3 hours.



4. We recommend you unplug the device and store the **adapter** after each full charge until you need to charge the device again.

 We recommend you charge the device fully at least every 3 months to sustain battery life.





 Do not attach wet brush heads when charging the device.

4.2 Indicator lights and function settings

Your Silk'n Pure (Deluxe) is easy to use and has one **control button** and one **indicator light**. Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.


Button	Action	Function / Mode
Control button (#3) 	Press x 1	Vibrates - low speed
	Press x 2	Vibrates - high speed
	Press x 3	Pulsates - low speed
	Press x 4	Pulsates - high speed
	Press x 5	Device switches off
Charging light (#1) 	Light is red and blinks for 10 seconds	Low battery
	Light is red and blinks continuously	Charging
	Light is constant red (visible only when connected to the electricity supply)	Fully charged. The light will go out when the device is disconnected from the adapter , or when you remove the adapter from the electricity supply.




5. Treatment plan

-  For daily use, but not more than twice a day.
-  We recommend cleansing in these areas: forehead, nose, chin, cheeks and neck.
-  The recommended treatment time is 10 seconds per area.
-  Silk'n Pure (Deluxe) is designed to cleanse your skin in just 1 minute. We recommend that you do not to exceed this time.

6. Get started!

1. Select the **brush head** suitable for your skin type. Gently push the **brush head** onto the **brush attachment point**, until you hear a click.
2. Dampen your face with lukewarm water.
3. Moisten the **brush head** with lukewarm water and apply the face wash of your choice onto the brush head.



-  Do not use a dry **brush head** on the face or neck, because it may cause skin irritation.
4. Press the **control button** to turn on the device. The device automatically starts in the low speed vibration mode.
 5. To select the desired mode, keep pressing the control button to cycle through the modes (see section "4.2 Indicator lights and function settings").
 6. Gently press the **brush head** against your skin and move it in an upward circular motion. There's no need to apply any pressure.
-  Try to avoid delicate skin areas such as around the eyes or lips.
7. To finish, rinse your skin with water, and pat dry with a towel.
-  The device is set to switch off automatically after 1 minute. However, if you change modes during a treatment, the timer will reset to zero and will start again.

6.1 Silk'n Pure Deluxe accessories

In addition to the handy travel case and face wash travel bottle, Silk'n Pure Deluxe includes two additional treatment accessories. Both are suitable for daily use.

The **Face Massage brush head** improves blood circulation and cleanses the skin mildly, leaving your skin fresher and brighter. Follow the steps in section "6. Get started!"

The **Eye Massage brush head** helps reduce puffiness and dark circles around the eyes. To use this accessory, follow these steps:

1. Cleanse your face and make sure the skin is clean and dry.
2. Place the metal part on the area underneath your eyes and then slide from left to right. Do this for 30 seconds to a 1 minute in one area. You can also use it with your favourite eye serum, lotion or cream.

7. Cleaning & maintenance

Use warm water up to a maximum of 45°C / 113° F.

EN

7.1 Cleaning the brush heads

Clean the Regular and/or Soft **brush head(s)** after each use.

- Make sure the device is switched off. Rinse with warm water and mild soap to remove any build-up that may have accumulated. Then shake off any excess water.
- Dry the **brush head** with a clean cloth. You can also dry the **brush head** by switching the device back on, and rubbing it against a clean cloth for 5-10 seconds.
- ❗ For hygienic reasons, we recommend you replace used **brush heads** every 3 months, or earlier if you see that they are worn.

⚠ Do not allow face wash to accumulate on the **brush heads**.

7.2 Cleaning Silk'n Pure Deluxe accessories

- Wash the **Face Massage brush head** with warm water, and remove any build-up that may have accumulated. Then dry it with a clean cloth.
- Wipe the **Eye Massage brush head** with a damp cloth using a mild detergent. Alternatively, wash it with warm water and remove any build-up that may have accumulated. Then dry it with a clean cloth.


7.3 Cleaning the device and the face brush stand

We recommend that you clean the device after each use, and the **face brush stand** once a month. Before cleaning:

- Disconnect the device from the **adapter**.
 - Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any parts.
 - Clean the device or **face brush stand** with a damp cloth using a mild detergent, then wipe it dry with a clean cloth.
- ⚠ Do not clean the device or any of its parts in the dishwasher.

7.4 Replacing the brush head

1. To remove the **brush head**, simply grip the outer plastic base of the **brush head** with one hand, and the device handle with the other, and pull upwards until it snaps loose.
2. To attach a **brush head**, place the center of the **brush head** on the **brush attachment point**.
3. Gently press the **brush head** and push down until it clicks into place.



7.5 Storage

- You can leave the device in the **face brush stand** and use it as a counter top stand.
- If you don't plan to use the device for some time, we recommend you store it in a dry place.

8. Troubleshooting

Do not attempt to repair or open sealed parts of your device. You may expose yourself to dangerous components and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

- ⚠ Only authorized personnel are permitted to perform repairs. For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.

Problem	Action
The device does not start.	Make sure the device is properly charged. Attach the adapter to the device and the electricity supply and leave the device to charge for at least 6 hours before the next use.
The device does not charge.	Make sure the adapter is connected correctly to the device and the electricity supply. Unplug the adapter and then reconnect it again to completely reset the device. If the problem persists, contact Customer Service.

Problem	Action
The device shuts off all the time.	Make sure the device is properly charged. Attach the adapter to the device and the electricity supply, and charge the device for at least 6 hours before the next use.

9. Parts & consumables

You can purchase replacement brushes through the retailer where you bought the device, or you can order directly from our website: www.silkn.eu.

10. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italy	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Disposal



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.








Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

12. Specifications

Model	H4101	
Adapter	Input:	100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
	Output:	5Vd.c.; 500mA
	Model:	RSS1002-025050-W2E (Europe) RSS1002-025050-W3U (UK)
Powered by	Batteries 1x 3.7V; Li-ion; 500mA	
Device classification	Class II	
Protection	IPX7	

13. Signs & symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the device or on the packaging.

	Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.
IPX7	Protected against water immersion for up to 30 minutes at a depth of 1m.
	Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
	This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class II.
	The word "GS" stands for tested safety. Products marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG) (EU adapter).
	Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).

	The adapter is equipped with a short-circuit proof safety transformer
IP20	The adapter is protected against solid objects up to 12 mm.
	The adapter has a switching power supply.
	The international efficiency mark indicates that the power supply meets the level VI requirements.
	This symbol indicates the polarity of the pins in the adapter.
	The product fulfils national and international safety standards (GB adapter).

14. Warranty

What Does This Warranty Cover?

Home Skinovations, its applicable affiliates (hereinafter: Home Skinovations) or the authorized dealer from whom you purchased your Silk'n product (hereinafter: the Device) shall repair or replace the Device, if any material defects caused by Home Skinovations are discovered in the Device during the warranty period, whether in the body of the Device or its operation.

Who is entitled to warranty by virtue of this warranty certificate?

Only you, the original buyer of the Device who purchased the Device from Home Skinovations or its authorized dealers, are entitled to receive the warranty specified in this warranty certificate. In order to be entitled to the warranty service, you need to provide a proof that you are the original buyer of the Device by presenting an original receipt for purchase of the Device. This warranty is not an international warranty. The warranty will only be honored in the country in which the authorized dealer or the Home Skinovations entity from whom you purchased the Device, are located. For a list of Home Skinovations' authorized dealers see: www.silkn.com/For_International_Visitors.

What period does this warranty certificate cover?

The warranty covers repair requests received within one year (1) from the Device's original purchase date. Repair requests after one year (1) from the date of purchase are not covered by this certificate of warranty. Repair requests regarding a Device that was repaired or replaced must be submitted no later than: (a) one year (1) from the original purchase date of the Device or (b) ninety (90) days from the date that the repaired or replaced Device was returned to you, the later to occur. If a sticker is attached to your Device stating a warranty period longer than that indicated above, the warranty period mentioned on the sticker will apply, and the Device will be repaired or replaced as part of the warranty until such period expires.

If you purchased the Device in an EU country, you have an additional year (according to the EU-Directive 1999/44) to claim for deficiencies or malfunctioning of your Device, which were present at the time of purchase, but were not apparent then, as determined by Home Skinovations or the authorized dealer. In order to make this extended warranty effective you must contact the authorized dealer from whom you purchased the Device or the local service center and notify them about the production fault immediately, and no later than 60 days after detecting the fault.

How to get service for the warranty?

For further instructions how to obtain warranty service and for contact details of the service centers close to you, visit: www.silkn.com/For_International_Visitors, or contact your local authorized dealer, or call our Help Desk at:

North America: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email: contact@silkn.com

European countries: (Including all member states of the European Union, Switzerland, Norway and Russia) Tel: +31 (0)180-330 550 / Email: silkn@inno-essentials.com

Japan: Tel: 0120-110-469 / Email: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tel: 1-700-700-309, Email: info@silkn.com

Other countries: Email: info@silkn.com

When asking for customer services you may be asked to fill in a form for returning the product and you shall receive a reference number. In case of a defect that is not covered by the warranty for whatever reason, Home Skinovations can charge you for the shipping and repair costs if you agreed to repair the Device at your expense.

What is not covered by this certificate of warranty?

This warranty does not cover any damage resulting from an accident, misuse (including using the Device other than as described in the use instructions accompanying the Device), defective use, lack of reasonable care, irregular and unreasonable use including without limitation commercial or professional use, adding parts not supplied together with the Device, losing parts, using unauthorized spare parts or exposing the Device to any electrical current other than the indicated current. The warranty will be cancelled if the Device was treated by anyone not authorized by Home Skinovations and Home Skinovations will not be liable for any damage resulting from repairs performed by anyone not authorized by Home Skinovations. The warranty does not include replacing used non-durable parts.

WARRANTY DISCLAIMER

AR PURPOSE. THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DEFECT OF THE DEVICE.

LIMITATIONS

IN NO EVENT SHALL HOME SKINOVATIONS, ITS AFFILIATES OR AUTHORIZED DEALERS, BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE OR CHARGES FOR SUBSTITUTE EQUIPMENT), REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN THE EVENT THAT THE REMEDIES SET FORTH IN THIS WARRANTY ARE HELD TO FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE OR IF HOME SKINOVATIONS, ITS AFFILIATES OR AUTHORIZED DEALERS ARE HELD TO BE LIABLE FOR DAMAGES ON THE BASIS OF ANY LEGAL THEORY, IN NO EVENT SHALL HOME SKINOVATIONS, ITS AFFILIATES OR AUTHORIZED DEALERS, LIABILITY FOR DAMAGES EXCEED THE WHOLESALE PRICE OF A SINGLE UNIT OF THE DEVICE AS OF THE DATE THAT THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF, OR INABILITY TO USE, THE DEVICE EXCEPT TO THE EXTENT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF HOME SKINOVATIONS.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE DISCLAIMERS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.


Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.


Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen	20
2. Sicherheit mit Silk'n Pure (Deluxe)	26
3. Lernen Sie Ihren Silk'n Pure (Deluxe) kennen.....	26
4. Bedientasten & Einstellungen	27
5. Behandlungsplan.....	28
6. Legen Sie los!.....	29
7. Reinigung und Wartung	30
8. Fehlerbehebung	32
9. Teile & Verbrauchsmaterialien.....	32
10. Kundenservice	33
11. Entsorgung	33
12. Spezifikationen	34
13. Zeichenerklärung	34
14. Garantie	35

1. Warnungen & Gegenanzeigen

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Gegenanzeigen.

 Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.

 Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder versiegelte Bereiche des Geräts zu öffnen. Sie könnten sich der Gefahr durch Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

- ⚠ Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind.
- ⚠ Den Adapter von Wasser fernhalten. Der Adapter ist nicht wasserdicht.
- ⚠ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die den Adapter an die Stromversorgung anschließen.
- ⚠ Stellen bzw. bewahren Sie den Adapter nicht an Orten auf, an denen dieser in die Badewanne, das Waschbecken oder ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden können.
- ⚠ Sollte der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie ihn aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Netzstecker des Adapters nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein.
- ⚠ Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.

- ⚠ Nie am Kabel ziehen, um den Adapter von der Streckdose zu entfernen. Immer am Adapter selbst ziehen.
- ⚠ Das Adapterkabel so platzieren, dass keine Stolpergefahr besteht.
- ⚠ Das Adapterkabel nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- ⚠ Lassen Sie das Gerät nie länger als 20 Minuten unter Wasser in der Badewanne oder der Dusche.
- ⚠ Während des Ladens keine nassen Bürstenköpfe anbringen.
- ⚠ Vermeiden Sie eine Ansammlung von Gesichtereiniger auf den Bürstenköpfen.
- ⚠ Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- ⚠ Wenn bei einer Batterie Flüssigkeit austritt, vermeiden Sie auf jeden Fall den Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten. Falls erforderlich, spülen Sie die betroffenen Bereiche mit Wasser aus nehmen Sie medizinische Hilfe in Anspruch.
- ⚠ Das Gerät oder Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

- ⚠ Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt "11. Entsorgung".
- ⚠ Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- ⚠ Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- ⚠ Der Akku muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden.
- ⚠ Vor allem muss bei der Entsorgung auf die Umweltaspekte geachtet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus niemals im Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler, um die Umwelt zu schützen.

Entfernen des Akkus

Zum Entfernen des Akkus muss das Gerät auseinander gebrochen werden. Nach diesem Vorgang ist das Gerät nicht länger funktionsfähig und kann auch nicht mehr repariert werden. Durch das Aufbrechen des Gehäuses und Herausnehmen des

Akkus erlischt jeglicher Garantieanspruch. Es wird dringend geraten Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen.

DE
Silk'n haftet nicht für physische oder materielle Schäden, die durch diesen Vorgang entstehen.

Zum Entfernen der Batterie legen Sie das Gerät auf eine harte, robuste Oberfläche. Schlagen Sie mit einem Hammer entlang der gesamten Naht an beiden Seiten des Gerätegehäuses.

Sobald das Gehäuse ausreichend beschädigt ist, nehmen Sie das Gehäuse mit einer Zange oder einem Schraubenzieher auseinander. Entfernen Sie die Schrauben von der Platine und entnehmen Sie den Akku, indem Sie den Stecker von der Platine ziehen.

Gegenanzeigen

⚠ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- ⚠ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder Geräteteilen spielen.
- ⚠ Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ⚠ Aus Gründen der Hygiene ist das vorliegende Gerät nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
- ⚠ Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen.
- ⚠ Verwenden Sie niemals einen trockenen Bürstenkopf für das Gesicht oder den Hals, weil sonst Hautreizungen entstehen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:

- ⚠ bei schmerzender oder verletzter Haut im Gesicht oder am Hals.
- ⚠ Sie einen Herzschrittmacher haben.

Nehmen Sie in folgenden Fällen Kontakt zu Ihrem Arzt auf:

- ⚠ bei gesundheitlichen Beschwerden oder bei Empfindlichkeit.
- ⚠ bei Akne oder anderen Hautkrankheiten.
- ⚠ bei Ausschlag, Rötung oder Juckreiz während oder nach der Verwendung.

2. Sicherheit mit Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) wurde auf das Eindringen von Wasser in Konformität mit der Norm IPX7 getestet. Das bedeutet, Ihr Gerät ist wasserdicht und für die Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne geeignet, darf aber nicht länger als 20 Minuten in Wasser getaucht werden.

Das Gerät ist mit einem Überladeschutz ausgestattet. Das bedeutet, es ist sicher, den Adapter auf das Gerät zu stellen, auch wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, ohne dass er dabei beschädigt wird.

3. Lernen Sie Ihren Silk'n Pure (Deluxe) kennen

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Silk'n Pure und Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) reinigt die Haut und entfernt die äußere Schicht von trockenen, schuppigen Hautzellen. Unreinheiten aus Poren und Schmutzablagerungen in feinen Hautfalten werden entfernt. Durch die Vibration wird die Hautoberfläche geschmeidig und die Blutzirkulation wird durch die Massage angeregt.

Silk'n Pure (Deluxe) entfernt bis zu 6 Mal mehr Make-Up als eine manuelle Reinigung, sorgt für eine saubere, glatte und weiche Haut.

Silk'n Pure (Deluxe) es handelt sich um ein Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen vor der Verwendung lesen und verstehen und sich streng danach richten.** Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

3.1. Packungsinhalt

- Ihr Silk'n Pure (Deluxe) Gerät
- 2 Bürstenköpfe (Regular, Soft)
- Aufbewahrungstation für die Gesichtsbürste
- Adapter
- Bedienungsanleitung

Silk'n Pure Deluxe bietet die folgenden Extras:

- Aufbewahrungsetui
- Gesichtsmassage-Bürstenkopf
- Gesichtereiniger Reiseflasche
- Augenmassage-Aufsatz

3.2. Gerätebeschreibung

Silk'n Pure (Deluxe) ist ein kleines, tragbares, elektrisch betriebenes Hautreinigungsgerät. Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- Lade-LED (Nr. 1)
- Bürstenanschluss (Nr. 2)
- Kontrolltaste (Nr. 3)
- Netzadaptersockel (Nr. 4)
- Bürstenkopfmitte (Nr. 5)
- Bürstenkopf (Nr. 6)
- Aufbewahrungstation für die Gesichtsbürste (Nr. 7)
- Aufbewahrungsetui (Nr. 8) *
- Gesichtsreiner Reise flasche (Nr. 9) *
- Gesichtsmassage-Bürstenkopf (Nr. 10) *
- Augenmassage-Aufsatz (Nr. 11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Anwendungszweck

Silk'n Pure (Deluxe) ist ein frei erhältliches Gerät für die Reinigung von Gesicht und Hals und für die Hautmassage. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

4. Bedientasten & Einstellungen

4.1. Laden

Vor der ersten Verwendung muss die Batterie vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung Silk'n Pure (Deluxe) 6 Stunden lang, auch wenn nach der Qualitätskontrolle durch den Hersteller noch restliche Ladekapazität vorhanden ist.

1. Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss das Gerät vor dem Laden vollständig trocken sein.
2. Schließen Sie den **Adapter** am Gerät und an der Stromversorgung an.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die **Lade-LED** dauerhaft rot. Nach vollständiger Ladung leuchtet die **Lade-LED** durchgehend rot.

 Wenn die **Lade-LED** beim ersten Ladevorgang durchgehend rot leuchtet, muss das Gerät dennoch 3 Stunden lang geladen werden.

4. Es wird empfohlen den Netzstecker nach der vollständigen Ladung zu ziehen und den **Adapter** aufzubewahren, bis ein erneuter Ladevorgang notwendig ist.

 Für eine Verlängerung der Lebensdauer der Batterie wird empfohlen, diese regelmäßig mindestens alle 3 Monate zu laden.

 Während des Ladens keine nassen Bürstenköpfe anbringen.

4.2. LED-Anzeigen und Funktionseinstellungen

Die Verwendung Ihres Silk'n Pure (Deluxe) ist einfach. Das Gerät verfügt über lediglich eine **Kontrolltaste** und eine **LED-Anzeige**. Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.


Taste	Aktion	Funktion / Modus
Kontrolltaste (Nr. 3) 	1 x drücken	Vibriert - niedrige Geschwindigkeit
	2 x drücken	Vibriert - hohe Geschwindigkeit
	3 x drücken	Pulsiert - niedrige Geschwindigkeit
	4 x drücken	Pulsiert - hohe Geschwindigkeit
	5 x drücken	Gerät schaltet aus
Lade-LED (Nr. 1) 	LED ist rot und blinkt 10 Sekunden lang	Niedriger Batteriestand
	LED ist rot und blinkt dauerhaft	Laden
	LED ist durchgehend rot (nur wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist)	Vollständig geladen. Sobald das Gerät vom Adapter getrennt wird oder der Adapter von der Stromversorgung getrennt wird, schaltet die LED aus.

5. Behandlungsplan




- Für den täglichen Gebrauch, jedoch nicht öfter als zwei Mal am Tag.
- Es wird eine Reinigung in diesen Bereichen empfohlen: Stirn, Nase, Kinn, Wangen und Hals.
- Die empfohlen Behandlungsdauer pro Bereich beträgt 10 Sekunden.
- Silk'n Pure (Deluxe) reinigt Ihre Haut in nur 1 Minute. Wir empfehlen die Behandlungsdauer nicht zu überschreiten.

6. Legen Sie los!

1. Wählen Sie den für Ihren Hauttyp geeigneten Bürstenkopf. Den **Bürstenkopf** vorsichtig auf den **Bürstenanschluss** drücken, bis dieser einrastet.
2. Das Gesicht mit lauwarmem Wasser befeuchten.
3. Den **Bürstenkopf** mit lauwarmem Wasser befeuchten und einen Gesichtereiniger Ihrer Wahl auf den Bürstenkopf auftragen.



DE

-  Verwenden Sie niemals einen trockenen **Bürstenkopf** für das Gesicht oder den Hals, weil sonst Hautreizungen entstehen können.
4. Drücken Sie die **Kontrolltaste**, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet automatisch mit niedriger Vibration.
 5. Um den gewünschten Modus auszuwählen, drücken Sie die Kontrolltaste bis zum Erreichen des gewünschten Modus (siehe Abschnitt "4.2. LED-Anzeigen und Funktionseinstellungen").
 6. Drücken Sie den **Bürstenkopf** sanft auf Ihre Haut und bewegen Sie die Bürste mit einer kreisförmigen Bewegung nach oben. Es sollte nicht zu viel Druck ausgeübt werden.
 -  Sensible Hautbereiche wie um die Augen oder die Lippen sollten ausgespart werden.
 7. Zum Abschluss die Haut mit Wasser reinigen und mit einem Handtuch trocken tupfen.
-  Nach 1 Minute schaltet das Gerät automatisch aus. Wenn Sie den Modus während der Anwendung ändern, wird der Timer zurückgesetzt und neu gestartet.

6.1. Silk'n Pure Deluxe Zubehör

Zusätzlich zum funktionellen Aufbewahrungsetui und dem Gesichtereiniger in Reisegröße, enthält Silk'n Pure Deluxe zwei zusätzliche Behandlungsteile. Beide sind für den täglichen Gebrauch geeignet.

Der **Gesichtsmassage-Bürstenkopf** verbessert die Blutzirkulation und reinigt sanft die Haut, damit Ihre Haut frischer und heller aussieht. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt "6. Legen Sie los!"

Der **Augenmassage-Aufsatz** reduziert Tränensäcke und dunkle Ringe um die Augen. Zur Anwendung dieses Zubehörs befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken ist.
2. Platzieren Sie den metallischen Teil unter Ihren Augen und schieben Sie den Aufsatz von links nach rechts. Wiederholen Sie dies pro Bereich zwischen 30 Sekunden und 1 Minute. Sie können auch Ihr bevorzugtes Serum, eine Lotion oder Creme dabei verwenden.

7. Reinigung und Wartung

Verwenden Sie warmes Wasser mit einer maximalen Temperatur von 45°C / 113°F.

7.1. Reinigen der Bürstenköpfe

Reinigen Sie die **Bürstenköpfe** Regular und/oder Soft nach jeder Verwendung.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Den Bürstenkopf mit warmem Wasser und milder Seife reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Überschüssiges Wasser abtropfen.
- Den **Bürstenkopf** mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Zum Trocknen des **Bürstenkopfs** kann das Gerät auch eingeschaltet und 5-10 Sekunden lang an einem sauberen Tuch getrocknet werden.
- 📘 Aus hygienischen Gründen wird empfohlen die **Bürstenköpfe** alle 3 Monate, oder wenn sie sichtlich abgenutzt sind auch früher, auszutauschen.
- ⚠ Vermeiden Sie eine Ansammlung von Gesichtereiniger auf den **Bürstenköpfen**.

7.2. Reinigen des Silk'n Pure Deluxe Zubehörs

- Den **Gesichtsmassage-Bürstenkopf** mit warmem Wasser reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
- Den **Augenmassage-Aufsatz** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Alternativ nur mit warmem Wasser reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abtrocknen.



7.3. Reinigen des Geräts und der Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste

Es wird empfohlen das Gerät nach jedem Gebrauch und die **Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste** ein Mal monatlich zu reinigen. Vor der Reinigung:

- Den **Adapter** vom Gerät entfernen.
 - Keine scheuernden Reinigungsmittel oder chemische Substanzen für die Reinigung der Geräteteile verwenden.
 - Reinigen Sie das Gerät oder die **Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
- ⚠ Das Gerät oder Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

7.4. Austauschen des Bürstenkopfs

1. Zum Entfernen des **Bürstenkopfs** halten Sie den äußeren Plastikrand des **Bürstenkopfs** mit einer Hand und den Gerätegriff mit der anderen Hand fest und ziehen den Bürstenkopf nach oben, bis er sich vom Gerät löst.
2. Zum Anbringen des **Bürstenkopfs** platzieren Sie die Mitte des **Bürstenkopfs** auf dem Bürstenanschluss.
3. Drücken Sie den **Bürstenkopf** vorsichtig gegen den Verbindungsrippel, bis dieser einrastet.



7.5. Aufbewahrung

- Das Gerät kann in der **Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste** auf einer Kommode aufbewahrt werden.
- Wenn das Gerät voraussichtlich über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen Ort gelagert werden.

8. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder versiegelte Bereiche des Geräts zu öffnen. Sie könnten sich der Gefahr durch Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.



Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Silk'n-Kundenservice.

Problem	Aktion
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät und dem Stromanschluss und laden Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch für mindestens 6 Stunden.
Das Gerät wird nicht geladen.	Stellen Sie sicher, dass der Adapter richtig mit dem Gerät und dem Stromanschluss verbunden ist. Ziehen Sie den Adapter und schließen Sie diesen erneut an, um das Gerät vollständig zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.
Das Gerät schaltet sich ständig aus.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät und dem Stromanschluss und laden Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch für mindestens 6 Stunden.

9. Teile & Verbrauchsmaterialien

Ersatzbürsten sind über den Händler verfügbar, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bestellungen sind auch direkt über unsere Webseite www.silk'n.eu möglich.

10. Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten.

Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

DE

11. Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.








Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen wird vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

12. Spezifikationen

Modelle		H4101
Adapter	Eingang:	100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
	Ausgang:	5VDC; 500mA
	Modell:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Vereinigtes Königreich)
Betrieben mit		Batterien 1x 3.7V; Li-Ion; 500mA
Produktklassifizierung		Klasse II
Schutznorm		IPX7

13. Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.

	Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen anwendbaren Richtlinien des Europäischen Wirtschaftsraums.
IPX7	Geschützt vor Eintauchen in Wasser für bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 Meter.
	Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.
	Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II.
	Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) (EU-Netzstecker).
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).

	Der Netzstecker ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstrafo ausgestattet.
IP20	Der Netzstecker ist gegen Festkörper bis 12 mm Größe geschützt.
	Der Netzstecker verfügt über ein Schaltnetzteil.
	Das internationale Effizienzzeichen gibt an, dass die Stromversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt.
	Dieses Symbol kennzeichnet die Polarität der Adapterstifte.
	Produkt erfüllt nationale und internationale Sicherheitsstandards (GB-Adapter).

14. Garantie

Was wird durch diese Garantie abgedeckt?

Home Skinovations, dessen Tochtergesellschaften (nachfolgend: Home Skinovations) oder der autorisierte Händler, von dem Sie Ihr Silk'n-Produkt (nachfolgend: Gerät) erworben haben, repariert oder ersetzt das Gerät, wenn während der Garantiedauer von Home Skinovations verursachte Materialdefekte im Gerät auftreten, entweder im Gerätegehäuse oder im Gerätebetrieb.

Wer hat basierend auf dieser Garantiekarte Anspruch auf die Garantieleistung?

Nur Sie, der ursprüngliche Käufer des Geräts, der das Gerät von Home Skinovations oder einem autorisierten Händler erworben hat, hat Anspruch auf die in dieser Garantie enthaltenen Leistungen. Um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie beweisen, dass Sie der ursprüngliche Käufer sind, indem Sie die originale Rechnung für den Kauf des Geräts vorweisen. Dies ist keine internationale Garantie. Die Garantie gilt nur in jenem Land, in dem der autorisierte Händler oder die Home Skinovations-Niederlassung, von denen Sie das Gerät gekauft haben, ihren Sitz haben. Eine Liste der von Home Skinovations autorisierten Händler finden Sie unter: www.silk'n.com/For_International_Visitors.

Für welchen Zeitraum gilt diese Garantiekarte?

Diese Garantie deckt Reparaturanfragen ab, die innerhalb eines (1) Jahres ab Kaufdatum der Originalrechnung eingereicht werden. Reparaturanfragen, die später als ein (1) Jahr nach Kauf eingehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Reparaturanfragen zu einem Gerät, das repariert oder ersetzt wurde, dürfen nicht später eingehen als: a) ein (1) Jahr ab dem originalen Kaufdatum des Geräts oder b) neunzig (90) Tage nach Erhalt des reparierten oder ersetzten Geräts. Wenn Ihr Gerät mit einem Label ausgestattet ist, das eine längere Garantiedauer als die oben beschriebene gewährleistet, ist die Garantiedauer auf dem Label gültig und das Gerät wird bis zum Ablauf dieser Garantie repariert oder ersetzt.

Wenn Sie das Gerät in einem EU-Land erworben haben, haben Sie noch ein zusätzliches Jahr (gemäß EU-Richtlinie 1999/44) Zeit, um Fehlfunktionen oder Defekte am Gerät zu reklamieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren, zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht offensichtlich waren. Dies wird von Home Skinovations oder vom autorisierten Händler festgestellt. Um diese verlängerte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie den autorisierten Händler kontaktieren, von dem Sie das Gerät gekauft haben oder den lokalen Kundenservice und sie sofort über den Produktionsfehler in Kenntnis setzen, auf jeden Fall nicht später als 60 Tage nachdem Sie Kenntnis über den Fehler erhalten haben.

Wie kann ich den Garantieservice in Anspruch nehmen?

Anweisungen zur Inanspruchnahme des Garantieservices und die Kontaktdaten des Servicecenters finden Sie unter: www.silkn.com/For_International_Visitors oder kontaktieren Sie Ihren lokalen, autorisierten Händler oder rufen Sie unseren Help Desk an unter:

Nordamerika: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-Mail: contact@silkn.com

Europäische Länder: (einschließlich aller Mitgliedsstaaten der EU, Schweiz, Norwegen und Russland)
Tel: +31 (0)180-330 550 / E-Mail: silkn@inno-essentials.com

Japan: Tel: 0120-110-469 / E-Mail: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tel: 1-700-700-309, E-Mail: info@silkn.com

Andere Länder: E-Mail: info@silkn.com

Wenn Sie den Kundenservice kontaktieren, ist es möglicherweise nötig ein Formular für die Rückgabe des Produkts auszufüllen und Sie erhalten eine Referenznummer. Im Falle eines Defekts, der aus irgendeinem Grund nicht von der Garantie abgedeckt wird, kann Home Skinovations die Liefer- und Reparaturkosten in Rechnung stellen, wenn Sie zustimmen, dass das Gerät auf Ihre Kosten repariert wird.

Was wird von dieser Garantiekarte nicht abgedeckt?

Diese Garantie deckt keine Schäden, die zurückzuführen sind auf einen Unfall, eine falsche Verwendung (einschließlich einer Verwendung, die nicht den Anweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung entspricht), eine fehlerhafte Verwendung, das Fehlen von angemessener Sorgfalt, unregelmäßige und unzweckmäßige Verwendung, einschließlich, aber ohne Begrenzung auf, gewerbliche oder professionelle Verwendung, das Hinzufügen von Teilen, die nicht vom Hersteller zusammen mit dem Gerät geliefert wurden, das Fehlen von Teilen, das Verwenden nicht autorisierter Ersatzteile oder das Aussetzen des Geräts an jegliche elektrische Stromquelle, die sich von der angegebenen Stromquelle unterscheidet. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von einer nicht von Home Skinovations autorisierten Person gewartet wurde und Home Skinovations haftet nicht für jegliche Schäden, die durch die Reparatur einer nicht von Home Skinovations autorisierten Person entstanden sind. Die Garantie deckt den Ersatz von gebrauchten Verschleißteilen nicht ab.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIESE GARANTIE TITT AUSDRÜCKLICH AN DIE STELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE GARANTIE DECKT AUSSCHLIESSLICH EINEN DEFEKT AM GERÄT AB.

EINSCHRÄNKUNGEN

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET HOME SKINOVATIONS, DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER AUTORISIERTEN HÄNDLER FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, STRAFRECHTLICHE, BEISPIELHAFT, ZUFÄLLIGE ODER FOLGERECHTLICHE SCHÄDEN ALLER ART (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF VERLUST VON NUTZUNG ODER KOSTEN FÜR ERSATZGERÄTE) UNGEACHTET DER RECHTSNATUR DES ANGEFÜHRTEN ANSPRUCHES, SELBST WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. FALLS EINES DER IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTE RECHTSMITTEL SEINEN ZWECK NICHT ERFÜLLT ODER WENN HOME SKINOVATIONS, DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER AUTORISIERTEN HÄNDLER AUF GRUNDLAGE EINER RECHTSTHEORIE FÜR SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON HOME SKINOVATIONS, DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER AUTORISIERTEN HÄNDLERN AUF KEINEN FALL DEN EINZELHANDELSPREIS EINER EINZELNEN EINHEIT DES GERÄTS ZUM ZEITPUNKT DES AUFTRETENS DER URSACHE DER EINGEREICHTEN KLAGE. DER KÄUFER ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND DIE HAFTUNG FÜR VERLUST, SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN AN SEINER PERSON UND SEINEM EIGENTUM UND AN DRITTEN UND DEREN EIGENTUM, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER FEHLERHAFTEN VERWENDUNG, ODER UNFÄHIGKEIT DAS GERÄT ZU VERWENDEN, ENTSTEHEN, BESCHRÄNKT AUF URSACHEN, DIE DIREKT AUF FAHRLÄSSIGKEIT VON HOME SKINOVATIONS ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE ÜBER WEITERE RECHTE, DIE VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH SIND. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, SODASS DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN BZW. DER AUSSCHLUSS FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GILT.

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P. O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications	40
2. Sécurité avec Silk'n Pure (Deluxe)	46
3. En savoir plus sur votre Silk'n Pure (Deluxe).....	46
4. Paramètres et contrôles de l'appareil	47
5. Protocole d'utilisation	49
6. Commencez !	49
7. Nettoyage et entretien	50
8. Dépannage	52
9. Pièces détachées et consommables	52
10. Service à la clientèle	52
11. Élimination	53
12. Caractéristiques techniques	53
13. Signes et symboles	54
14. Garantie	55

1. Mises en garde et contre-indications

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays. Veuillez prendre connaissance de tous les avertissements et contre-indications avant utilisation.

- ⚠ N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne semble pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Les cas échéants, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- ⚠ Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

- ⚠ Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou inadaptée.
- ⚠ N'exposez pas l'adaptateur à l'eau. L'adaptateur n'est pas résistant à l'eau !
- ⚠ Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher l'adaptateur à l'alimentation électrique.
- ⚠ Ne pas poser ou ranger l'adaptateur dans un endroit où il risque de tomber ou d'être précipité dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide.
- ⚠ Ne pas toucher l'adaptateur s'il est tombé dans l'eau. Avant de le récupérer, débranchez-le immédiatement. Le fait de ne pas débrancher l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !
- ⚠ N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.

- ⚠ Veillez à ne pas retirer l'adaptateur de la prise en le tirant par le câble. Pour retirer l'adaptateur, veillez à toujours le tenir à pleine main.
- ⚠ Positionnez le câble de l'adaptateur de telle manière qu'il ne pose pas de risque pour qui que ce soit de trébucher.
- ⚠ Veillez à ne pas plier le câble de l'adaptateur et à ne pas le poser sur des surfaces comportant des arêtes vives.
- ⚠ Ne pas laisser l'appareil submergé dans l'eau du bain ou de la douche pendant plus de 20 minutes.
- ⚠ Ne fixez pas une tête de brosse mouillée pendant le chargement de l'appareil.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser de lotions pour le visage s'accumuler sur les têtes de brosse.
- ⚠ L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- ⚠ En cas de fuite de la pile, veuillez éviter tout contact avec la peau, les yeux et les membranes muqueuses. Si nécessaire, rincez à l'eau les zones affectées et consultez un médecin.

- ⚠ Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.
- ⚠ Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "11. Élimination".
- ⚠ La pile doit être retirée de l'appareil avant que ce dernier soit jeté.
- ⚠ Pendant la procédure de retrait de la pile, l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique.
- ⚠ La pile doit être éliminée d'une manière sécuritaire.
- ⚠ Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile. Ne jetez pas de piles usagées à la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

Retirer la pile

Pour retirer la pile, le dispositif doit être démonté. Suite à cette procédure, le dispositif ne pourra plus ni fonctionner, ni être réparé. Toute garantie sera annulée si le boîtier de l'appareil est cassé et la pile retirée. Il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection et des gants.

Silk'n n'est pas responsable des dommages d'ordre physique ou matériel résultant de cette procédure.

Pour enlever la pile, posez l'appareil sur une surface dure et résistante. A l'aide d'un marteau, tapez sur l'appareil au niveau du joint, et continuer à marteler tout au long du joint des deux côtés de l'appareil.

Lorsque le joint est suffisamment cassé, démontez le boîtier à l'aide de pinces et d'un tournevis. Dévissez la carte de circuit imprimé (CCI) et enlevez la pile en débranchant la prise de la CCI.

Contre-indications

⚠ Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils

soient surveillés ou informés sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus.

- ⚠ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ou avec l'un de ses composants quel qu'il soit.
- ⚠ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ⚠ Pour des raisons d'hygiène, veillez à ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes.
- ⚠ Évitez tout contact avec les yeux.
- ⚠ Veillez à ne pas utiliser une tête de brosse sèche sur le visage ou le cou, car cela risque de provoquer une irritation cutanée.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez :

- ⚠ une irritation ou des lésions cutanées sur le visage ou le cou.
- ⚠ un stimulateur cardiaque.

Consultez votre médecin si vous avez :

- ⚠ un trouble médical quelconque ou tout type de sensibilité.
- ⚠ de l'acné ou toute autre affection cutanée.

⚠ des éruptions cutanées, des rougeurs ou des démangeaisons survenues pendant ou après utilisation.

2. Sécurité avec Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) a été testée pour son étanchéité et correspond à la norme IPX7. Cela signifie que l'appareil est étanche et peut être utilisé sous la douche ou lorsque vous prenez un bain, mais veillez à ne pas le laisser submerger dans l'eau pendant plus de 20 minutes.

L'appareil est également doté d'un système de protection contre les surcharges. Cela signifie que vous pouvez laisser l'adaptateur sur l'appareil même s'il est branché sur l'alimentation électrique, sans risque de l'endommager.

3. En savoir plus sur votre Silk'n Pure (Deluxe)

Ce mode d'emploi concerne à la fois les modèles Silk'n Pure et Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) nettoie efficacement la peau et élimine la couche superficielle de la peau qui est constituée de cellules sèches et écaillées. L'appareil élimine les impuretés et résidus de maquillage incrustés dans les pores et les plis des rides et ridules. Il utilise les vibrations pour adoucir la surface de la peau, et masse la peau pour améliorer la circulation sanguine.

Silk'n Pure (Deluxe) enlève jusqu'à 6 fois plus de produits de maquillage que le nettoyage manuel, laissant la peau propre, lisse et incroyablement douce.

Silk'n Pure (Deluxe) est un appareil électrique qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. **Avant utilisation, il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur la façon d'utiliser cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement.** Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions dans ce mode d'emploi avant chaque séance.

3.1. Contenu du paquet

- Votre appareil Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 têtes de brosse (Regular, Soft)
- Socle de support de la brosse spécial visage
- Adaptateur
- Mode d'emploi

Silk'n Pure Deluxe comprend les éléments supplémentaires suivants :

- Étui de transport
- Tête de brosse pour masser le visage
- Le flacon de transport pour lotion purifiante
- Tête de brosse pour masser les contours des yeux

3.2. Description de l'appareil

Silk'n Pure (Deluxe) est une brosse nettoyante de peau électrique portable. Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Voyant de chargement (#1)
- Point de fixation brosse (#2)
- Bouton de commande (#3)
- Socle de support de la brosse spécial visage (#7)
- Étui de transport (#8)*
- Le flacon de transport pour lotion purifiante (#9)*
- Prise de l'adaptateur (#4)
- Tête de brosse pour masser le visage (#10)*
- Pivot de tête de brosse (#5)
- Tête de brosse pour masser les contours des yeux (#11)*
- Tête de brosse (#6)

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Usage prévu


Silk'n Pure (Deluxe) est un appareil en vente libre destiné à être utilisé pour le nettoyage de la peau et du cou, et masser la peau. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

4. Paramètres et contrôles de l'appareil

4.1. Charger l'appareil

Avant la première utilisation, l'appareil doit être entièrement chargé. Pour des résultats optimums, chargez votre Silk'n Pure (Deluxe) pendant 6 heures avant de l'utiliser pour la première fois, même s'il reste une charge résiduelle dans l'appareil suite aux procédures de contrôle qualité.

1. Pour votre sécurité, veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant de le charger.
2. Connectez l'**adaptateur** sur l'appareil et branchez sur l'alimentation électrique.
3. Pendant le chargement, le **voyant de chargement** est rouge et clignote en continu. Lorsque la batterie est complètement chargée, le **voyant de chargement** est allumé en rouge en continu.

 Lorsque vous chargez l'appareil pour la première fois, même si le voyant affiche une **lumière** rouge constante, vous devez charger le dispositif pendant 3 heures afin d'obtenir une charge complète avant la première utilisation.



4. Nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de ranger l'**adaptateur** après chaque charge complète, jusqu'à ce que vous ayez à recharger à nouveau l'appareil.

 Nous vous recommandons de charger l'appareil entièrement au moins tous les 3 mois pour conserver la durée de vie de la batterie.

 Ne fixez pas une tête de brosse mouillée pendant le chargement de l'appareil.

4.2. Voyants lumineux et sélection du mode de fonctionnement

Votre Silk'n Pure (Deluxe) est facile d'utilisation et dispose d'un **bouton de commande** et d'un **voyant lumineux**. Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.


Bouton	Action	Fonction / Mode
Bouton de commande (#3) 	Appuyer x 1	Vibre - basse vitesse
	Appuyer x 2	Vibre - grande vitesse
	Appuyer x 3	Pulse - basse vitesse
	Appuyer x 4	Pulse - grande vitesse
	Appuyer x 5	Le dispositif s'éteint
Voyant de chargement (#1) 	Le voyant est rouge et clignote pendant 10 secondes	Pile faible
	Le voyant est rouge et clignote en continu	Charger l'appareil
	Le voyant émet une rouge constante (visible uniquement lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique)	La charge est complète Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est déconnecté de l' adaptateur , ou lorsque vous débranchez l' adaptateur de l'alimentation électrique.

5. Protocole d'utilisation

- Utilisez quotidiennement, mais pas plus de deux fois par jour.
- Nous recommandons le nettoyage de ces zones : front, nez, menton, les joues et le cou.
- La durée recommandée de séance par zone est de 10 s.
- Silk'n Pure (Deluxe) est conçu pour nettoyer votre peau en une minute seulement. Nous vous recommandons de ne pas excéder cette durée.

6. Commencez !

1. Choisissez la **tête de brosse** qui correspond à votre type de peau. Positionner délicatement la **tête de brosse** sur son **point de fixation** et appuyez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
2. Humidifiez votre visage à l'eau tiède.
3. Humidifiez la **tête de brosse** à l'eau tiède et appliquez-y la lotion purifiante de votre choix.



- ⚠ Veillez à ne pas utiliser une **tête de brosse** sèche sur le visage ou le cou, car cela risque de provoquer une irritation cutanée.
4. Appuyez sur le **bouton de commande** pour mettre l'appareil en marche. L'appareil s'allume automatiquement sur le mode vibration, basse vitesse.
 5. Pour sélectionner le mode voulu, continuez à appuyer sur le bouton de commande pour passer d'un mode à l'autre (voir la rubrique "4.2. Voyants lumineux et sélection du mode de fonctionnement").
 6. Appuyez doucement la **tête de brosse** sur la peau et faites-lui suivre un mouvement circulaire ascendant. Il n'est pas utile d'exercer de pression.
i Essayez d'éviter les zones de peau délicates comme le contour des yeux ou les lèvres.
 7. Pour finir, rincez le visage à l'eau et séchez en tamponnant avec une serviette.
- i** L'appareil est réglé pour s'éteindre automatiquement après 1 minute. Cependant, si vous changez de mode durant une séance, le minuteur se remettra à zéro et reprendra du début.

6.1. Silk'n Pure Deluxe accessoires

En plus de l'étui de transport et du flacon de transport pour lotion purifiante, très pratiques, Silk'n Pure Deluxe comprend deux accessoires supplémentaires pour les séances. Les deux conviennent à une utilisation quotidienne.

La **tête de brosse pour masser le visage** améliore la circulation sanguine et nettoie doucement la peau, la laissant douce et brillante. Suivez les étapes de la rubrique "6. Commencez !"

La **tête de brosse pour masser les contours des yeux** réduit les poches et les cernes autour des yeux. Pour utiliser cet accessoire, procédez comme suit :

1. Nettoyez votre visage en profondeur et veillez à ce que votre peau soit propre et sèche.
2. Placez la partie métallique sur la zone sous les yeux puis déplacez de gauche à droite. Effectuez cette opération pendant 30 secondes à 1 minute sur une zone. Vous pouvez également l'utiliser avec votre crème, lotion ou sérum pour les yeux favoris.

7. Nettoyage et entretien

Utilisez de l'eau chaude à une température maximum de 45 °C/113 °F.

7.1. Nettoyage des têtes de brosse

Nettoyez la ou les **têtes de brosse** à poils doux et/ou standards après chaque utilisation.

- Vérifiez que l'appareil soit bien éteint. Rincez avec de l'eau chaude et un savon doux afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'accumuler. Puis secouez pour éliminer l'excès d'eau.
- Essuyez la **tête de brosse** avec un chiffon de nettoyage. Vous pouvez également sécher la **tête de brosse** en mettant l'appareil en marche et en la frottant contre un chiffon propre pendant 5 à 10 secondes.
- i** Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer les **têtes de brosse** usagées tous les 3 mois, voire avant cette période si vous constatez qu'elles sont usées.
- !** Veillez à ne pas laisser de lotions pour le visage s'accumuler sur les **têtes de brosse**.

7.2. Accessoires de nettoyage du Silk'n Pure Deluxe

- Nettoyez la **tête de brosse pour masser le visage** avec de l'eau chaude afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'y accumuler. Puis essuyez-le tout à l'aide d'un chiffon propre.
- Essuyez la **tête de brosse pour masser les contours des yeux** avec un chiffon humide et un détergent doux. Sinon, nettoyez-la avec de l'eau chaude afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'y accumuler. Puis essuyez-le tout à l'aide d'un chiffon propre.

7.3. Nettoyage de l'appareil et du socle de support de la brosse spécial visage


Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil après chaque utilisation, et le **socle de support de la brosse spécial visage** une fois par mois. Avant le nettoyage :

- Déconnectez l'appareil de l'**adaptateur**.
- Ne nettoyez aucune pièce de l'appareil au moyen de produits chimiques ou nettoyants abrasifs.
- Nettoyez l'appareil ou le **socle de support de la brosse spécial visage** avec un chiffon humide et un détergent doux, puis essuyez-le avec un chiffon propre.

⚠ Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.

7.4. Remplacement de la tête de brosse

1. Pour retirer la **tête de brosse**, saisissez la base en plastique extérieure de la **tête de brosse** d'une main et la poignée de l'appareil de l'autre main, puis tirez vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache.
2. Pour fixer une **tête de brosse**, positionnez le centre de la **tête de brosse** sur le point de fixation.
3. Appuyez doucement sur la **tête de brosse** et pressez vers le bas jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.



7.5. Stockage

- Vous pouvez laisser l'appareil sur le **socle de support de la brosse spécial visage** et l'utiliser comme plan de travail.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, nous vous recommandons de stocker celui-ci dans un lieu non humide.

8. Dépannage

Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

 Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle Silk'n.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que l'appareil ait été chargé correctement. Connectez l' adaptateur à l'appareil et à l'alimentation électrique et laissez-le se charger pendant au moins 6 heures avant de le réutiliser.
L'appareil ne se charge pas.	Assurez-vous que l' adaptateur soit correctement connecté à l'appareil et à l'alimentation électrique. Débranchez l' adaptateur puis rebranchez-le pour réinitialiser complètement l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil s'éteint en permanence.	Assurez-vous que l'appareil ait été chargé correctement. Connectez l' adaptateur à l'appareil et à l'alimentation électrique et chargez l'appareil pendant moins 6 heures avant de le réutiliser.

9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez acheter des brosses de rechange auprès du revendeur où vous avez acheté l'appareil, ou vous pouvez commander directement à partir de notre site Internet : www.silkn.eu.

10. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Veuillez contacter le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil.

Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercaareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

FR

11. Élimination



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.




Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.



12. Caractéristiques techniques

Modèle		H4101
Adaptateur	Entrée :	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
	Sortie :	5 Vcc ; 500 mA
	Modèle :	RSS1002-025050-W2E (Europe) RSS1002-025050-W3U (Royaume-Uni)
Alimenté par		Piles 1x 3.7 V ; Li-ion ; 500 mA
Classification de l'appareil		Classe II
Protection		IPX7

13. Signes et symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.

	Déclaration de conformité : Les produits étiquetés avec ce symbole répondent à toutes les dispositions applicables dans l'Espace économique européen.
IPX7	Protégé d'une immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 1 m.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
	Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection II.
	Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) (EU adaptateur).
	Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).
	L'adaptateur est équipé d'un transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits.
IP20	L'adaptateur est protégé contre les corps solides jusqu'à 12 mm.
	L'adaptateur dispose d'une fiche à interrupteur.
	Le sigle international d'efficacité indique que l'alimentation électrique répond aux exigences du niveau VI.

	Ce symbole indique la polarité des broches de l'adaptateur.
	Le produit répond aux normes de sécurité nationales et internationales (adaptateur GB).

14. Garantie

Que couvre cette garantie ?

Home Skinovations, ses sociétés affiliées (ci-après : Home Skinovations) ou le revendeur autorisé auprès duquel vous avez acheté votre produit Silk'n (ci-après l'Appareil) devront réparer ou remplacer l'Appareil, si tout défaut matériel causé par Home Skinovations est découvert sur l'Appareil durant la période de garantie, qu'il s'agisse d'un défaut matériel sur le corps de l'Appareil ou d'un défaut de fonctionnement.

Qui est en droit de bénéficier du service couvert par ce certificat de garantie ?

Uniquement vous, l'acheteur d'origine de l'Appareil, qui avez acheté l'Appareil à Home Skinovations ou à ses distributeurs autorisés, êtes en droit de bénéficier de la garantie spécifiée dans ce certificat. Afin de bénéficier du service de garantie, vous devez prouver que vous êtes l'acheteur d'origine en présentant la facture d'origine de l'Appareil. Cette garantie n'est pas une garantie internationale. Elle ne sera honorée que dans le pays dans lequel le revendeur autorisé ou l'entité Home Skinovations auprès duquel ou de laquelle vous avez acheté l'Appareil est situé(e). Pour obtenir une liste des revendeurs agréés de Home Skinovations, voir : www.silkn.com/For_International_Visitors.

Quelle période ce certificat de garantie couvre-t-il ?

La garantie couvre les demandes de réparation reçues dans un délai d'un an (1) à partir de la date d'achat de l'appareil. Les demandes de réparation après un an (1) à compter de la date d'achat ne sont pas couvertes par ce certificat de garantie. Les demandes de réparation concernant un appareil ayant été réparé ou remplacé doivent être soumises au plus tard : (a) un an (1) à partir de la date d'achat de l'appareil ou (b) quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle l'appareil réparé ou remplacé vous a été retourné, la date la plus récente prévalant. Si une étiquette est jointe à votre appareil indiquant une période de garantie plus longue que celle indiquée ci-dessus, la période de garantie mentionnée sur l'étiquette s'applique, et l'appareil sera réparé ou remplacé dans le cadre de la garantie jusqu'à l'expiration de ladite période.

Si vous avez acheté l'appareil dans un pays de l'UE, vous disposez d'une année supplémentaire (selon la Directive européenne 1999/44) pour faire une réclamation en cas de défaillances ou dysfonctionnements de votre appareil, qui étaient présents au moment de l'achat, mais n'étaient pas apparents à cette période, tels que constatés par Home Skinovations ou le distributeur agréé. Afin d'activer cette extension de garantie, vous devez contacter le distributeur agréé auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou le centre de réparation local et les informer du vice de fabrication immédiatement, et au plus tard 60 jours après la constatation de la panne.

Comment bénéficier du service de garantie ?

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour bénéficier du service de garantie, et connaître les coordonnées des centres de réparation les plus proches de chez vous, visitez la page : www.silkn.com/For_International_Visitors, ou contactez votre revendeur autorisé ou le service après-vente local :

Amérique du Nord : Tél : 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email : contact@silkn.com

Pays européens : (comprend tous les États membres de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Russie) Tél : +31 (0)180-330 550 / Email : silkn@inno-essentials.com

Japon : Tél : 0120-110-469 / Email : beauty0120110469@sensepil.jp

Israël : Tél : 1-700-700-309, Email : info@silkn.com

Autres pays : Email : info@silkn.com

Lors de votre requête auprès du service client, il vous sera demandé de remplir un formulaire pour le retour du produit, et vous recevrez un numéro de référence. S'il s'agit d'un défaut non couvert par la garantie, quelle qu'en soit la raison, Home Skinovations peut vous facturer le montant de l'expédition et des coûts de réparation si vous avez accepté de réparer l'Appareil à vos frais.

Quels sont les éléments non couverts par ce certificat de garantie ?

Cette garantie ne couvre pas tout dommage résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme (notamment une utilisation autre que celle décrite dans le mode d'emploi de l'Appareil), d'une utilisation inappropriée, de négligence, d'une utilisation anormale ou non raisonnable, y compris sans s'y limiter une utilisation commerciale ou professionnelle, l'ajout de pièces non fournies avec l'Appareil, des pièces perdues ou l'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou l'exposition de l'Appareil à un courant électrique autre que celui indiqué. La garantie sera annulée si l'Appareil a été manipulé par une personne non autorisée par Home Skinovations et Home Skinovations ne sera pas tenu responsable de tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par Home Skinovations. La garantie n'inclut pas le remplacement des pièces de rechange usagées.

EXCLUSION DE GARANTIE

LA GARANTIE EXPRESSE STIPULÉE DANS CE DOCUMENT REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION A UNE FIN PARTICULIÈRE. CETTE GARANTIE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE L'APPAREIL.

LIMITATIONS

EN AUCUN CAS HOME SKINOVATIONS, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU SES REVENEURS AUTORISÉS, NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE, ACCIDENTEL OU ACCESSOIRE (Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS A LA PERTE DE JOUISSANCE OU AUX FRAIS DE REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT), QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE LÉGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA RÉCLAMATION, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LE CAS OU LES RECOURS DÉFINIS DANS CETTE GARANTIE MANQUENT A LEUR VOCATION ESSENTIELLE OU SI HOME SKINOVATIONS, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU SES REVENEURS AUTORISÉS SONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SELON UNE THÉORIE LÉGALE, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE HOME SKINOVATIONS, DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU DE SES REVENEURS AUTORISÉS NE DÉPASSERA LE PRIX TOTAL D'UNE UNITÉ, SELON LES TARIFS EN VIGUEUR A LA DATE DE LA CAUSE DE L'ACTION. L'UTILISATEUR ASSUME TOUT RISQUE ET TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE CAUSE A L'UTILISATEUR, SES BIENS OU A AUTRUI ET SES BIENS, RÉSULTANT DE L'UTILISATION INCORRECTE OU DE L'INCAPACITÉ A UTILISÉ LE PRODUIT, SAUF SI LES DOMMAGES ONT ÉTÉ CAUSÉS DIRECTEMENT PAR LA NÉGLIGENCE DE HOME SKINOVATIONS.

CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, AUXQUELS PEUVENT S'AJOUTER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN PAYS A L'AUTRE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES OU DES GARANTIES IMPLICITES, PAR CONSÉQUENT LES LIMITATIONS ET L'EXCLUSION DE GARANTIE CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, ShaarYokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen en contra-indicaties	59
2. Veiligheid met Silk'n Pure (Deluxe)	64
3. Maak kennis met Silk'n Pure (Deluxe)	65
4. Apparaatbesturingen en instellingen	66
5. Behandelingsschema	67
6. Aan de slag!	67
7. Reiniging en onderhoud	68
8. Oplossen van problemen	70
9. Onderdelen en verbruiksartikelen	71
10. Klantenservice	71
11. Verwijdering.....	71
12. Specificaties.....	72
13. Tekens en symbolen	72
14. Garantie	73

1. Waarschuwingen en contra-indicaties

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Lees voor het gebruik alle waarschuwingen en contra-indicaties.

⚠ Gebruik het apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, als het apparaat is beschadigd, niet goed lijkt te werken of als u rook ziet of ruikt. Gebruik het apparaat in die gevallen niet langer en neem contact op met de klantenservice.

⚠ Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer niet om gesloten onderdelen van uw apparaat te repareren of te openen. U kunt uzelf daarbij blootstellen aan gevaarlijke onderdelen en ernstige verwondingen bij uzelf veroorzaken. Ook vervalt dan de garantie.

⚠ De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van ongepast of onjuist gebruik.

- ⚠ Houd de adapter verwijderd van water. De adapter is niet waterdicht.
- ⚠ Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u de adapter op het stopcontact aansluit.
- ⚠ Plaats of berg de adapter niet op, op een locatie waar deze kan vallen of in een badkuip, wasbak, water of andere vloeistof kan worden getrokken.
- ⚠ Pak de adapter niet als deze in het water is gevallen. Koppel onmiddellijk de stekker los van het stopcontact alvorens u het pakt. Indien u de adapter niet heeft losgekoppeld, kan dat leiden tot een elektrische schok!
- ⚠ Gebruik de adapter nooit als hij een beschadigde kabel of stekker heeft, indien hij niet naar behoren functioneert, of indien het ondergedompeld is geweest in water. Als dat gebeurt, koppel dan de adapter onmiddellijk los.
- ⚠ Trek de adapter nooit aan de kabel uit het stopcontact. Houd altijd de adapter vast tijdens het verwijderen.
- ⚠ Plaats de kabel van de adapter op zo'n manier dat er geen struikelgevaar ontstaat.

- ⚠ Knik de kabel van de adapter niet en leg deze niet over scherpe randen.
- ⚠ Laat het apparaat niet ondergedompeld liggen in een bad of in water gedurende meer dan 20 minuten.
- ⚠ Plaats geen natte borstelkoppen op het apparaat terwijl het apparaat wordt opgeladen.
- ⚠ Laat de face wash zich niet ophopen op de borstelkoppen.
- ⚠ Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de unit voor stroomtoevoer die bij het apparaat wordt geleverd.
- ⚠ Indien een batterij is gaan lekken, vermijd contact met de huid, de ogen en slijmvliezen. Indien nodig, de aangetaste zones spoelen met water en medische hulp zoeken.
- ⚠ Reinig het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine.
- ⚠ Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten.

Raadpleeg sectie "11. Verwijdering" voor meer informatie.

- ⚠ De batterij dient verwijderd te worden van het apparaat voordat het weggegooid wordt.
- ⚠ Het apparaat dient losgekoppeld te zijn van de elektrische voeding bij het verwijderen van de batterij.
- ⚠ De batterij dient veilig afgevoerd te worden.
- ⚠ Aandacht dient besteed te worden aan de aspecten van milieuverontreiniging bij het afvoeren van de batterij. Gooi gebruikte batterijen niet in een vuilbak. Gelieve uw verkoper te raadplegen om het milieu te beschermen.

Verwijderen van batterij

Om de batterij te verwijderen, moet het apparaat worden gedemonteerd. Het apparaat zal niet meer werken na deze procedure, en kan niet meer hersteld worden. Als de behuizing van het apparaat wordt opengebroken en de batterij wordt verwijderd, vervalt iedere garantie. Er wordt streng aanbevolen om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.

Silk'n is niet verantwoordelijk voor enig fysieke of materiële schade ten gevolge van het uitvoeren van deze procedure.

Plaats het apparaat op een harde en stevige ondergrond als u de batterij wilt verwijderen. Gebruik een hamer om het apparaat te breken in de naad en doe dit verder langs de volledige naad aan beide zijden van het apparaat.

Eenmaal de naad voldoende gebroken is, gebruik een tang of een schroevendraaier om de huls te breken. Schroef de PCB (printed circuit board) los en verwijder de batterij door de plug los te maken van de PCB.

NL

Contra-indicaties

- ⚠ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en ouder, en personen met een fysieke, motorische of mentale beperking, of die ervaring of kennis ontberen, indien ze worden gesuperviseerd of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en als ze de gerelateerde gevaren begrijpen.
- ⚠ Kinderen mogen niet met het apparaat of onderdelen daarvan spelen.
- ⚠ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

- ⚠ Om hygiënische redenen raden wij u aan om het apparaat niet met anderen te delen.
- ⚠ Vermijd contact met de ogen.
- ⚠ Gebruik geen droge borstelkop op het gezicht of in de hals omdat dat huidirritatie zou kunnen veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet indien u:

- ⚠ een pijnlijke of beschadigde huid hebt in het gezicht of de hals.
- ⚠ een pacemaker hebt.

Raadpleeg uw arts indien u:

- ⚠ een medische aandoening of een of andere gevoeligheid hebt.
- ⚠ acné of een andere huidaandoening hebt.
- ⚠ huiduitslag, roodheid of jeuk ervaart gedurende of na het gebruik.

2. Veiligheid met Silk'n Pure (Deluxe)

uw Silk'n Pure (Deluxe) werd getest op waterdichtheid in de mate gedekt door IPX7. Dit betekent dat uw apparaat waterdicht is en geschikt is voor gebruik onder de douche of terwijl u een bad neemt, maar u mag het niet langer dan 20 minuten onderdompelen in water.

Het apparaat heeft ook een overlaadbeveiliging. Dit betekent dat u de adapter veilig in het apparaat kunt laten zitten zonder risico op beschadiging te lopen – ook al zit de stekker in het stopcontact.

3. Maak kennis met Silk'n Pure (Deluxe)

Deze gebruiksaanwijzing verwijst naar zowel Silk'n Pure als Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) reinigt de huid effectief en verwijdert de buitenste laag van droge en schilferige huidcellen. Het brengt onzuiverheden omhoog van uit de poriën alsook opgestapelde afvalstoffen uit de huidplooiën van fijne huidlijntjes en rimpels. Het apparaat maakt gebruik van vibraties om ervoor te zorgen dat het oppervlak van de huid glad wordt, en het masseert uw huid om de bloedcirculatie te verbeteren.

Silk'n Pure (Deluxe) verwijdert 6 keer meer make-up dan handmatige reiniging. Voor een schone, gladde en zachte huid.

Silk'n Pure (Deluxe) is een elektrisch apparaat en dient gebruikt te worden met speciale aandacht voor de veiligheid. **Het is belangrijk dat u de instructies over het gebruik van het apparaat, inclusief procedures voor na het gebruik, leest, begrijpt en strikt opvolgt voordat u het apparaat gebruikt.** We raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met de instructies in deze gebruiksaanwijzing vóór elke behandeling.

NL

3.1. Inhoud van de verpakking

- Uw Silk'n Pure (Deluxe)-apparaat
- 2 borstelkoppen (regular, soft)
- Gezichtsborstelhouder
- Adapter
- Gebruiksaanwijzing

Silk'n Pure Deluxe bevat de volgende extra's:

- Reisetui
- Face wash reisflesje
- Gezichtsmassage borstelkop
- Oogmassage borstelkop

3.2. Apparaatbeschrijving

Silk'n Pure (Deluxe) is een klein elektrisch hand-apparaat om de huid mee te reinigen. Verwijs naar het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing om de locatie te bekijken van elk onderdeel.

- Opladlampje (nr. 1)
- Borstel bevestigingspunt (nr. 2)
- Bedieningsknop (nr. 3)
- Adapteraansluiting (nr. 4)
- Centrum borstelkop (nr. 5)
- Borstelkop (nr. 6)
- Gezichtsborstelhouder (nr. 7)
- Reisetui (nr. 8)*
- Face wash reisflesje (nr. 9)*
- Gezichtsmassage borstelkop (nr. 10)*
- Oogmassage borstelkop (nr. 11)*

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Beoogd gebruik

Silk'n Pure (Deluxe) is een vrij verkrijgbaar apparaat dat is bedoeld om uw gezicht en hals te reinigen en uw huid te masseren. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

4. Apparaatbesturingen en instellingen


4.1. Laden

Vóór het eerste gebruik dient het apparaat volledig opgeladen te zijn. Voor de beste resultaten, laadt u uw Silk'n Pure (Deluxe) op gedurende 6 uur alvorens het voor de eerste keer te gebruiken, zelfs als er nog wat residu-lading overblijft in het apparaat als een resultaat van procedures voor kwaliteitscontrole.

1. Zorg er omwille van uw eigen veiligheid voor dat het apparaat volledig droog is alvorens het op te laden.
2. Sluit de **adapter** aan op het apparaat en het stopcontact.
3. Wanneer het apparaat oplaadt, kleurt het **opladelampje** rood en knippert het constant. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt het **opladelampje** constant rood.

 Indien u oplaadt voor de eerste keer maar het **opladelampje** is constant rood - dient u nog steeds het apparaat op te laden gedurende 3 uur om een volle lading te bekomen vóór eerste gebruik.



4. We raden u aan om de adapter van het apparaat los te koppelen als de accu helemaal is opgeladen en de **adapter** op te bergen totdat u het apparaat opnieuw moet opladen.

 We raden u aan om het apparaat iedere 3 maanden volledig op te laden om voor een optimale levensduur van de batterij te zorgen.

 Plaats geen natte borstelkoppen op het apparaat terwijl het apparaat wordt opgeladen.

4.2. Controlelampjes en functie-instellingen

Uw Silk'n Pure (Deluxe) is gebruiksvriendelijk en heeft één **bedieningsknop** en één **controlelampje**. Verwijs naar het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing om de locatie te bekijken van elk onderdeel.

Knop	Handeling	Functie / modus
Bedieningsknop (nr. 3) 	Druk 1x	Vibreert - lage snelheid
	Druk 2x	Vibreert - hoge snelheid
	Druk 3x	Pulseert - lage snelheid
	Druk 4x	Pulseert - hoge snelheid
	Druk 5x	Het apparaat wordt uitgeschakeld
Oplaadlampje (nr. 1) 	Lampje is rood en knippert gedurende 10 seconden	Lage batterij
	Lampje is rood en knippert constant	In lading
	Lampje is constant rood (alleen zichtbaar als het apparaat is aangesloten op het stopcontact)	Volledig opgeladen. Het lampje gaat uit als het apparaat is losgekoppeld van de adapter of als u de adapter loskoppelt van het stopcontact.


NL

5. Behandelingsschema

- Voor dagelijks gebruik, maar niet meer dan twee keer per dag.
- We raden aan om de volgende gebieden te reinigen: voorhoofd, neus, kin, wangen en hals.
- De aanbevolen behandelingstijd per zone is 10 seconden.
- Silk'n Pure (Deluxe) is ontworpen om uw huid te reinigen in maar 1 minuut. Wij raden u aan om deze tijd niet te overschrijden.

6. Aan de slag!

1. Selecteer de **borstelkop** die geschikt is voor uw huidtype. Druk de **borstelkop** voorzichtig op het **bevestigingspunt voor de borstel** totdat u een klikgeluid hoort.
2. Bevochtig uw gezicht met lauw water.
3. Bevochtig de **borstelkop** met lauw water en breng de face wash van uw keuze aan op de borstelkop.




-  Gebruik geen droge **borstelkop** op het gezicht of in de hals omdat dat huidirritatie zou kunnen veroorzaken.

4. Druk op de **bedieningsknop** om het apparaat aan te zetten. Het apparaat start automatisch in de vibratiemodus met lage snelheid.
5. Om de gewenste modus te selecteren, moet u op de bedieningsknop blijven drukken om de modi te doorlopen (zie sectie "4.2. Controlelampjes en functie-instellingen").
6. Druk de **borstelkop** zachtjes tegen uw huid en beweeg hem in een opwaartse draaiende beweging. Het is niet nodig om druk uit te oefenen.

 Vermijd gevoelige huidzones zoals rondom de ogen en de lippen.

7. Spoel tenslotte uw huid af met water en dep het droog met een handdoek.

 Het apparaat is ingesteld om automatisch uit te schakelen na 1 minuut. Maar, indien de modus echter wordt gewijzigd tijdens een behandeling, wordt de tijdsinstelling opnieuw op nul gezet en start het opnieuw.

6.1. Silk'n Pure Deluxe accessoires

Naast de handige reisetui en het face wash reisflesje bevat de Silk'n Pure Deluxe twee extra behandelaccessoires. Beide zijn geschikt voor dagelijks gebruik.

De **gezichtsmassage borstelkop** verbetert de bloedcirculatie en geeft de huid een milde reiniging, voor een frissere en heldere huid. Volg de stappen in sectie "6. Aan de slag!"

De **oogmassage borstelkop** helpt opgezwollen wallen en donkere kringen rond uw ogen te verminderen. Volg de volgende stappen om deze accessoire te gebruiken:

1. Reinig uw gezicht en zorg dat de huid schoon en droog is.
2. Plaats het metalen deel op het gebied onder uw ogen en schuif het vervolgens van links naar rechts. Doe dit 30 seconden tot 1 minuut per gebied. U kunt het ook gebruiken met uw favoriete oogserum, lotion of crème.

7. Reiniging en onderhoud

Gebruik warm water met een temperatuur van hoogstens 45°C (113°F).

7.1. Reinigen van de borstelkoppen

Maak de gewone (regular) en/of zachte (soft) **borstelkop(pen)** na elk gebruik schoon.

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld. Spoel het af met warm water en een milde zeep om deeltjes die mogelijk zijn komen vast te zitten te verwijderen. Schud het overtollige water vervolgens af.

- Maak de **borstelkop** droog met een schone doek. U kunt de **borstelkop** ook afdrogen door het apparaat weer in te schakelen en 5-10 seconden tegen een schone handdoek te wrijven.
- ❗ We adviseren u om gebruikte **borstelkoppen** uit hygiëne-overwegingen om de 3 maanden te vervangen. Doe dit eerder als u ziet dat ze versleten zijn.
- ⚠️ Laat de face wash zich niet ophopen op de **borstelkoppen**.

7.2. Silk'n Pure Deluxe accessoires schoonmaken

- Spoel de **gezichtsmassage borstelkop** af met warm water en verwijder eventuele resten die zich hebben opgehoopt. Maak hem vervolgens droog met een schone doek.
- Veeg de **oogmassage borstelkop** af met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Was hem eventueel af met warm water en verwijder resten die zich hebben opgehoopt. Maak het vervolgens droog met een schone doek.

7.3. Het apparaat en de gezichtsborstelhouder schoonmaken


We adviseren u om het apparaat na elk gebruik en de **gezichtsborstelhouder** een keer per maand schoon te maken. Vóór de reiniging:

- Maak het apparaat los van de **adapter**.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of chemicaliën om onderdelen te reinigen.
- Maak het apparaat of de **gezichtsborstelhouder** schoon met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel en wrijf het vervolgens droog met een schone doek.
- ⚠️ Reinig het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine.

7.4. Vervangen van de borstelkop

1. Om de **borstelkop** te verwijderen, grijp de buitenste plastic basis van de **borstelkop** vast met een hand, en houdt de handgreep van het apparaat vast met de andere hand. Trek de borstelkop vervolgens naar boven totdat het losschiet.
2. U kunt een **borstelkop** bevestigen door het midden van de **borstelkop** op het bevestigingspunt voor de borstel te plaatsen.

3. Druk voorzichtig de **borstelkop** naar beneden tot hij vastklikt op zijn plaats.



7.5. Opbergen

- U kunt het apparaat in de **gezichtsborstelhouder** laten staan en deze als houder gebruiken.
- Als u niet van plan bent om het apparaat gedurende enige tijd te gebruiken, bevelen we u aan om het op een droge plaats te bewaren.

8. Oplossen van problemen

Probeer niet om gesloten onderdelen van uw apparaat te repareren of te openen. U kunt uzelf daarbij blootstellen aan gevaarlijke onderdelen en ernstige verwondingen bij uzelf veroorzaken. Ook vervalt dan de garantie.

-  Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Silk'n.

Probleem	Handeling
Het apparaat start niet.	Verzekert u dat het apparaat correct opgeladen is. Sluit de adapter aan op het apparaat en het stopcontact en laad het apparaat minimaal 6 uur op voordat u het opnieuw gebruikt.
Het apparaat laadt niet op.	Controleer of de adapter goed op het apparaat en het stopcontact is aangesloten. Koppel de adapter los en sluit hem vervolgens opnieuw aan om het apparaat volledig te resetten. Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.
Het apparaat schakelt zichzelf voortdurend uit.	Verzekert u dat het apparaat correct opgeladen is. Sluit de adapter aan op het apparaat en het stopcontact en laad het apparaat minimaal 6 uur op voordat u het opnieuw gebruikt.

9. Onderdelen en verbruiksartikelen

U kunt vervangende borstels kopen bij de winkelier waar u het apparaat hebt gekocht of deze rechtstreeks bestellen via onze website www.silkn.eu.

10. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden.

Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mail:
België	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italië	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

NL

11. Verwijdering



Scheid de materialen als u de verpakking verwijdert. Voer papier en karton af als oud papier en het folie via de inzamelingsdienst voor recyclebare materialen.



Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit garandeert dat het apparaat op professionele wijze wordt gerecycled en voorkomt dat er schadelijke stoffen vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het verwijdert.

12. Specificaties

Model	H4101	
Adapter	Ingangsspanning:	100-240 V, ~50/60 Hz, 0,2 A
	Uitgangsspanning:	5 Vdc; 500 mA
	Model:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (VK)
Werkt op	Batterijen 1x 3.7V; Li-ion; 500mA	
Apparaat klasse	Klasse II.	
Bescherming	IPX7	

13. Tekens en symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat of op de verpakking.

	Verklaring van overeenstemming: Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke bepalingen in de Europese Economische Ruimte.
	Beschermd tegen waterimmersie gedurende hoogstens 30 minuten op een diepte van 1 m.
	Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten.
	Dit symbool duidt elektrische apparaten van de veiligheidsklasse II aan.
	De aanduiding "GS" staat voor gecontroleerde veiligheid. Producten die worden aangeduid met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) (EU adapter).
	Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).

	De adapter is uitgerust met een kortsluitvaste veiligheidstrafo.
IP20	De adapter is beschermd tegen vaste stoffen met een grootte van maximaal 12 mm.
	De adapter beschikt over een DC/DC-omzetter.
	De internationale efficiëntieaanduiding staat voor een stroomvoorziening die aan de vereisten van niveau VI voldoet.
	Dit symbool geeft de polariteit van de pinnen in de adapter aan.
	Het product voldoet aan de nationale en internationale veiligheidsnormen (GB adapter).

14. Garantie

Wat valt er onder deze garantie?

Home Skinovations, de toepasselijke gelieerde partijen (hierna 'Home Skinovations' te noemen) of de bevoegde dealer bij wie u uw Silk'n-product heeft aangeschaft (hierna 'het product' te noemen) zal het apparaat repareren of vervangen als er tijdens de garantieperiode enige materiële defecten worden ontdekt die door Home Skinovations zijn veroorzaakt, hetzij in het apparaat zelf of tijdens het gebruik ervan.

Wie heeft op grond van dit garantiecertificaat recht op de garantie?

Alleen u, de oorspronkelijke koper van het apparaat die het apparaat bij Home Skinovations of diens bevoegde dealers kocht, hebt recht op de garantie die in dit garantiecertificaat wordt vermeld. Om aanspraak te maken op de service onder de garantie, moet u bewijzen dat u de oorspronkelijke koper van het apparaat bent door een origineel aankoopbewijs voor het apparaat te overleggen. Deze garantie vormt geen internationale garantie. De garantie wordt alleen geboden in het land waarin de bevoegde dealer of de entiteit van Home Skinovations bij wie u het apparaat hebt gekocht is gevestigd. Ga voor een overzicht van bevoegde dealers van Home Skinovations naar www.silk'n.com/For_International_Visitors.

Voor welke periode geldt dit garantiecertificaat?

De garantie geldt voor reparatieverzoeken die binnen één (1) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het apparaat worden vervangen. Reparatieverzoeken later dan een (1) jaar na de aankoopdatum worden niet door dit garantiecertificaat gedekt. Reparatieverzoeken met betrekking tot een apparaat dat werd gerepareerd of vervangen, moeten niet later worden ingediend dan: (a) een (1) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het apparaat of (b) negentig (90) dagen na de datum waarop het gerepareerde of vervangen apparaat aan u werd geretourneerd, afhankelijk van welk moment zich het laatst voordoet. Als er een sticker aan uw apparaat is bevestigd waarop een langere garantieperiode staat vermeld dan hierboven staat aangegeven, is de op de sticker vermelde garantieperiode van toepassing en zal het apparaat op grond van de garantie worden gerepareerd of vervangen totdat deze periode is verstreken.

Als u het apparaat in een land in de EU kocht, hebt u een extra jaar (overeenkomstig EU-richtlijn 1999/44) om claims in te dienen voor onvolkomenheden of storingen in uw apparaat die ten tijde van de aankoop aanwezig waren maar toen nog niet bleken (vast te stellen door Home Skinovations of de bevoegde dealer). Om deze verlengde garantie van kracht te laten worden, moet u direct – en uiterlijk 60 dagen na constatering van de storing – contact opnemen met de bevoegde dealer bij wie u het apparaat hebt gekocht of met het lokale servicecenter en deze informeren over de productiefout.

Hoe kan ik service ontvangen op grond van de garantie?

Ga voor meer instructies over het verkrijgen van service op grond van de garantie en voor contactgegevens van servicecentra bij u in de buurt naar www.silkn.com/For_International_Visitors. U kunt ook contact opnemen met uw lokale bevoegde dealer of onze helpdesk bellen via:

Noord-Amerika: Tel.: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-mail: contact@silkn.com

Europese landen: (Waaronder alle lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en Rusland) Tel.: +31 (0)180-330 550 / E-mail: silkn@inno-essentials.com

Japan: Tel.: 0120-110-469 / E-mail: beauty0120110469@sensepil.jp

Israël: Tel.: 1-700-700-309 / E-mail: info@silkn.com

Overige landen: E-mail: info@silkn.com

Wanneer u om de klantenservice vraagt, kan u worden gevraagd om een formulier in te vullen om het product terug te sturen. U ontvangt dan een referentienummer. Wanneer er sprake is van een defect dat om welke reden dan ook niet onder de garantie valt, kan Home Skinovations u de verzend- en reparatiekosten in rekening brengen als u instemde om het apparaat voor eigen rekening te laten repareren.

Wat valt er niet onder dit garantiecertificaat?

Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van een ongeval of van misbruik (waaronder het gebruik van het apparaat op een andere manier dan in de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd geleverd is beschreven), defect gebruik, een gebrek aan redelijke zorg, onregelmatig en onredelijk gebruik, waaronder, maar niet beperkt tot, commercieel en professioneel gebruik, toevoeging van onderdelen die niet bij het apparaat werden geleverd, verlies van onderdelen, gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of blootstelling van het apparaat aan enige elektrische stroom dan de vermelde stroom. De garantie wordt geannuleerd als het apparaat werd behandeld door iemand die niet door Home Skinovations werd bevoegd. Home Skinovations is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van reparaties die werden uitgevoerd door iemand die niet door Home Skinovations werd bevoegd. De garantie dekt niet het vervangen van gebruikte gebruiksonderdelen.

GARANTIEVERKLARING

DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE IN DIT DOCUMENT WORDT BESCHREVEN, IS IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE VORMT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ELK DEFECT VAN HET APPARAAT.

BEPERKINGEN

HOME SKINOVATIONS OF DIENS GELIEERDE PARTIJEN OF BEVOEGDE DEALERS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF INCIDENTELE SCHADE, NOCH VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE (EXCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VANWEGE ONBRUIKBAARHEID OF TOESLAGEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR), ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD – ZELFS ALS MEN OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. WANNEER DE RECHTSMIDDELEN DIE IN DEZE GARANTIE WORDEN BESCHREVEN WORDEN GEACHT AFBREUK TE DOEN AAN HUN ESSENTIËLE DOEL OF ALS HOME SKINOVATIONS OF DIENS GELIEERDE PARTIJEN OF BEVOEGDE DEALERS OP BASIS VAN ENIGE JURIDISCHE THEORIE AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADES, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HOME SKINOVATIONS OF DIENS GELIEERDE PARTIJEN OF BEVOEGDE DEALERS VOOR SCHADE IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE VERKOOPPRIJS VAN ÉÉN APPARAAT TEN TIJDE WAAROP DE OORZAAK VAN DE ACTIE ZICH VOORDOET. U AANVAARDT ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEDEN VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL AAN U EN UW EIGENDOMEN EN AAN ANDEREN EN HUN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN HET APPARAAT, BEHALVE VOOR ZOVER DE SCHADE OF HET LETSEL RECHTSTREEKS IS VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN HOME SKINOVATIONS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN. DEZE RECHTEN KUNNEN PER LAND VARIËREN. IN SOMMIGE LANDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL ZIJN DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Juridische mededeling

Home Skinovations Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook.

Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Índice

1. Garantías y contraindicaciones	78
2. Seguridad con el Silk'n Pure (Deluxe)	83
3. Conozca su Silk'n Pure (Deluxe)	84
4. Controles y ajustes del dispositivo	85
5. Plan de tratamiento	86
6. Empiece	86
7. Limpieza y mantenimiento	88
8. Resolución de problemas	89
9. Repuestos y consumibles	90
10. Servicio al Cliente	90
11. Eliminación	91
12. Especificaciones	91
13. Signos y símbolos	91
14. Garantía	93

1. Garantías y contraindicaciones

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre. Por favor, lea todas las advertencias y contraindicaciones antes de su uso.

- ⚠ No utilice el dispositivo si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado, no parece funcionar adecuadamente, o si ve o huele humo. En dichos casos, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con Atención al cliente.
- ⚠ Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente reparar o abrir las partes selladas del dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos que le podrían provocar lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.
- ⚠ El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños o lesiones causadas por el uso inadecuado o incorrecto.

- ⚠ Mantenga el adaptador alejado del agua. ¡El adaptador no es resistente al agua!
- ⚠ Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de conectar el adaptador al suministro eléctrico.
- ⚠ No coloque ni guarde el adaptador donde puedan caerse o ser empujado a una bañera, lavabo, agua o cualquier otro líquido.
- ⚠ No intente recuperar el adaptador si ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente. antes de recuperarlo. ¡Si no desenchufa el adaptador, podría producirse una descarga eléctrica!
- ⚠ No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato.
- ⚠ Nunca tire del cable del adaptador para desenchufarlo. Desenchúfelo siempre sujetando el adaptador.
- ⚠ Coloque el cable del adaptador de forma que no pueda tropezar con él.
- ⚠ No retuerza el cable del adaptador y no lo deje sobre bordes afilados.

⚠ No deje el dispositivo sumergido en una bañera o ducha durante más de 20 minutos.

⚠ No conecte los cabezales de cepillo húmedos mientras el dispositivo esté en carga.

⚠ No permita que el limpiador para el rostro se acumule en los cabezales de cepillo.

⚠ El dispositivo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.

⚠ Si la batería presenta fugas, evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. Si fuera necesario, lave con agua las zonas afectadas y acuda al médico.

⚠ No limpie el dispositivo ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.

⚠ ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Para obtener más información, consulte la sección "11. Eliminación".

- ⚠ Antes de desechar el dispositivo, se debe retirar la batería.
- ⚠ Para retirar la batería del dispositivo, este se debe desconectar de la corriente eléctrica.
- ⚠ La batería se debe desechar de un modo seguro.
- ⚠ Debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de baterías. No tire las baterías usadas al cubo de la basura. Comuníquese con su punto de venta para proceder respetando el medio ambiente.

Cómo retirar la batería

Para retirar la batería, el dispositivo debe romperse. El dispositivo ya no funcionará después de este procedimiento, ni se podrá reparar. Cualquier garantía quedará anulada si la cobertura del dispositivo está rota y se ha removido la batería. Se recomienda usar gafas y guantes de protección por seguridad.

Silk'n no se hará responsable de daño físico o material alguno derivado de este procedimiento.

Para extraer la batería, coloque la unidad portátil sobre una superficie resistente y dura. Con un martillo, golpee el dispositivo por la unión, siguiendo por toda esta unión, a ambos lados del dispositivo.

Una vez que la unión esté lo bastante rota, utilice unas pinzas o un destornillador para abrir la cobertura. Desentornille la placa de circuito impreso y retire la batería desconectando la clavija de la placa de circuito impreso.

ES

Contraindicaciones

- ⚠ Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad o adultos y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso del dispositivo de un modo seguro y comprendan los riesgos que involucra.
- ⚠ Los niños no deben jugar con el dispositivo ni con ninguna de sus piezas.
- ⚠ La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- ⚠ Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otros.
- ⚠ Evite el contacto con los ojos.
- ⚠ No utilice un cabezal de cepillo seco en el rostro o cuello, porque puede causar irritación en la piel.

No utilice este dispositivo si tiene:

- ⚠ piel dolorida o dañada en el rostro o cuello.
- ⚠ un marcapasos.

Consulte con su médico si tiene:

- ⚠ cualquier afección médica o cualquier tipo de sensibilidad.
- ⚠ acné o cualquier otra afección de la piel.
- ⚠ una erupción, enrojecimiento o picazón durante o tras su uso.

2. Seguridad con el Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) ha sido sometido a prueba en cuanto a su permeabilidad al agua, en la medida que lo determina IPX7. Esto significa que el dispositivo es a prueba de agua y adecuado para su uso en la ducha o mientras se baña, pero no lo deje sumergido en agua durante más de 20 minutos.

El dispositivo también cuenta con protección contra sobrecargas. Esto significa que puede dejar de forma segura el adaptador en el dispositivo incluso si está conectado al suministro eléctrico sin riesgo de daños.

3. Conozca su Silk'n Pure (Deluxe)

Este manual del usuario se refiere a Silk'n Pure y Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) limpia de forma efectiva la piel y elimina la capa externa de células de la piel seca y escamada. Recoge las impurezas desde dentro de los poros y cualquier acumulación de restos de los pliegues de las líneas de expresión y arrugas finas. El dispositivo utiliza vibraciones para ayudar a suavizar la superficie de la piel, y masajea la piel para mejorar la circulación sanguínea.

Silk'n Pure (Deluxe) Elimina hasta 6 veces más maquillaje que la limpieza manual, dejando la piel limpia, suave y tersa.

Silk'n Pure (Deluxe) es un dispositivo eléctrico y debe usarse prestando especial atención a la seguridad. **Antes de utilizar el dispositivo es importante que lea y comprenda las instrucciones sobre cómo usar el dispositivo, incluidos los procedimientos posteriores al uso, y que las siga estrictamente.** Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones en este manual antes de cada tratamiento.

ES

3.1. Contenido del paquete

- El dispositivo Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 cabezales de cepillo (regular, suave)
- Soporte del cepillo facial
- Adaptador
- Manual del usuario

Silk'n Pure Deluxe incluye los siguientes extras:

- Neceser de viaje
- Botella de limpiador facial de viaje
- Cabezal de cepillo para masaje facial
- Cabezal de cepillo para masaje ocular

3.2. Descripción del dispositivo

Silk'n Pure (Deluxe) es un pequeño limpiador para la piel portátil y eléctrico. Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver el lugar que ocupa cada función.

- Luz de carga (nº 1)
- Punto de conexión del cepillo (nº 2)
- Botón de control (nº 3)
- Enchufe adaptador (nº 4)
- Centro del cabezal de cepillo (nº 5)
- Cabezal de cepillo (nº 6)
- Soporte del cepillo facial (nº 7)
- Neceser de viaje (nº 8)*
- Botella de limpiador facial de viaje (nº 9)*
- Cabezal de cepillo para masaje facial (nº 10)*
- Cabezal de cepillo para masaje ocular (nº 11)*

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Uso previsto


Silk'n Pure (Deluxe) Es un dispositivo que se vende sin receta para limpiar el rostro y el cuello y masajear su piel. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

4. Controles y ajustes del dispositivo

4.1. Cargando

Antes del primero uso, deberá cargar el dispositivo completamente. Para obtener mejores resultados, cargue su Silk'n Pure (Deluxe) durante 6 horas antes de usarlo por primera vez, incluso si hay carga residual en el dispositivo como resultado de los procedimientos de control de calidad.

1. Por su seguridad, asegúrese de que el dispositivo está completamente seco antes de cargarlo.
2. Conecte el **adaptador** al dispositivo y al suministro eléctrico.
3. Cuando está en carga, la **luz de carga** está en rojo y parpadea continuamente. Cuando está completamente cargado, la **luz de carga** es roja fija.

 Si está cargando el dispositivo por primera vez, aunque la **luz roja de carga** sea constante, deberá cargar el dispositivo durante 3 horas para conseguir una carga completa antes del primer uso.



4. Le recomendamos que desenchufe el dispositivo y guarde el **adaptador** tras cada carga completa hasta que necesite cargar el dispositivo de nuevo.

 Recomendamos que cargue el dispositivo totalmente al menos cada 3 meses para conservar la vida de la batería.

 No conecte los cabezales de cepillo húmedos mientras el dispositivo esté en carga.

4.2. Luces indicadoras y ajuste de las funciones

Su Silk'n Pure (Deluxe) es fácil de usar y tiene un **botón de control** y una **luz indicadora**. Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.


Botón	Acción	Función / Modo
Botón de control (nº 3) 	Pulsar x 1	Vibra - baja velocidad
	Pulsar x 2	Vibra - alta velocidad
	Pulsar x 3	Pulsaciones - baja velocidad
	Pulsar x 4	Pulsaciones - alta velocidad
	Pulsar x 5	El dispositivo se apaga
Luz de carga (nº 1) 	La luz es roja y parpadea durante 10 segundos	Batería baja
	La luz es roja y parpadea continuamente	Cargando
	La luz está en rojo fijo (visible únicamente cuando se conecta al suministro eléctrico)	Carga completada. La luz se apagará cuando el dispositivo se desconecte del adaptador , o cuando desenchufe el adaptador del suministro eléctrico.

5. Plan de tratamiento

- Para uso diario, pero no más de dos veces al día.
- Le recomendamos limpiar en estas zonas: frente, nariz, barbilla, mejillas, y cuello.
- La duración recomendada del tratamiento por zona es de 10 segundos.
- Silk'n Pure (Deluxe) está diseñado para limpiar la piel en tan solo 1 minuto. Le recomendamos que no sobrepase este tiempo.

6. Empiece

1. Seleccione el **cabezal de cepillo** adecuado para su tipo de piel. Empuje con suavidad el **cabezal del cepillo** sobre el **punto de conexión del cepillo**, hasta que escuche un clic.
2. Humedézcase la cara con agua tibia.
3. Humedezca el **cabezal del cepillo** con agua tibia y aplique el limpiador facial de su elección sobre el cabezal del cepillo.





No utilice un **cabezal de cepillo** seco en el rostro o cuello, porque puede causar irritación en la piel.

4. Presione el **botón de control** para encender el dispositivo. El dispositivo se inicia automáticamente en el modo de vibración a baja velocidad.
5. Para seleccionar el modo que desea, siga pulsando el botón de control para avanzar por los modos (consulte la sección "4.2. Luces indicadoras y ajuste de las funciones").
6. Suavemente, pulse el **cabezal de cepillo** contra su piel con un movimiento circular hacia arriba. No se necesario aplicar presión.



Intente evitar las zonas de piel delicada como alrededor de los ojos o labios.

7. Para terminar, enjuague la piel con agua, y seque suavemente con una toalla.



El dispositivo está configurado para apagarse automáticamente tras un minuto. Sin embargo, si cambia los modos durante un tratamiento, el temporizador se reiniciará a cero y se iniciará de nuevo.

6.1. Silk'n Pure Deluxe accesorios

Además del útil neceser de viaje y la botella de limpiador facial de viaje, Silk'n Pure Deluxe incluye dos accesorios de tratamiento adicionales. Ambos son adecuados para uso diario.

El **Cabezal de cepillo para masaje facial** mejora la circulación sanguínea y limpia la piel suavemente, dejando su piel más fresca y brillante. Siga los pasos de la sección "6. Empiece".

El **Cabezal de cepillo para masaje ocular** ayuda a reducir la hinchazón y las ojeras de los ojos. Para utilizar este accesorio, siga estos pasos:

1. Limpie su rostro y asegúrese de que la piel está limpia y seca.
2. Coloque la parte metálica en la zona bajo sus ojos y luego deslice de izquierda a derecha. Haga esto durante 30 segundos a 1 minuto en una zona. También puede usarlo con su sérum, loción o crema para ojos favorita.

7. Limpieza y mantenimiento

Utilice agua caliente hasta un máximo de 45°C / 113°F.

7.1. Limpieza de los cabezales de cepillo

Limpie los **cabezales de cepillo** Regular y/o Suave después de cada uso.

- Asegúrese de que el dispositivo está apagado. Enjuague con agua caliente y jabón suave para eliminar cualquier resto que se haya acumulado. Luego sacuda suavemente para eliminar el exceso de agua.
- Seque el **cabecal de cepillo** con un paño limpio. También puede secar el **cabecal de cepillo** encendiendo de nuevo el dispositivo y frotándolo contra un paño limpio durante 5 a 10 segundos.
- ❗ Por motivos de higiene, le recomendamos que sustituya los **cabezales de cepillo** usados cada tres meses, o antes si ve que están desgastados.

⚠ No permita que el limpiador para el rostro se acumule en los **cabezales de cepillo**.

7.2. Accesorios de limpieza Silk'n Pure Deluxe

- Lave el **Cabecal de cepillo para masaje facial** con agua caliente, y elimine los restos que se hayan acumulado. Luego séquelo con un paño limpio.
- Limpie el **Cabecal de cepillo para masaje ocular** con un paño húmedo usando un detergente suave. También puede lavarlo con agua caliente, y eliminar los restos que se hayan acumulado. Luego séquelo con un paño limpio.

7.3. Limpiar el dispositivo y el soporte del cepillo facial


Le recomendamos que limpie el dispositivo después de cada uso, y el **soporte del cepillo facial** una vez al mes. Antes de su limpieza:

- Desconecte el dispositivo del **adaptador**.
- No utilice limpiadores abrasivos o productos químicos para limpiar cualquiera de sus partes.
- Limpie el dispositivo o el **soporte del cepillo facial** con un paño húmedo usando un detergente suave, luego séquelo con un paño seco.

⚠ No limpie el dispositivo ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.

7.4. Sustitución del cabezal de cepillo

1. Para quitar el **cabezal de cepillo**, simplemente sujete la base de plástico externa del **cabezal de cepillo** con una mano, y el mango del dispositivo con la otra, y tire hacia arriba hasta que se suelte.
2. Para conectar un **cabezal de cepillo**, coloque el centro del **cabezal de cepillo** en el punto de conexión del cepillo.
3. Presione suavemente el **cabezal de cepillo** y empuje hacia abajo hasta que se ajuste en su sitio.



ES

7.5. Almacenamiento

- Puede dejar el dispositivo en el **soporte del cepillo facial** y usarlo como soporte de encimera.
- Si no tiene intención de utilizar el dispositivo durante algún tiempo, le recomendamos que lo guarde en un lugar seco.

8. Resolución de problemas

No intente reparar o abrir las partes selladas del dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos que le podrían provocar lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

- ⚠ Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. En caso de problemas o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n.

Problema	Acción
El dispositivo no se enciende.	Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. Conecte el adaptador al dispositivo y al suministro eléctrico y deje que el dispositivo cargue durante al menos seis horas antes del siguiente uso.

Problema	Acción
El dispositivo no carga.	Asegúrese de que el adaptador está conectado correctamente al dispositivo y al suministro eléctrico. Desenchufe el adaptador y luego vuelva a conectarlo de nuevo para resetear completamente el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.
El dispositivo se apaga constantemente.	Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. Conecte el adaptador al dispositivo y al suministro eléctrico y deje que el dispositivo cargue durante al menos seis horas antes del siguiente uso.

9. Repuestos y consumibles

Puede comprar cepillos de repuesto a través del comercio donde adquirió el dispositivo, o puede pedirlos directamente en nuestro sitio web: www.silkn.eu.

10. Servicio al Cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo.

Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Eliminación



Deseche el embalaje separado en materiales de tipo único. Deseche el cartón como papel y film transparente a través del servicio de recogida de materiales.



¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto garantiza que el dispositivo se recicle de forma profesional, e impide la liberación de sustancias dañinas al medioambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

12. Especificaciones

Modelos	H4101	
Adaptador	Entrada:	100-240V ~ 50/60Hz 0,2A
	Salida:	5Vd.c.; 500mA
	Modelo:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Reino Unido)
Alimentado por	Baterías 1 x 3,7 V; iones de litio; 500 mA	
Clasificación del dispositivo	Clase II	
Protección	IPX7	

ES

13. Signos y símbolos

En este manual del usuario, en el equipo o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

	Declaración de conformidad: Los productos etiquetados con este símbolo cumplen con las provisiones de la Zona Económica Europea.
	Protegido contra la inmersión en agua hasta un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m.
	¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.



Este símbolo indica dispositivos eléctricos con una clase de protección II.



La marca "GS" significa "seguridad comprobada". Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos (ProdSG) Alemana (adaptador EU).



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



El adaptador cuenta con un transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos.

IP20

El adaptador está protegido contra cuerpos extraños de hasta 12 mm.



El adaptador dispone de una fuente de alimentación conmutada.



La marca de eficiencia internacional indica que la red eléctrica cumple con los requisitos del nivel VI.



Este símbolo indica la polaridad de las clavijas del adaptador.



El producto cumple las normas de seguridad nacionales e internacionales (adaptador GB).

14. Garantía

¿Qué cubre esta garantía?

Home Skinovations, sus afiliados aplicables (a partir de ahora: Home Skinovations) o el distribuidor autorizado donde adquirió su producto Silk'n (a partir de ahora: el Dispositivo) reparará o sustituirá el Dispositivo, si se descubre cualquier defecto material causado por Home Skinovations en el dispositivo durante el periodo de garantía, ya sea en el cuerpo del Dispositivo o en su funcionamiento.

¿Quién tiene derecho a la garantía en virtud a este certificado de garantía?

Solo usted, el comprador original del Dispositivo que adquirió el Dispositivo a través de Home Skinovations o sus distribuidores autorizados, tiene derecho a recibir la garantía especificada en este certificado de garantía. Para poder tener derecho al servicio de garantía, debería proporcionar una prueba de que usted es el comprador original del Dispositivo presentando un recibo original por la compra del Dispositivo. Esta garantía no es una garantía internacional. La garantía solo se prestará en el país en el cual el distribuidor autorizado o la entidad Home Skinovations de los cuales adquirió el dispositivo, están ubicados. Para ver una lista de distribuidores autorizados de Home Skinovations, consulte: www.silkn.com/For_International_Visitors.

¿Qué periodo cubre este certificado de garantía?

La garantía cubre las solicitudes de reparaciones recibidas en un plazo de un año (1) desde la fecha de compra original del Dispositivo. Las solicitudes de reparación realizadas tras haber pasado un año (1) desde la fecha de compra no están cubiertas por este certificado de garantía. Las solicitudes de reparación relacionadas con un Dispositivo que fue reparado o sustituido deben enviarse no más tarde de: (a) un año (1) desde la fecha de compra original del Dispositivo o (b) noventa (90) días desde la fecha en que el Dispositivo reparado o sustituido fue devuelto a usted, la que se produzca más tarde. Si se aplica una pegatina a su Dispositivo indicando un periodo de garantía superior al indicado anteriormente, el periodo de garantía mencionado en la pegatina se aplicará, y el Dispositivo será reparado o sustituido como parte de la garantía hasta que dicho periodo finalice.

Si adquirió el Dispositivo en un país de la UE, tiene un año adicional (de acuerdo con la Directiva de la UE 1999/44) para reclamar por cualquier deficiencia o fallo de funcionamiento de su Dispositivo, que estaban presentes en el momento de la compra, pero no fueron entonces evidentes, según determinará Home Skinovations o el distribuidor autorizado. Para hacer efectiva esta garantía ampliada, debe ponerse en contacto con el distribuidor autorizado donde adquirió el Dispositivo o con el centro de asistencia local, y notificarles de inmediato sobre el fallo de producción, y no más tarde de 60 días tras detectar el fallo.

¿Cómo obtengo asistencia para la garantía?

Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo obtener el servicio de garantía y para ver los datos de contacto de los centros de asistencia más cercanos, visite: www.silkn.com/For_International_Visitors, o póngase en contacto con su distribuidor local autorizado, o llame a nuestro Centro de ayuda en el:

Norteamérica: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Correo electrónico: contact@silkn.com

Países europeos: (incluyendo todos los estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Noruega y Rusia)

Tel: +31 (0)180-330 550 / Correo electrónico: silkn@inno-essentials.com

Japón: Tel: 0120-110-469 / Correo electrónico: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tel: 1-700-700-309, Correo electrónico: info@silkn.com

Otros países: Correo electrónico: info@silkn.com

Cuando pregunte por asistencia al cliente, quizá se le pida que complete un formulario para devolver el producto y recibirá un número de referencia. En el caso de un defecto que no esté cubierto por la garantía por cualquier motivo, Home Skinovations puede cobrarle por el envío y los costes de reparación si usted acepta reparar el Dispositivo asumiendo los costes.

¿Qué no está cubierto por este certificado de garantía?

Esta garantía no cubre los daños que resulten de un accidente, uso inapropiado (incluyendo usar el Dispositivo de otra forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso que acompañan al Dispositivo), uso anormal, falta de cuidado razonable, uso irregular o irrazonable incluyendo, sin limitación, el uso comercial o profesional, añadir piezas no suministradas junto con el Dispositivo, perder piezas, usar piezas de repuesto no autorizadas o exponer el Dispositivo a una corriente eléctrica diferente a la corriente indicada. La garantía se cancelará si el Dispositivo fue tratado por alguien que no esté autorizado por Home Skinovations y Home Skinovations no será responsable de los posibles daños que resulten de las reparaciones realizadas por personas no autorizadas por Home Skinovations. La garantía no incluye sustituir las piezas no duraderas usadas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, Y ADECUIDAD PARA UN FIN CONCRETO. ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR CUALQUIER DEFECTO DEL DISPOSITIVO.

LIMITACIONES

EN NINGÚN CASO HOME SKINOVATIONS, SUS AFILIADOS O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, INCIDENTAL, O CIRCUNSTANCIAL (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LOS DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE USO O GASTOS DE EQUIPO SUSTITUTO), SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA CUAL SE BASA LA RECLAMACIÓN, INCLUSO SI SE HA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN EL CASO DE QUE LOS REMEDIOS INDICADOS EN ESTA GARANTÍA SE CONSIDEREN QUE FALLAN EN SU FIN ESENCIAL, O SI HOME SKINOVATIONS, SUS AFILIADOS O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SEA RESPONSABLES POR LOS DAÑOS EN BASE A CUALQUIER TEORÍA LEGAL, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE HOME SKINOVATIONS, SUS AFILIADOS O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SUPERARÁ EL PRECIO DE VENTA DE UNA UNIDAD DEL DISPOSITIVO EN LA FECHA EN QUE LA CAUSA DE LA ACCIÓN DEVENGUE. USTED ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN A USTED O A SU PROPIEDAD Y A OTROS Y SU PROPIEDAD QUE SURJA DEL USO O MAL USO, O INCAPACIDAD DE USAR, EL DISPOSITIVO, A MENOS QUE SEA CAUSADO DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE HOME SKINOVATIONS.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN ENTRE LOS DIFERENTES PAÍSES. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CIRCUNSTANCIALES O LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE FORMA QUE LAS EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES PARA USTED.

Aviso legal

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Índice

1. Advertências e contraindicações.....	97
2. Segurança com o Silk'n Pure (Deluxe).....	102
3. Conhecer Silk'n Pure (Deluxe).....	102
4. Controlos e configurações do dispositivo.....	103
5. Plano de tratamento.....	105
6. Começar a utilizar!.....	105
7. Limpeza e manutenção.....	106
8. Resolução de problemas.....	108
9. Peças e consumíveis.....	108
10. Serviço de apoio ao cliente.....	108
11. Descarte.....	109
12. Especificações.....	109
13. Sinais e símbolos.....	110
14. Garantia.....	111

1. Advertências e contraindicações

O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país. Leia todas as advertências e contraindicações antes de utilizar.

- ⚠ Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante, conforme definido neste manual, ou se o dispositivo estiver danificado ou se parecer não estar a funcionar corretamente, ou se vir ou cheirar fumo. Nesses casos, pare de usar o dispositivo e contacte o Serviço de apoio ao cliente.
- ⚠ Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente reparar ou abrir partes seladas do seu dispositivo. Poderá expor-se a componentes perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.
- ⚠ O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos físicos ou materiais causados por utilização inadequada ou incorreta.
- ⚠ Mantenha o adaptador afastado da água. O adaptador NÃO é impermeável.

- ⚠ Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de ligar o adaptador à tomada elétrica.
- ⚠ Não coloque nem armazene o dispositivo onde possa cair ou que possa ser puxado para a banheira, lavatório, água ou qualquer outro líquido.
- ⚠ Não pegue no adaptador caso tenha caído na água. Desligue imediatamente antes de tentar recuperá-lo. Erro ao desligar o adaptador, pode sofrer uma eletrocussão!
- ⚠ Nunca utilize o adaptador se tiver um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido submerso em água. Caso isso aconteça, desligue imediatamente o adaptador.
- ⚠ Nunca puxe o adaptador da tomada pelo cabo. Remova-o sempre segurando no adaptador.
- ⚠ Coloque o cabo do adaptador de forma a que não haja perigo de tropeçamento.
- ⚠ Não torça o cabo adaptador e não o coloque sobre bordas afiadas.
- ⚠ Não deixe o dispositivo submerso em banho ou duche de água por mais de 20 minutos.

- ⚠ Não acople cabeças de escovas molhada enquanto este estiver a carregar.
- ⚠ Não permita que a lavagem de cara acumule nas cabeças da escova.
- ⚠ O dispositivo pode ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- ⚠ Se ocorrer o extravasamento dos conteúdos da bateria, evite o contacto com a pele, olhos e membranas mucosas. Se necessário, lave as áreas afetadas com água e procure assistência médica.
- ⚠ Não coloque o dispositivo nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar.
- ⚠ Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Para detalhes, consulte a secção "11. Descarte".
- ⚠ A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- ⚠ O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação, ao remover a bateria.

- ⚠ A pilha deve ser eliminada em segurança.
- ⚠ Deve prestar atenção aos aspetos ambientais de eliminação da bateria. Não coloque as baterias usadas num cesto do lixo. Para proteger o ambiente, contacte o seu revendedor.

Remoção da pilha

Para remover a bateria, o dispositivo deve ser desmontado. O dispositivo deixará de funcionar após este procedimento e não poderá se reparado. Qualquer garantia será anulada quando o alojamento do aparelho estiver quebrado e a bateria tiver sido removida. É fortemente recomendável utilizar óculos e luvas de proteção.

A Silk'n não é responsável por nenhuns danos físicos ou materiais, como resultado da realização deste procedimento.

Para remover a bateria, coloque o dispositivo numa superfície resistente e dura. Utilize um martelo para acertar no aparelho na junta e continue a acertar ao longo de toda a junta de ambos os lados do dispositivo.

Uma vez que a junta esteja suficientemente partida, utilize um alicate ou uma chave de fendas para abrir o alojamento. Desaparafuse o PCB (placa de circuito impresso) e remova a bateria, desligando a ficha do PCB.

Contraindicações

- ⚠ Este aparelho deve ser usado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.
- ⚠ As crianças não devem brincar com o dispositivo nem com nenhuma das suas partes.
- ⚠ A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.
- ⚠ Por razões higiénicas, não partilhe o dispositivo com outros.
- ⚠ Evite o contacto com os olhos.
- ⚠ Não utilize uma cabeça de escova seca na superfície ou pescoço, pois pode causar irritação cutânea.

Não utilize o dispositivo se tiver:

- ⚠ pele dolorida ou ferida no rosto ou no pescoço.
- ⚠ um pacemaker.

Consulte o seu médico se tiver:

- ⚠ qualquer condição médica ou qualquer tipo de sensibilidade.
- ⚠ acne ou qualquer outra doença da pele.
- ⚠ uma erupção cutânea, vermelhão ou comichão durante ou após o uso.

2. Segurança com o Silk'n Pure (Deluxe)

O Silk'n Pure (Deluxe) foi testado relativamente à entrada de água, na medida do abrangido pela norma IPX7. Isso significa que o seu dispositivo é impermeável e adequado para uso no chuveiro ou enquanto toma um banho, mas não o deixe submerso na água por mais de 20 minutos.

O dispositivo também possui uma proteção de sobrecarga. Isto significa que pode deixar com segurança o adaptador no dispositivo, mesmo que esteja conectado ao fornecimento de eletricidade, sem o risco de danos.

3. Conhecer Silk'n Pure (Deluxe)

Este manual do utilizador refere-se a Silk'n Pure e Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) limpa efetivamente a pele e remove a camada externa de células de pele secas e escamosas. Levanta as impurezas dos poros e de resíduos acumulados nas dobras das rídul e rugas. O dispositivo usa vibrações para ajudar a suavizar a superfície da pele e massaja a sua pele para melhorar a circulação sanguínea.

Silk'n Pure (Deluxe) remove até 6 vezes mais maquilhagem do que a limpeza manual, deixando a sua pele limpa, suave e macia.

Silk'n Pure (Deluxe) é um aparelho eficaz e, como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. **Antes de utilizar, é importante que leia e compreenda as instruções relativas ao modo de utilização do dispositivo, incluindo os procedimentos pós-utilização e siga-os estritamente.** Recomendamos que se familiarize com as instruções deste manual antes de cada tratamento.

3.1. Conteúdo da embalagem

- O seu Silk'n Pure (Deluxe) dispositivo
- 2 cabeças de escovas (regular, macio)
- Suporte da escova de rosto
- Adaptador
- Manual do utilizador

Silk'n Pure Deluxe inclui os seguintes extras:

- Estojo de viagem
- Garrafa de viagem de lavagem de rosto
- Cabeça de escova de massagem de rosto
- Cabeça de escova de massagem de olhos

3.2. Descrição do dispositivo

Silk'n Pure (Deluxe) é um aparelho de limpeza da pele pequeno de mão, alimentado a eletricidade. Consulte o esquema na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.

- Luz de carga (#1)
- Ponto de ligação de escova (#2)
- Botão de controlo (#3)
- Entrada de adaptador (#4)
- Centro de cabeça de escova (#5)
- Cabeça de escova (#6)
- Suporte da escova de rosto (#7)
- Estojo de viagem (#8)
- Garrafa de viagem de lavagem de rosto (#9) *
- Cabeça de escova de massagem de rosto (#10) *
- Cabeça de escova de massagem de olhos (#11) *

* Silk'n Pure (Deluxe)

3.3. Uso a que se destina

Silk'n Pure (Deluxe) é um dispositivo de balcão destinado a limpar o seu rosto e pescoço e massajar a sua pele. Não utilizar para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual.

4. Controlos e configurações do dispositivo

4.1. Carregamento


Antes de utilizar pela primeira vez, o seu dispositivo deve ser completamente carregado. Para melhores resultados, carregue o seu Silk'n Pure (Deluxe) durante 6 horas antes de utilizá-lo pela primeira vez, mesmo se existe alguma carga residual no dispositivo como resultado dos procedimentos de controlo de qualidade.

1. Para sua segurança, certifique-se de que o dispositivo está completamente seco antes de carregar.
2. Ligue o **adaptador** ao dispositivo à tomada.
3. Quando carregar, a **luz de carga** fica vermelha e pisca continuamente. Quando estiver completamente carregado, a **luz de carga** fica vermelha de forma fixa.

i Se estiver a carregar pela primeira vez, mas a **luz de carregamento** deve deixar o dispositivo a carregar durante 3 horas.



4. Recomendamos que desligue o dispositivo e guarde o **adaptador** após cada carga completa até que necessite de carregar o dispositivo novamente.

i Recomendamos que carregue o dispositivo completamente pelo menos a cada 3 meses para manter a vida útil da bateria.

 Não aople cabeças de escovas molhada enquanto este estiver a carregar.

4.2. Luzes indicadoras e definições da função

O seu Silk'n Pure (Deluxe) é fácil de utilizar e possui um **botão de controlo** e um **luz de indicadora**. Consulte o esquema na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.


Botão	Ação	Função/modo
Botão de controlo (#3) 	Pressione x 1	Vibra - baixa velocidade
	Pressione x 2	Vibra - alta velocidade
	Pressione x 3	Pulsa - baixa velocidade
	Pressione x 4	Pulsa - alta velocidade
	Pressione x 5	O dispositivo apaga-se
Luz de carga (#1) 	A luz é vermelha e pisca durante 10 segundos.	Bateria fraca
	A luz é vermelha e pisca continuamente.	Carregamento
	A luz é constantemente vermelha (visível apenas quando ligada à corrente).	Carregamento completo. A luz irá apagar-se quando o dispositivo estiver desligado do adaptador , ou quando remover o adaptador da corrente elétrica.

5. Plano de tratamento

- Para utilização diária, mas não mais do que duas vezes por dia.
- É recomendável que limpe estas áreas: testa, nariz, queixo, bochecha esquerda, bochecha direita e pescoço.
- O tempo de tratamento recomendado para a área é 10 segundos.
- O Silk'n Pure (Deluxe) foi concebido para limpar a sua pele em apenas 1 minuto. É recomendável não ultrapassar este tempo.

6. Começar a utilizar!

1. Selecione a **cabeça de escova** para o seu tipo de pele. Pressione suavemente a **cabeça da escova** no **ponto de ligação da escova**, até que ouça um clique.
2. Humedeça o rosto com água morna.
3. Humedeça a **cabeça da escova** com água morna e aplique lavagem de cara à sua escolha para a cabeça da escova.



- ⚠ Não utilize uma **cabeça de escova** na cara ou pescoço, porque pois causar irritação da pele.
4. Prima o **botão de controlo** para ligar o dispositivo. O dispositivo inicia automaticamente no modo de vibração de baixa velocidade.
 5. Para seleccionar o modo desejado, continue pressionando o botão de controlo para percorrer os modos (veja a seção "4.2. Luzes indicadoras e definições da função").
 6. Pressione suavemente a **cabeça de escova** contra a sua pele e mova-a em movimento circular superior. Não é necessário aplicar qualquer pressão.
 - ❗ Tente evitar áreas delicadas da pele, como em torno dos olhos ou dos lábios.
 7. Para terminar, lave a pele com água e com batidelas suaves com uma toalha.
 - ❗ O dispositivo está configurado para desligar automaticamente após 1 minuto. Contudo, se alterar modos durante o tratamento de limpeza, o temporizador irá reinicializar-se a zero e iniciará de novo.

6.1. Silk'n Pure Deluxe acessórios

Além do estojo de viagem acessível e da garrafa de viagem de lavagem facial, Silk'n Pure Deluxe inclui dois acessórios de tratamento adicionais. Ambos são adequados para uso diário.

A **cabeça da escova de Massagem Facial** melhora a circulação sanguínea e limpa a pele suavemente, deixando a sua pele mais fresca e brilhante. Siga as etapas da secção "6. Começar a utilizar!"

A **cabeça da escova de Massagem dos Olhos** ajuda a reduzir a injeção e os círculos escuros ao redor dos olhos. Para usar este acessório, siga estes passos:

1. Limpe o seu rosto e verifique se a pele está limpa e seca.
2. Coloque a parte metálica na área debaixo dos olhos e deslize da esquerda para a direita. Faça isso por 30 segundos a 1 minuto numa área. Você também pode usá-lo com o seu soro, loção ou creme de olho favorito.

7. Limpeza e manutenção

Use água morna até um máximo de 45°C.

7.1. Limpeza das cabeças de escova

Limpe a(s) cabeça(s) de escova **Regular e/ou rush head(s)** após cada utilização.

- Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente desligado. Enxague com água morna e sabão neutro para remover qualquer acumulação que possa ter acumulado. Em seguida, retire qualquer água em excesso.
- Seque a **cabeça de escova** com um pano seco. Pode ainda secar a **cabeça da escova** ligando o dispositivo, e esfregando-o contra um pano limpo durante 5-10 segundos.
- ⓘ Por motivos higiénicos, recomendamos que substitua **cabeças de escovas** a cada 3 meses, ou mais cedo se verificar que estão gastos.
- ⚠ Não permita que a lavagem de cara acumule nas **cabeças das escovas**.

7.2. Limpeza Silk'n Pure Deluxe de acessórios

- Lave a **cabeça de escova de Massagem de Rosto** com água quente, e remova qualquer incorporação que pode ter sido acumulado. Em seguida, seque-a com um pano seco.
- Limpe a **cabeça de escova Massagem de olhos** com um pano humedecido utilizando um detergente neutro. Alternativamente, lave com água morna e remova qualquer acumulação que possa ter acumulado. Em seguida, seque-a com um pano seco.


7.3. Limpe o dispositivo e o apoio da escova de rosto

Recomendamos que limpe o dispositivo após cada utilização, e a **o apoio da escova** uma vez por mês. Antes de limpar:

- Desligue o dispositivo a partir do **adaptador**.
 - Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou produtos químicos para limpar quaisquer peças.
 - Limpe o dispositivo ou **suporte da escova do rosto** com um pano humedecido utilizando um detergente neutro e, em seguida, limpe-o com um pano seco.
- ⚠ Não coloque o dispositivo nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar.

7.4. Substituição da cabeça de escova

1. Para remover a **cabeça da escova**, basta segurar pela base de plástico exterior da **cabeça da escova** com uma mão, e o manípulo de dispositivo com a outra, e puxe para cima até solte.
2. Para acoplar uma **cabeça de escova**, coloque o centro da **cabeça da escova** no ponto de acoplamento da escova.
3. Exerça uma leve pressão na **cabeça da escova** e pressione para baixo até sentir um "clique" de introdução correta.



7.5. Armazenamento

- Pode deixar o dispositivo no **suporte da escova do rosto** e use-o como suporte superior do balcão.
- Se não planear usar o dispositivo durante algum tempo, recomendamos que guarde-o num local seco.

8. Resolução de problemas

Não tente reparar ou abrir partes seladas do seu dispositivo. Poderá expor-se a componentes perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

 Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Para problemas ou questões técnicas, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n.

Problema	Ação
O dispositivo não inicia.	Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente carregado. Acople o adaptador e à fonte de alimentação e deixe-o a carregar durante pelo menos 6 horas antes da utilização seguinte.
O dispositivo não carrega.	Certifique-se de que o adaptador está corretamente ligado ao dispositivo e à alimentação. Desligue o adaptador e, em seguida, ligue-o novamente para repor completamente o dispositivo. Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.
O meu dispositivo está sempre a desligar-se.	Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente carregado. Acople o adaptador ao dispositivo e à fonte de alimentação e deixe-o a carregar durante pelo menos 6 horas antes da utilização seguinte.

9. Peças e consumíveis

Pode comprar escovas de substituição de compra através do revendedor onde comprou o dispositivo ou pode encomendar diretamente no nosso website: www.silkn.eu.

10. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informação, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo.

Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu

País	Número da assistência técnica	Email
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Itália	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Holanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Descarte



Descarte a embalagem separadamente por materiais individuais. Descarte o papelão e cartão como resíduo de papel e película através do serviço de recolha de material reciclável.



Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Isto garante que o dispositivo seja reciclado profissionalmente e evita a libertação de substâncias prejudiciais para o meio ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está descarregado antes de ser eliminado.









PT



12. Especificações

Modelos	H4101	
Adaptador	Entrada:	100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
	Saída:	5Vd.c.; 500mA
	Modelo:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Reino Unido)
Com energia de	Pilhas 1x 3,7V; lão de lítio; 500mA	
Classificação do dispositivo	Classe II	
Proteção	IPX7	

13. Sinais e símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no aparelho ou na embalagem.

	Declaração de conformidade: os produtos rotulados com este símbolo satisfazem todas as disposições aplicáveis da Área Económica Europeia.
IPX7	Protegido contra imersão até 30 minutos a uma profundidade de 1 m.
	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos.
	Este símbolo identifica aparelhos elétricos da classe de proteção II.
	A marcação "GS" significa "Segurança Comprovada". Os produtos marcados com este símbolo cumprem os requisitos previstos na legislação alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG, na sigla em alemão) (Adaptador EU).
	Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).
	O adaptador está equipado com um transformador de segurança à prova de curto-circuito.
IP20	O adaptador está protegido contra objetos sólidos com um tamanho de até 12 mm.
	O adaptador possui uma fonte de alimentação combinatória
	As marcações relativas à eficiência internacionalmente válidas indicam que a alimentação de tensão está em conformidade com os requisitos de nível VI.

	<p>Este símbolo indica a polaridade dos pinos no adaptador.</p>
	<p>O produto satisfaz as normas nacionais e internacionais de segurança (Adaptador UK).</p>

14. Garantia

O que é que esta garantia cobre?

Home Skinovations, as suas afiliadas aplicáveis (doravante designada por Home Skinovations) ou o revendedor autorizado de quem comprou o seu produto Silk'n (doravante designada: o Dispositivo) deve reparar ou substituir o Dispositivo, se quaisquer defeitos de material causados por Skinovations Home forem descobertos no Dispositivo durante o período de garantia, seja no corpo do dispositivo ou na sua operação.

Quem tem direito a garantia em virtude deste certificado de garantia?

Apenas você, o comprador original do Dispositivo que comprou o Dispositivo em Home Skinovations ou os seus revendedores autorizados, tem o direito de receber a garantia especificada neste certificado de garantia. Para ter direito ao serviço de garantia, deve fornecer uma prova de que você é o comprador original do Dispositivo, apresentando um recibo original para compra do Dispositivo. Esta garantia não é uma garantia internacional. A garantia apenas será honrada no país em que o revendedor autorizado ou a entidade Home Skinovations de quem comprou o dispositivo estão localizados. Para uma lista de revendedores autorizados Home Skinovations, consulte: www.silkkn.com/For_International_Visitors.

Qual o período em que esse certificado de garantia cobre?

A garantia cobre os pedidos de reparo recebidos no prazo de um ano (1) a partir da data de compra original do Dispositivo. Os pedidos de reparação após um ano (1) a partir da data de compra não são cobertos por este certificado de garantia. Os pedidos de reparação relativos a um Dispositivo que foi reparado ou substituído devem ser enviados o mais tardar dentro de: (a) um ano (1) a partir da data de compra original do Dispositivo ou (b) noventa (90) dias a partir da data em que o dispositivo reparado ou substituído foi devolvido, o mais recente irá ocorrer. Se um adesivo for anexado ao seu dispositivo, indicando um período de garantia superior ao indicado acima, o período de garantia mencionado no adesivo será aplicado e o dispositivo será reparado ou substituído como parte da garantia até que esse prazo expire.

Se você comprou o Dispositivo num país da UE, tem um ano adicional (de acordo com a Diretiva da UE 1999/44) para reivindicar deficiências ou mau funcionamento do seu Dispositivo, que estavam presentes no momento da compra, mas que não eram evidentes então, conforme determinado pela Home Skinovations ou pelo revendedor autorizado. Para garantir a extensão da garantia, deve entrar em contato com o revendedor autorizado de quem comprou o Dispositivo ou o centro de serviço local e notificá-los sobre a falha de produção imediatamente e, o mais tardar, 60 dias após a deteção da falha.

Como obter o serviço da garantia?

Para obter mais instruções sobre como obter o serviço de garantia e os detalhes de contato dos centros de atendimento perto de si, visite: www.silkn.com/For_International_Visitors, ou entre em contato com o revendedor autorizado local ou ligue para o nosso Centro de assistência em:

América do Norte: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email: contact@silkn.com

Países europeus: (incluindo todos os estados membros da União Europeia, Suíça, Noruega e Rússia) Tel: +31 (0)180-330 550 / Email: silkn@inno-essentials.com

Japão: Tel: 0120-110-469 / Email: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tel: 1-700-700-309, Email: info@silkn.com

Outros países: Email: info@silkn.com

Ao solicitar serviços ao cliente, pode ser pedido para preencher um formulário para devolver o produto e deve receber um número de referência. Em caso de um defeito que não seja coberto pela garantia por qualquer motivo, a Home Skinovations pode cobrar-lhe os custos de transporte e reparação, se você concordou em reparar o Dispositivo às suas custas.

O que não é coberto por este certificado de garantia?

Esta garantia não cobre nenhum dano resultante de um acidente, utilização indevida (incluindo o uso do Dispositivo diferente do descrito nas instruções de uso que acompanham o Dispositivo), uso defeituoso, falta de cuidados razoáveis, uso irregular e irracional, incluindo, sem limitação, uso comercial ou profissional, adicionando peças não fornecidas juntamente com o Dispositivo, perdendo peças, usando peças sobressalentes não autorizadas ou expondo o Dispositivo a qualquer corrente elétrica diferente da corrente indicada. A garantia será cancelada se o Dispositivo for tratado por qualquer pessoa que não tenha sido autorizada pela Home Skinovations e Home Skinovations, não será responsável por qualquer dano resultante de reparos realizados por qualquer pessoa que não esteja autorizada pela Home Skinovations. A garantia não inclui a substituição de peças não duráveis usadas.

RENÚNCIA DE GARANTIA

A GARANTIA EXPRESSA DEFINIDA NESTE DOCUMENTO ESTÁ EM LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. ESTA GARANTIA É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA QUALQUER DEFEITO DO DISPOSITIVO.

LIMITAÇÕES

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HOME SKINOVATIONS, SEUS AFILIADOS OU REVENDEDORES AUTORIZADOS, SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, EXEMPLARES, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE USO OU CARGA PARA EQUIPAMENTOS SUBSTITUÍDOS), INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA JURÍDICA EM QUE A RECLAMAÇÃO É BASEADA MESMO SE FOI AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. CASO QUE OS RECURSOS ESTABELECIDOS NESTA GARANTIA SEJAM REALIZADOS PARA FALAR DE SEUS OBJETIVOS ESSENCIAIS OU SE AS HOME SKINOVATIONS, SEUS AFILIADOS OU DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS FOREM RESPONSABILIZADOS POR DANOS NA BASE DE QUALQUER TEORIA JURÍDICA, EM NENHUM CASO CASAMENTOS; SEUS AFILIADOS OU REVENDEDORES AUTORIZADOS, A RESPONSABILIDADE POR DANOS EXCEDERÁ O PREÇO POR MAYOR DE UMA ÚNICA UNIDADE DO DISPOSITIVO COM A DATA QUE A CAUSA DE AÇÃO ACRESCENTA. ASSUME TODOS OS RISCOS E RESPONSABILIDADES POR PERDA, DANOS OU PREJUÍZOS PARA VOCÊ E PARA A SUA PROPRIEDADE E PARA OUTROS E SUA PROPRIEDADE RESULTANTES DO UTILIZAÇÃO OU MÁ UTILIZAÇÃO OU IMPOSSIBILIDADE DE USAR O DISPOSITIVO EXCETO NA EXTENSÃO CAUSADA DIRETAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DE HOME SKINOVATIONS.

ESTA GARANTIA DÁ DIREITOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, E TAMBÉM PODE POSSUIR OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE PAÍS PARA PAÍS. ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS OU GARANTIAS IMPLÍCITAS, POR ISSO AS RENÚNCIAS E LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A SI.

Aviso legal

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.

A Home Skinovations Ltd possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Silk'n e o logótipo Silk'n são marcas registadas da Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Πίνακας περιεχομένων

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	115
2. Ασφαλή χρήση του Silk'n Pure (Deluxe)	121
3. Γνωρίστε το Silk'n Pure (Deluxe).....	122
4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής.....	123
5. Πρόγραμμα θεραπείας	124
6. Έναρξη!.....	125
7. Καθαρισμός και συντήρηση.....	126
8. Αντιμετώπιση προβλημάτων	128
9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα	128
10. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	128
11. Απόρριψη	129
12. Προδιαγραφές.....	129
13. Σήματα και σύμβολα.....	130
14. Εγγύηση.....	131

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις πριν τη χρήση.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν δείτε ή μυρίσετε καπνό στη διάρκεια της χρήσης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε σφραγισμένα μέρη της συσκευής σας. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλεία σας. Επίσης,

σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

- ⚠ Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης της συσκευής.
- ⚠ Διατηρείτε τον προσαρμογέα μακριά από το νερό. Ο προσαρμογέας ΔΕΝ είναι αδιάβροχος.
- ⚠ Φροντίστε να είναι τα χέρια σας πάντα στεγνά προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα στην τροφοδοσία ρεύματος.
- ⚠ Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε τον προσαρμογέα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νερό ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού.
- ⚠ Μην προσπαθ ήσετε να πιάσετε τον προσαρμογέα σε περίπτωση που πέσει μέσα σε νερό. Πριν τον πιάσετε, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Εάν δεν αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!

- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα.
- ⚠ Μην τραβάτε ποτέ τον προσαρμογέα από το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε τον προσαρμογέα στο χέρι σας και αφαιρέστε τον από την πρίζα.
- ⚠ Τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα κατά τρόπο που δεν ενέχει τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος επάνω του.
- ⚠ Μην τυλίγετε το καλώδιο του προσαρμογέα και μην το αφήνετε επάνω σε αιχμηρά άκρα.
- ⚠ Μην αφήνετε τη συσκευή κάτω από νερό στη μπανιέρα ή στο ντους για περισσότερα από 20 λεπτά.
- ⚠ Μην συνδέετε βρεγμένες κεφαλές με βουρτσάκι στη συσκευή ενώ φορτίζει.
- ⚠ Μην αφήνετε ενυδατικά προϊόντα να συσσωρεύονται στις κεφαλές με βουρτσάκι.

- ⚠ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.
- ⚠ Εάν υπάρχει διαρροή μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Εάν απαιτείται, εκπλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων.
- ⚠ Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "11. Απόρριψη".
- ⚠ Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψή της.
- ⚠ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.

⚠ Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.

⚠ Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον κάδο σκουπιδιών. Εικονωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αφαίρεση μπαταρίας

⚠ Για την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί πλέον μετά από τη διαδικασία αυτή, αλλά ούτε και θα είναι δυνατόν να επισκευαστεί. Οποιαδήποτε εγγύηση θα καταστεί άκυρη εάν σπάσετε το περίβλημα της συσκευής και αφαιρέσετε την μπαταρία. Συνιστάται ένθερμα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Η Silk'n δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές ή υλικές ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, ανθεκτική επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα

σφυρί για να χτυπήσετε τη συσκευή στη ραφή και συνεχίστε αυτή τη διαδικασία κατά μήκος ολόκληρης της ραφής και από τις δύο πλευρές της συσκευής.

Όταν έχει σπάσει η ραφή επαρκώς, χρησιμοποιήστε μια πένσα ή ένα κατσαβίδι για να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Ξεβιδώστε την πλακέτα PCB (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος) και βγάλτε την μπαταρία αποσυνδέοντας το βύσμα από την πλακέτα PCB.

Αντενδείξεις

- ⚠ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- ⚠ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή οποιαδήποτε εξαρτήματά της.
- ⚠ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- ⚠ Μην μοιράζεστε τη συσκευή με άλλους, για λόγους υγιεινής.
- ⚠ Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε μια κεφαλή με βουρτσάκι χωρίς να έχει προηγουμένως υγρανθεί στο πρόσωπο ή στο λαιμό, καθώς μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος.

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχετε:

- ⚠ πληγές ή τραυματισμούς στο δέρμα του λαιμού ή του προσώπου.
- ⚠ βηματοδότη.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε:

- ⚠ οποιαδήποτε ιατρική άθηση ή ευαισθησία.
- ⚠ ακμή ή άλλη δερματική διαταραχή.
- ⚠ εξανθήματα, ερυθρότητα ή φαγούρα στη διάρκεια της χρήσης ή μετά τη χρήση της συσκευής.

2. Ασφαλή χρήση του Silk'n Pure (Deluxe)

το Silk'n Pure (Deluxe) σας έχει δοκιμαστεί για εισχώρηση νερού στο βαθμό που καλύπτεται από την πιστοποίηση IPX7. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για χρήση κάτω από το ντους και ενώ κάνετε αφρόλουτρο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένη σε νερό για περισσότερα από 20 λεπτά.

Η συσκευή διαθέτει επίσης προστασία από την υπερφόρτιση. Έτσι, μπορείτε να αφήνετε τον προσαρμογέα στη συσκευή ακόμα και όταν παραμένει συνδεδεμένος στην τροφοδοσία ρεύματος, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών.

3. Γνωρίστε το Silk'n Pure (Deluxe)

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη αφορά τα προϊόντα Silk'n Pure και Silk'n Pure Deluxe.

Το Silk'n Pure (Deluxe) καθαρίζει αποτελεσματικά το δέρμα απομακρύνοντας την εξωτερική κυτταρική στοιβάδα του ξηρού και φολιδοειδούς δέρματος. Απομακρύνει ακαθαρσίες από το εσωτερικό των πόρων καθώς και συσσωρευμένα υπολείμματα από τις αναδιπλώσεις των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων. Η συσκευή χρησιμοποιεί δονήσεις που απαλύνουν την επιφάνεια του δέρματος και κάνουν απαλό μασάζ βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος.

Το Silk'n Pure (Deluxe) αφαιρεί έως και 6 φορές περισσότερο μακιγιάζ σε σχέση με το χειροκίνητο καθαρισμό, αφήνοντας το δέρμα σας καθαρό, απαλό και μεταξένιο.

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι μια ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. **Πριν τη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, καθώς και όλες τις διαδικασίες μετά τη χρήση της, και να τις εφαρμόζετε αυστηρά.** Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από κάθε θεραπεία.

3.1. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Η συσκευή σας Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 κεφαλές με βουρτσάκι (κανονικό, μαλακό)
- Βάση για το βουρτσάκι προσώπου
- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Στη συσκευασία του Silk'n Pure Deluxe περιλαμβάνονται επιπλέον τα εξής:

- Θήκη ταξιδιού
- Δοχείο ταξιδιού για υγρό καθαρισμού προσώπου
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών

3.2. Περιγραφή της συσκευής

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι μια μικρού μεγέθους ηλεκτρική συσκευή χειρός για τον καθαρισμό του δέρματος. Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

- Λυχνία φόρτισης (#1)
- Σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι (#2)
- Κουμπιά ελέγχου (#3)
- Υποδοχή προσαρμογέα (#4)
- Κέντρο της κεφαλής με βουρτσάκι (#5)
- Κεφαλή με βουρτσάκι (#6)
- Βάση για το βουρτσάκι προσώπου (#7)
- Θήκη ταξιδιού (#8) *
- Δοχείο ταξιδιού για υγρό καθαρισμού προσώπου (#9) *
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου (#10) *
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Προοριζόμενη χρήση

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης για καθαρισμό και μασάζ του δέρματος στο πρόσωπο και το λαιμό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής

4.1. Εκτελείται φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, φορτίστε το Silk'n Pure (Deluxe) για 6 ώρες πριν από την πρώτη χρήση, ακόμα κι αν έχει παραμείνει κάποιο φορτίο στη συσκευή ως αποτέλεσμα των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας.

1. Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τελείως στεγνή πριν τη φόρτιση.
2. Συνδέστε τον **προσαρμογέα** στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος.
3. Κατά τη φόρτιση, η **λυχνία φόρτισης** αναβοσβήνει διαρκώς σε κόκκινο χρώμα. Μόλις η συσκευή φορτίσει πλήρως, η **λυχνία φόρτισης** παραμένει σταθερά αναμμένη σε κόκκινο χρώμα.

i Ακόμα και στην περίπτωση που η **λυχνία φόρτισης** είναι αναμμένη σταθερά σε κόκκινο χρώμα ενώ φορτίζετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε φόρτιση για 3 ώρες.



4. Μετά από κάθε φόρτιση, σας συστήνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να αποθηκεύετε τον **προσαρμογέα** μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να φορτίσετε τη συσκευή.

i Σας συστήνουμε να φορτίζετε πλήρως τη συσκευή τουλάχιστον ανά 3 μήνες για τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας.

! Μη συνδέετε βρεγμένες κεφαλές με βουρτσάκι στη συσκευή ενώ φορτίζει.

4.2. Ενδεικτικές λυχνίες και ρυθμίσεις λειτουργίας

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, ενώ διαθέτει ένα **κουμπί ελέγχου** και μία **ενδεικτική λυχνία**. Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του χειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε εξαρτήματος.


Κουμπί	Ενέργεια	Λειτουργία / Κατάσταση
Κουμπί ελέγχου (#3) 	Πατήστε 1 φορά	Η συσκευή δονείται - χαμηλή ταχύτητα
	Πατήστε 2 φορές	Η συσκευή δονείται - υψηλή ταχύτητα
	Πατήστε 3 φορές	Η συσκευή πάλλεται - χαμηλή ταχύτητα
	Πατήστε 4 φορές	Η συσκευή πάλλεται - υψηλή ταχύτητα
	Πατήστε 5 φορές	Η συσκευή απενεργοποιείται
Λυχνία φόρτισης (#1) 	Η λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα	Χαμηλή μπαταρία
	Η λυχνία αναβοσβήνει διαρκώς σε κόκκινο χρώμα	Εκτελείται φόρτιση
	Η λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη σε κόκκινο χρώμα (μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ρεύματος)	Πλήρης φόρτιση. Η λυχνία σβήνει, όταν η συσκευή αποσυνδέεται από τον προσαρμογέα ή όταν αφαιρείτε τον προσαρμογέα από την τροφοδοσία ρεύματος.


5. Πρόγραμμα θεραπείας


- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθημερινά, χωρίς να υπερβαίνετε τις δύο φορές ημερησίως.
- Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις εξής περιοχές: μέτωπο, μύτη, πηγούνι, μάγουλα και λαιμό.
- Ο συνιστώμενος χρόνος θεραπείας είναι 10 δευτερόλεπτα σε κάθε περιοχή.
- το Silk'n Pure (Deluxe) έχει σχεδιαστεί να καθαρίζει το δέρμα σας σε μόλις 1 λεπτό. Φροντίστε να μην υπερβαίνετε αυτόν τον χρόνο.


6. Έναρξη!

1. Επιλέξτε την κατάλληλη **κεφαλή με βουρτσάκι** για τον τύπο του δέρματός σας. Πιέστε απαλά την **κεφαλή με βουρτσάκι** στο **σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι** μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
2. Βρέξτε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό.
3. Υγράνετε την **κεφαλή με βουρτσάκι** με χλιαρό νερό και τοποθετήστε τη λοσιόν καθαρισμού της επιλογής σας επάνω στο βουρτσάκι.



-  Μη χρησιμοποιείτε την **κεφαλή με βουρτσάκι** χωρίς προηγουμένως να έχει υγρανθεί στο πρόσωπο ή στο λαιμό, καθώς μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος.
4. Πατήστε το **κουμπί ελέγχου** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα στη λειτουργία δόνησης σε χαμηλή ταχύτητα.
 5. Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για να περιηγηθείτε στις διαφορετικές λειτουργίες (βλ. ενότητα "4.2. Ενδεικτικές λυχνίες και ρυθμίσεις λειτουργίας").
 6. Πιέστε απαλά την **κεφαλή με βουρτσάκι** επάνω στο δέρμα σας και μετακινήστε την κάνοντας ανοδικές, κυκλικές κινήσεις. Δεν χρειάζεται να ασκείτε ιδιαίτερη πίεση.

 Προσπαθήστε να αποφύγετε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος, όπως το περίγραμμα των ματιών ή των χειλιών.
 7. Τέλος, ξεπλύνετε το δέρμα σας με νερό και σκουπίστε το ταμποναριστά με μια πετσέτα για να το στεγνώσετε.

 Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας στη διάρκεια της θεραπείας, ο χρονοδιακόπτης θα μηδενιστεί και θα ξεκινήσει από την αρχή.

6.1. Silk'n Pure Deluxe Αξεσουάρ

Εκτός από την πρακτική θήκη ταξιδιού και το δοχείο ταξιδιού για υγρό καθαρισμού προσώπου, το Silk'n Pure Deluxe περιλαμβάνει δύο πρόσθετα αξεσουάρ θεραπείας. Και τα δύο είναι κατάλληλα για καθημερινή χρήση.

Η **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου** βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και εξασφαλίζει ήπιο καθαρισμό, αφήνοντας το δέρμα σας αναζωογονημένο και πιο φωτεινό. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "6. Έναρξη!"

Η **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών** συμβάλλει στη μείωση του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αξεσουάρ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας και βεβαιωθείτε ότι είναι απολύτως στεγνό.
2. Τοποθετήστε το μεταλλικό τμήμα στην περιοχή κάτω από τα μάτια και μετακινήστε το από τα αριστερά προς τα δεξιά. Συνεχίστε αυτήν την κίνηση στην ίδια περιοχή για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αξεσουάρ με τον ορό, το γαλάκτωμα ή την κρέμα ματιών που προτιμάτε.


7. Καθαρισμός και συντήρηση

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό με θερμοκρασία έως 45°C / 113°F.

7.1. Καθαρισμός των κεφαλών με βουρτσάκι

Φροντίστε να καθαρίζετε την κανονική ή/και την απαλή **κεφαλή με βουρτσάκι** μετά από κάθε χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα. Στη συνέχεια, τινάξτε την κεφαλή για την αποβολή της υπερβολικής ποσότητας νερού.
- Στεγνώστε την **κεφαλή με βουρτσάκι** χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί. Μπορείτε επίσης να στεγνώσετε την **κεφαλή με βουρτσάκι** ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή και τρίβοντας την κεφαλή επάνω σε ένα καθαρό πανί για 5-10 δευτερόλεπτα.

 Για λόγους υγιεινής, συστήνουμε την αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων **κεφαλών με βουρτσάκι** κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα, εάν παρατηρήσετε ότι έχουν φθαρεί.

 Μην αφήνετε ενυδατικά προϊόντα να συσσωρευούνται στις **κεφαλές με βουρτσάκι**.

7.2. Καθαρισμός των Silk'n Pure Deluxe αξεσουάρ

- Πλύνετε την **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου** με ζεστό νερό και αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα. Στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί.
- Σκουπίστε την **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών** χρησιμοποιώντας ένα νυπό πανί και ήπιο καθαριστικό. Διαφορετικά, μπορείτε να πλύνετε την κεφαλή με ζεστό νερό αφαιρώντας τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα. Στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί.



7.3. Καθαρισμός της συσκευής και της βάσης για το βουρτσάκι προσώπου

Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής μετά από κάθε χρήση και τον καθαρισμό της **βάσης για το βουρτσάκι προσώπου** μία φορά το μήνα. Πριν τον καθαρισμό:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον **προσαρμογέα**.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικές ουσίες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
 - Καθαρίστε τη συσκευή ή τη **βάση για το βουρτσάκι προσώπου** με ένα υγρό πανί και ήπιο καθαριστικό και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων.

7.4. Αντικατάσταση της κεφαλής με βουρτσάκι

1. Για να αφαιρέσετε την **κεφαλή με βουρτσάκι**, απλώς πιάστε την εξωτερική πλαστική βάση της **κεφαλής με βουρτσάκι** με το ένα χέρι και τη λαβή της συσκευής με το άλλο και τραβήξτε προς τα επάνω μέχρι να απασφαλιστεί.
2. Για να συνδέσετε μια **κεφαλή με βουρτσάκι**, τοποθετήστε το κέντρο της στο αντίστοιχο σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι.
3. Πιέστε απαλά την **κεφαλή με βουρτσάκι** και σπρώξτε την προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



7.5. Αποθήκευση

- Μπορείτε να αφήνετε τη συσκευή στη **βάση για το βουρτσάκι προσώπου** επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι προτιμότερο να την φυλάξετε σε ένα στεγνό μέρος.

8. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε σφραγισμένα μέρη της συσκευής σας. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

 Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί σωστά. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επόμενη χρήση.
Η συσκευή δεν φορτίζει.	Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σωστά στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά για να γίνει πλήρης επαναφορά της συσκευής. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Η συσκευή απενεργοποιείται συνεχώς.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί σωστά. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος και φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επόμενη χρήση.

9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Μπορείτε να προμηθευτείτε βούρτσες αντικατάστασης από το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή να τις παραγγείλετε απευθείας από τον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση: www.silkn.eu.

10. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Ιταλία	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Κάτω Χώρες	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
ΗΒ	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Απορρίψη



Απορρίψτε τα διαφορετικά υλικά της συσκευασίας ξεχωριστά. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και τη μεμβράνη μέσω της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή ανακυκλώνεται επαγγελματικά και εμποδίζει την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

GR



12. Προδιαγραφές

Μοντέλα	H4101	
Προσαρμογέας	Ισχύς εισόδου:	100-240V ~ 50/60Hz 0,2A
	Ισχύς εξόδου:	5Vd.c., 500mA
	Μοντέλο:	RSS1002-025050-W2E (Ευρώπη) RSS1002-025050-W3U (Ηνωμένο Βασίλειο)
Τροφοδοσία	Μπαταρίες 1x 3,7V, ιόντων λιθίου, 500mA	
Ταξινόμηση συσκευής	Τάξη II.	
Προστασία	IPX7	

13. Σήματα και σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις σήμανσης χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού, επάνω στη συσκευή, καθώς και στη συσκευασία.

	Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα που φέρουν ετικέτα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
	Προστασία από βύθιση της συσκευής σε βάθος έως 1 μέτρο και για 30 λεπτά.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
	Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει ηλεκτρικές συσκευές της κατηγορίας προστασίας II.
	Η σήμανση «GS» αντιστοιχεί σε «ελεγμένη ασφάλεια». Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν τις προδιαγραφές του γερμανικού νόμου περί ασφάλειας προϊόντων (ProdSG) (προσαρμογέας ΕΕ).
	Οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό είναι κατάλληλες μόνο για τη χρήση στο νοικοκυριό (σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους).
	Ο προσαρμογέας διαθέτει μετασχηματιστή προστασίας βραχυκυκλώματος.
	Ο προσαρμογέας διαθέτει προστασία από στερεά σώματα έως 12 mm.
	Ο προσαρμογέας διαθέτει τροφοδοτικό switching.
	Το διεθνές σύμβολο απόδοσης επισημαίνει ότι η παροχή ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις της βαθμίδας VI.

	<p>Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πολικότητα των ακίδων του προσαρμογέα.</p>
	<p>Το προϊόν πληροί τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας (προσαρμογέας Μεγάλης Βρετανίας).</p>

14. Εγγύηση

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Η Home Skinovations, οι υφιστάμενες θυγατρικές της (εφεξής Home Skinovations) ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν σας Silk'n (εφεξής η Συσκευή) οφείλουν να προβούν σε επισκευή ή αντικατάσταση της Συσκευής, εάν στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης διαπιστωθούν οποιαδήποτε ελαττώματα υλικού είτε στο σώμα είτε στη λειτουργία της Συσκευής, τα οποία οφείλονται στην Home Skinovations.

Ποιος δικαιούται υπηρεσίες εγγύησης βάσει του παρόντος πιστοποιητικού εγγύησης;

Τις υπηρεσίες εγγύησης που ορίζονται στο παρόν πιστοποιητικό δικαιούστε αποκλειστικά και μόνο εσείς, ο αρχικός αγοραστής της Συσκευής, που έχετε προμηθευτεί τη Συσκευή από την Home Skinovations ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. Προκειμένου να δικαιούστε τις υπηρεσίες εγγύησης, θα πρέπει να αποδείξετε ότι είστε ο αρχικός αγοραστής της Συσκευής παρουσιάζοντας το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση δεν έχει παγκόσμια ισχύ. Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία βρίσκονται η οντότητα της Home Skinovations ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τον οποίο αγοράσατε τη Συσκευή. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Home Skinovations στη διεύθυνση: www.silkn.com/For_International_Visitors.

Ποια περίοδο καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης;

Η εγγύηση καλύπτει αιτήματα επισκευής που λαμβάνονται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία αρχικής αγοράς της Συσκευής. Το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δεν καλύπτει αιτήματα επισκευής που υποβάλλονται αφού παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς. Τα αιτήματα επισκευής για μια Συσκευή που έχει ήδη επισκευαστεί ή αντικατασταθεί θα πρέπει να υποβάλλονται εντός: (α) ενός (1) έτους από την ημερομηνία αρχικής αγοράς της Συσκευής ή (β) ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλάβατε τη Συσκευή που επισκευάστηκε ή αντικαταστάθηκε, όποιο εκ των δύο είναι μεταγενέστερο. Εάν η Συσκευή σας φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία αναγράφεται μια περίοδος εγγύησης μεγαλύτερη από αυτήν που ορίζεται ανωτέρω, θα ισχύει η αναγραφόμενη περίοδος εγγύησης της αυτοκόλλητης ετικέτας και θα είναι δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση της Συσκευής στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης μέχρι τη λήξη της εν λόγω περιόδου ισχύος.

Εάν αγοράσατε τη Συσκευή σε μια χώρα της ΕΕ, έχετε στη διάθεσή σας ένα επιπλέον έτος (σύμφωνα με την Οδηγία 1999/44 της ΕΕ) για να υποβάλετε αξιώσεις σχετικά με ελαττώματα ή δυσλειτουργίες της Συσκευής σας που υπήρχαν αλλά δεν ήταν εμφανείς κατά τη στιγμή της αγοράς, όπως καθορίζεται από την Home Skinovations ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Προκειμένου να καταστεί εκτελεστή αυτή η εκτεταμένη εγγύηση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη Συσκευή ή το τοπικό κέντρο σέρβις και να ενημερώσετε αμέσως σχετικά με το σφάλμα στην παραγωγή και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 60 ημερών από τον εντοπισμό του σφάλματος.

Πώς παρέχονται οι υπηρεσίες εγγύησης;

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των υπηρεσιών εγγύησης και τα στοιχεία επικοινωνίας με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις στην περιοχή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.silkn.com/For_International_Visitors ή επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το Γραφείο Βοήθειας:

Βόρεια Αμερική: Τηλ: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email: contact@silkn.com

Ευρωπαϊκές χώρες: (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας, της Νορβηγίας και της Ρωσίας) Τηλ: +31 (0)180-330 550 / Email: silkn@inno-essentials.com
Ιαπωνία: Τηλ: 0120-110-469 / Email: beauty0120110469@sensepil.jp

Ισραήλ: Τηλ: 1-700-700-309, Email: info@silkn.com

Άλλες χώρες: Email: info@silkn.com

Όταν ζητάτε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο για την επιστροφή του προϊόντος, ενώ θα λάβετε έναν αριθμό αναφοράς. Σε περίπτωση ελαττώματος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση για οποιονδήποτε λόγο, η Home Skinovations μπορεί να σας χρεώσει με έξοδα αποστολής και επισκευής, εφόσον συμφωνήσετε στην επισκευή της Συσκευής αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος.

Τι δεν καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης;

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα, κακή χρήση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Συσκευής εκτός από τον ενδεδειγμένο τρόπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη Συσκευή), ελαττωματική χρήση, έλλειψη εύλογης φροντίδας, ακανόνιστη και παράλογη χρήση, όπως μεταξύ άλλων, εμπορική ή επαγγελματική χρήση, προσθήκη εξαρτημάτων που δεν παρέχονται μαζί με τη Συσκευή, απώλεια εξαρτημάτων, χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών ή έκθεση της Συσκευής σε ηλεκτρικό ρεύμα διαφορετικό από αυτό που ενδείκνυται για τη χρήση της. Η εγγύηση θα ακυρωθεί σε περίπτωση επεξεργασίας της Συσκευής από άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την Home Skinovations για αυτόν το σκοπό, ενώ η Home Skinovations δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε επισκευές που εκτελούνται από άτομο το οποίο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Home Skinovations για αυτόν το σκοπό. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η HOME SKINOVATIONS, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ Ή ΕΑΝ Η HOME SKINOVATIONS, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ HOME SKINOVATIONS, ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΕΤΕΙ ΕΣΕΙΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ,

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ HOME SKINOVATIONS.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΩΣΤΟΣΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ.
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Νομική σημείωση

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιονδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς ειδοποίηση.

Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Η επωνυμία Silk'n και το λογότυπο Silk'n είναι σήματα κατατεθέντα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ.

İçindekiler Tablosu

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar	136
2. Silk'n Pure (Deluxe) ile Güvenlik.....	141
3. Silk'n Pure (Deluxe) cihazınızı tanıyın	141
4. Cihaz kontrolleri ve ayarları	142
5. Uygulama planı	143
6. Başlayın!	144
7. Temizlik ve bakım	145
8. Sorun Giderme	146
9. Parçalar ve sarf malzemeleri.....	147
10. Müşteri hizmetleri	147
11. Bertaraf Etme!	147
12. Teknik Özellikler	148
13. İşaretler ve semboller	148
14. Garanti	149

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar

Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliđi içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıřtır. Avrupa Birliđi dıřındayken, ilgili ülkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gerekir. Kullanmadan önce lütfen tüm uyarıları ve kontrendikasyonları okuyun.

⚠ Bu kılavuzda tanımlandığı üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz hasarlıysa, düzgün çalışmadığı görülüyorsa veya duman görüyorsanız veya kokusu alıyorsanız cihazı kullanmayın. Bu tip durumlarda, cihazı kullanmayı bırakın ve Müřteri Hizmetleriyle iletiřim kurun.

⚠ Tamir iřlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekteřtirilebilir. Cihazınızın yalıtımlı parçalarını onarma veya deđiřtirme giriřiminde bulunmayın. Kendinizi tehlikeli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

⚠ Üretici, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

⚠ Adaptörü sudan uzak tutun. Adaptör su geçirmez deđildir.

- ⚠ Adaptörü elektrik kaynağına bağlamadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- ⚠ Adaptörü küvet, lavabo, su ya da başka bir sıvının içene düşme ya da çekilme olasılığı olan yerlere koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin.
- ⚠ Suya düşmüş adaptörü almaya çalışmayın. Almadan önce hemen fişini çekin. Adaptörü prizden çekmezseniz elektrik akımına kapılabilirsiniz!
- ⚠ Kablosu ya da fişi zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış adaptörü kullanmayın. Böyle bir durumda, hemen adaptörün fişini prizden çekin.
- ⚠ Adaptörü prizden hiçbir zaman kablo-sundan çekerek çıkarmayın. Mutlaka adaptörü tutarak çıkarın.
- ⚠ Adaptör kablosunu takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştirin.
- ⚠ Adaptör kablosunu bükmeyin ve keskin kenarlar üzerine koymayın.
- ⚠ Cihazı banyo veya duşta su içinde 20 dakikadan daha uzun süre bırakmayın.
- ⚠ Cihaz şarj edilirken ıslak olan fırça başlıkları takmayın.

- ⚠️ Yüz yıkama ürününün fırça başlıklarında birikmesine izin vermeyin.
- ⚠️ Cihaz sadece birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- ⚠️ Batarya sızıntı yapmışsa cilt, göz ve mukoza zarıyla temas etmemesini sağlayın. Gerekirse etkilenen bölgeleri suyla yıkayarak tıbbi yardım alın.
- ⚠️ Cihazı ya da parçalarının herhangi birini temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın.
- ⚠️ Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Ayrıntılar için bkz. bölüm "11. Bertaraf Etme!".
- ⚠️ Cihaz hurdaya çıkarılmadan önce bataryası çıkarılmalıdır.
- ⚠️ Batarya çıkarılırken cihazın ana güç kaynağı ile olan bağlantısı kesilmelidir.
- ⚠️ Batarya güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.

⚠ Batarya bertarafının çevre ile ilgili boyutlarına dikkat edilmelidir. Kullanılmış bataryaları çöp kutusuna atmayın. Lütfen çevreyi korumak için satıcı ile irtibata geçin.

Bataryanın çıkarılması

Bataryayı çıkarmak için cihazın parçalarına ayrılması gerekir. Bu işlem yapılırsa cihaz artık çalışmaz ve onarılamaz. Cihazın kaplaması kırılıp batarya çıkarılırsa cihazın garantisi geçersiz olur. Koruyucu gözlükler ve eldivenler kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

Bu işlemin gerçekleştirilmesinden doğabilecek fiziksel ya da maddi hasarlardan Silk'n sorumlu değildir.

Bataryayı çıkarmak için cihazı sert ve sağlam bir yüzeye koyun. Cihazın birleşme yerine çekiçle vurun ve cihazın iki tarafında bu işlemi yapın.

Bağlantı yeri yeterince ayrılınca muhafazayı çıkarmak için pense ya da tornavida kullanın. PCB'nin (baskılı devre kartı) vidasını sökün ve bataryanın PCB bağlantısını kopararak bataryayı çıkarın.

Kontrendikasyonlar

- ⚠ Bu cihaz, refakatçi olunması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimatların verilmesi ve yer alabilecek tehlikenin farkında olmalarının sağlanması halinde 8 ve üzeri yaş çocuklar, kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel özelliklere sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- ⚠ Çocuklar cihaz veya herhangi bir parçası ile oynamamalıdır.
- ⚠ Temizlik veya bakım gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- ⚠ Hijyen açısından, cihazı başkalarıyla paylaşmayın.
- ⚠ Göz ile temasından kaçının.
- ⚠ Kuru bir fırça başlığını yüz veya boyun üzerinde kullanmayın, çünkü ciltte tahrişe neden olabilir.

Şu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse bu cihazı kullanmayın:

- ⚠ yüz veya boynunuzda uçuk veya yaralı cilt varsa.
- ⚠ kalp pili kullanıyorsanız.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza danışın:

- ⚠ her hangi bir tıbbi rahatsızlık veya her türlü hassasiyet.
- ⚠ akne veya diğer herhangi bir cilt bozukluğu.
- ⚠ kullanım sırasında veya sonrasında döküntü, kızarıklık veya kaşınma.

2. Silk'n Pure (Deluxe) ile Güvenlik

Silk'n Pure (Deluxe) cihazınız IPX7 kapsamına uygun şekilde su girişi için teste tabi tutulmuştur. Testin sonuçlarına göre cihazınız su geçirmez olup duş veya banyo sırasında su altında kullanılabilir, ancak cihazı banyo veya duşta su içinde 20 dakikadan daha uzun süre bırakmayın.

Cihazda ayrıca aşırı şarj koruması özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde, elektrik kaynağına bağlı olsa bile, zarar görme riski olmadan adaptörü güvenle cihazda bırakabilirsiniz.

3. Silk'n Pure (Deluxe) cihazınızı tanıyın

Bu kullanım kılavuzu hem Silk'n Pure hem de Silk'n Pure Deluxe için geçerlidir.

Silk'n Pure (Deluxe) cildi mükemmel biçimde arındırır ve kuru ve soyulan deri hücrelerinin dış katmanını giderir. Gözenekler içindeki kirleri ve ince kat çizgileri ve kırışıkların içindeki kalıntı birikimlerini yerinden çıkarır. Cihaz cildin yüzeyinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olmak için titreşimler kullanır ve kan dolaşımını hızlandırmak için cildinize masaj yapar.

Silk'n Pure (Deluxe) elle yapılan temizlikten 6 kat daha iyi makyaj temizliği sağlayarak cildinizi temiz, pürüzsüz ve yumuşak hale getirir.

Silk'n Pure (Deluxe) bir elektrikli cihazdır ve güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. **Kullanımdan önce, kullanım sonrası işlemler dahil olmak üzere cihazın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili talimatları okuyup anlamaz ve harfiyen uygulamanız önemlidir.** Her uygulamadan önce bu kılavuzdaki talimatları incelemeniz tavsiye edilir.

3.1. Paket içerikleri

- Silk'n Pure (Deluxe) cihazınız
- 2 fırça başlığı (Normal, Yumuşak)
- Yüz fırçası parçası
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu

Silk'n Pure Deluxe şu ekstraları içerir:

- Seyahat çantası
- Yüz yıkama ürünü seyahat şişesi
- Yüz Masaj fırçası başlığı
- Göz Masaj fırçası başlığı

3.2. Cihazın Tanımı

Silk'n Pure (Deluxe) küçük, elde kullanılan, elektrik enerjisiyle çalışan bir cilt temizleyicisidir. Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

- Şarj ışığı (No.1)
- Fırça takma noktası (No.2)
- Kontrol düğmesi (No.3)
- Adaptör soketi (No.4)
- Fırça başlığı merkezi (No.5)
- Fırça başlığı (No.6)
- Yüz fırçası standı (No.7)
- Seyahat çantası (No.8) *
- Yüz yıkama ürünü seyahat şişesi (No.9) *
- Yüz Masaj fırçası başlığı (No.10) *
- Göz Masaj fırçası başlığı (No.11) *

* Silk'n Pure (Deluxe)

3.3. Kullanım Amacı

Silk'n Pure (Deluxe) yüzünüzü ve boynunuzu temizlemek ve cildinize masaj yapmak için tasarlanmış, reçetesiz satılan bir cihazdır. Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

4. Cihaz kontrolleri ve ayarları

4.1. Şarj oluyor


İlk kez kullanmadan önce, cihazınızın tamamen şarj edilmesi gerekir. En iyi sonuçlar için, kalite kontrol işlemlerinin sonucunda cihazda bir miktar artık akım kalmış olsa da, Silk'n Pure (Deluxe)'i ilk kez kullanmadan önce 6 saat süreyle şarj edin.


1. Güvenliğiniz için, şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
2. **Adaptörü** cihaza ve elektrik kaynağına bağlayın.
3. Şarj sırasında, **şarj ışığı** kırmızıdır ve sürekli yanıp söner. Tam şarj olduğunda, **şarj ışığı** sabit kırmızıdır.



Cihazı ilk defa şarj ettiğiniz halde **şarj ışığı** sabit bir şekilde kırmızı yansa da cihazı 3 saat şarjda tutmanız gerekir.



4. Her tam şarj işleminden sonra cihazı tekrar şarj etmeniz gerekene kadar cihazı fişten çekmenizi ve **adaptörü** saklamanızı öneririz.

 Pil ömrünü korumak için cihazı en az 3 ayda bir tam olarak şarj etmenizi öneririz.





 Cihaz şarj edilirken ıslak olan fırça başlıkları takmayın.

4.2. Gösterge ışıkları ve fonksiyon ayarları

Silk'n Pure (Deluxe) cihazınızın kullanımı kolaydır ve bir **kontrol düğmesi** ve bir **gösterge ışığı** vardır. Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.


Düğme	İşlem	Fonksiyon / Mod
 Kontrol düğmesi (No.3)	1 kez basma	Titreşir - düşük hız
	2 kez basma	Titreşir - yüksek hız
	3 kez basma	Atar - düşük hız
	4 kez basma	Atar - yüksek hız
	5 kez basma	Cihaz kapanır
 Şarj ışığı (No.1)	İşık kırmızıdır ve 10 saniye yanıp söner	Düşük batarya
	İşık kırmızıdır ve sürekli yanıp söner	Şarj oluyor
	İşık sabit kırmızıdır (sadece elektrik kaynağına bağlandığında görülebilir)	Tam şarjlı. Cihazın adaptörle bağlantısı kesildiğinde veya adaptörü elektrik kaynağından ayırdığınızda ışık söner.

5. Uygulama planı

-  Günlük kullanıma uygundur, ancak günde iki defadan fazla kullanılmamalıdır.
-  Şu bölgelerde temizleme yapılmasını öneriyoruz: alın, burun, çene, yanaklar ve boyun.
-  Önerilen uygulama süresi bölge başına 10 saniyedir.
-  Silk'n Pure (Deluxe), cildinizi sadece 1 dakika içinde temizleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu süreyi aşmamanızı öneriyoruz.

6. Başlayın!

1. Cilt tipinize uygun olan **fırça başlığını** seçin. **Fırça başlığını fırça takma noktasına** yerleştirip yerine oturma sesini duyana kadar hafifçe itin.
2. Yüzünüzü ılık su ile ıslatın.
3. **Fırça başlığını** ılık suyla nemlendirin ve tercih ettiğiniz yüz yıkama ürününü fırça başlığına uygulayın.



- ⚠️ Kuru bir **fırça başlığını** yüz veya boyun üzerinde kullanmayın, çünkü ciltte tahrişe neden olabilir.
4. Cihazı çalıştırmak için **Kontrol düğmesine** basın. Cihaz otomatik olarak düşük hızlı titreşim modunda başlar.
 5. İstediğiniz modu seçmek için, kontrol düğmesine basmaya devam ederek modlar arasında geçiş yapın (bkz. kısım "4.2. Gösterge ışıkları ve fonksiyon ayarları").
 6. **Fırça başlığını** cildinizin üzerine hafifçe bastırın ve yukarı yönde dairesel olarak hareket ettirin. Basınç uygulamaya gerek yoktur.
- i** Gözler veya dudakların çevresi gibi hassas bölgelerden kaçınmaya çalışın.
7. Bitirmek için, cildinizi suyla durulayın ve bir havluyla kurulayın.

- i** Cihaz 1 dakika sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak, uygulama sırasında modları değiştirirseniz zamanlayıcı sıfırlanır ve yeniden başlar.

6.1. Silk'n Pure Deluxe aksesuarlar

Kullanışlı seyahat çantasına ve yüz yıkama ürünü seyahat şişesine ek olarak, Silk'n Pure Deluxe iki ek uygulama aksesuarına sahiptir. Her ikisi de günlük kullanıma uygundur.

Yüz Masaj fırçası başlığı kan dolaşımını hızlandırıp cildi hafifçe temizleyerek cildinizi tazeler ve parlaklık verir. "6. Başlayın!" bölümündeki adımları takip edin.

Göz Masaj fırçası başlığı gözlerin çevresindeki kabanklığın ve siyah dairelerin azaltılmasına yardımcı olur. Bu aksesuarı kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Yüzünüzü temizleyin ve cildin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Metal parçayı gözlerinizin altına yerleştirin ve ardından soldan sağa kaydırın. Bunu bir bölgede 30 saniye ile 1 dakika arasında yapın. Bunu sevdiğiniz göz serumu, losyonu veya kremi ile de kullanabilirsiniz.

7. Temizlik ve bakım

En fazla 45°C / 113° F ılık su kullanın.

7.1. Fırça başlıklarını temizleme

Normal ve/veya Yumuşak **fırça başlığını/başlıklarını** her kullanımdan sonra temizleyin.

- Cihazın kapatılmış olduğundan emin olun. Birikmiş olabilecek her türlü kalıntıyı gidermek için ılık su ve hafif sabun ile durulayın. Daha sonra fazla suyu silkeleyerek giderin.
- **Fırça başlığını** temiz bir bezle kurulayın. Ayrıca cihazı tekrar açarak ve temiz bir bezle 5-10 saniye ovarak da **fırça başlığını** kurulayabilirsiniz.
- ❗ Hijyen bakımından, kullanılmış **fırça başlıklarını** 3 ayda bir veya yıprandıklarını görüyorsanız daha erken bir zamanda değiştirmenizi öneririz.

⚠️ Yüz yıkama ürününün **fırça başlıklarında** birikmesine izin vermeyin.

7.2. Silk'n Pure Deluxe aksesuarlarını temizleme

- **Yüz Masajı fırça başlığını** ılık suyla yıkayın ve birikmiş olabilecek her türlü kalıntıyı giderin. Ardından temiz bir bez ile kurulayın.
- **Göz Masajı fırça başlığını** hafif bir deterjan kullanarak nemli bir bezle silin. Alternatif olarak, ılık suyla yıkayın ve birikmiş olabilecek her türlü kalıntıyı giderin. Ardından temiz bir bez ile kurulayın.


7.3. Cihaz ve yüz fırçası standını temizleme

Cihazı her kullanımdan sonra ve **yüz fırçası standını** ayda bir kez temizlemenizi öneririz. Temizlikten önce:

- Cihazın **adaptörle** bağlantısını kesin.
- Herhangi bir parçayı temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri ve kimyasallar kullanmayın.
- **Yüz fırçası standını** hafif bir deterjan kullanarak nemli bir bezle temizleyin, ardından temiz bir bezle silip kurulayın.
- ⚠️ Cihazı ya da parçalarının herhangi birini temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın.

7.4. Fırça başlığının değiştirilmesi

1. **Fırça başlığını** çıkarmak için bir elinizle **fırça başlığının** dış plastik tabanını, diğer elinizle de cihazı tutarak fırçayı yerinden çıkana kadar yukarı çekin.
2. Bir **fırça başlığını** takmak için **fırça başlığının** merkezini fırça takma noktasına yerleştirin.
3. **Fırça başlığını** merkezinden hafifçe bastırarak yerine oturmasını sağlayın.



7.5. Depolama

- Cihazı **yüz fırçası standında** bırakabilir ve tezgah üstü bir stand olarak kullanabilirsiniz.
- Cihazı bir süre kullanmayı planlamıyorsanız, kuru bir yerde muhafaza etmenizi öneririz.

8. Sorun Giderme

Cihazınızın yalıtımlı parçalarını onarma veya değiştirme girişiminde bulunmayın. Kendinizi tehlikeli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

⚠ Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Sorun ve sorularınız için lütfen Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Sorun	İşlem
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın şarjının olduğundan emin olun. Adaptörü cihaza ve elektrik kaynağına takarak cihazın bir sonraki kullanımdan önce en az 6 saat şarjda kalmasını sağlayın.
Cihaz şarj olmuyor.	Adaptörün cihaza ve elektrik kaynağına düzgün takıldığından emin olun. Adaptörün fişini çekin ve ardından cihazı tamamen bağlamak için yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Sorun	İşlem
Cihaz sürekli kapanıyor.	Cihazın şarjının olduğundan emin olun. Adaptörü cihaza ve elektrik kaynağına takarak cihazı bir sonraki kullanımdan önce en az 6 saat şarj edin.

9. Parçalar ve sarf malzemeleri

Yedek fırçaları cihazı satın aldığınız bayiden alabilir veya www.silkn.eu web sitemizden doğrudan sipariş edebilirsiniz.

10. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web sitesinden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
İtalya	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Bertaraf Etme!



Ambalajı tek tip malzemeler olarak ayrılmış şekilde bertaraf edin. Karton ve kutuyu atık kağıt olarak ve filmi geri dönüştürülebilir malzeme toplama hizmeti aracılığıyla bertaraf edin.









Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi sağlanır ve zararlı maddelerin çevreye salınması önlenir. Bertaraf öncesinde cihazın şarjsız durumda olduğundan emin olun.

12. Teknik Özellikler

Modeller	H4101	
Adaptör	Giriş:	100-240V ~ 50/60Hz 0,2A
	Çıkış:	5Vd.c.; 500mA
	Model:	RSS1002-025050-W2E (Avrupa) RSS1002-025050-W3U (İngiltere)
Sunan	Batarya: 1x 3,7V; Li-ion; 500mA	
Cihaz sınıflandırması	Sınıf II	
Koruma	IPX7	

13. İşaretler ve semboller

Bu kullanma kılavuzunda, cihazın veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.

	Uygunluk Beyanı: Bu sembol ile etiketlenmiş ürünler Avrupa Ekonomik Alanının geçerli tüm hükümlerini yerine getirir.
	1m derinlikte 30 dakikaya kadar su içinde kalmaya karşı korumalıdır.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir.
	Bu sembol, Koruma Sınıfı II kapsamındaki elektrik cihazlarını belirtir.
	"GS" sembolü, ürünün güvenliğinin test edilmiş olduğu anlamına gelir. Bu sembolle işaretlenmiş ürünler, Alman Ürün Güvenliği Kanunu'nun (ProdSG) gerekliliklerini ile uyumludur (AB priz adaptörü).
	Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda)

	Priz adaptörü kısa devre korumalı bir emniyet trafosu ile donatılmıştır.
IP20	Priz adaptörü en fazla 12 mm boyutundaki katı cisimlere karşı korumalıdır.
	Priz adaptörü bir bağlantı güç kaynağına sahiptir.
	Uluslararası verimlilik göstergesi, güç kaynağının VI. basamak gereklerini karşıladığını belirtir.
	Bu sembol adaptörün içindeki pimlerin polaritesini gösterir.
	Ürün ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygundur (Birleşik Krallık priz adaptörü).

14. Garanti

Bu Garanti Neleri Kapsıyor?

Home Skinovations, ilgili bağlı şirketleri (bundan böyle: Home Skinovations) veya Silk'n ürününüzü satın aldığınız yetkili bayi (bundan böyle: Cihaz), garanti süresi içinde, Cihazın gövdesinde veya çalışma durumunda olmasına bakılmaksızın Cihazda Home Skinovations'dan kaynaklanan herhangi bir maddi kusurun keşfedilmesi durumunda Cihazı onaracak veya değiştirecektir.

Bu garanti belgesi aracılığıyla kimler garantiye hak kazanır?

Sadece siz, yani Cihazı Home Skinovations ya da yetkili bayilerinden ilk satın alan kişi bu garanti belgesinde belirtilen garantiyi almaya hak kazanacaktır. Garanti hizmetinden hak kazanabilmek için, Cihazın satın alındığına dair orijinal alındıyı sunarak Cihazın orijinal alıcısı olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bu garanti uluslararası bir garanti değildir. Garanti sadece Cihazı satın aldığınız yetkili bayi veya Home Skinovations kuruluşunun bulunduğu ülkede geçerli olacaktır. Home Skinovations yetkili bayileri için şu adrese bakınız: www.silkn.com/For_International_Visitors.

Bu garanti belgesi hangi süreyi kapsıyor?

Garanti Cihazın ilk satın alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde alınan onarım taleplerini kapsar. Satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl geçtikten sonra alınan onarım talepleri bu garanti kapsamına girmez. Onarılan veya değiştirilen bir Cihazla ilgili onarım talepleri en geç şu zaman dilimlerinde sunulmalıdır: (a) Cihazın ilk satın alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde veya (b) onarılan veya değiştirilen Cihazın size iade edildiği tarihten itibaren doksan (90) gün içinde. Cihazınıza yukarıda belirtilenden daha uzun bir garanti süresini bildiren bir etiket yapıştırılmışsa, etikette belirtilen garanti süresi geçerli olacak ve Cihaz bu süre dolana kadar garanti kapsamında onarılacak veya değiştirilecektir. Cihazı bir AB ülkesinde satın almanız durumunda, Home Skinovations veya yetkili bayının yaptığı belirleme doğrultusunda, satın alma tarihinde mevcut olup o sırada belirgin olmayan eksiklikler veya arızalar bakımından hak talebinde bulunmak için ek bir yılınız daha vardır (1999/44 sayılı AB Direktifine göre). Bu genişletilmiş garantiye geçerli hale getirmek için, Cihazı satın aldığınız yetkili bayi veya yerel servis ile iletişim kurmanız ve üretim arızasıyla ilgili olarak hemen ve arızayı tespit ettikten en fazla 60 gün sonra bilgi vermeniz gerekir.

Garanti için nasıl hizmet alınır?

Garanti hizmetinin nasıl alınacağıyla ilgili talimatlar ve size yakın servis merkezlerinin iletişim bilgileri için, www.silkn.com/For_International_Visitors adresini ziyaret edin, yerel yetkili bayinizle iletişim kurun veya şu numaralardan Yardım Masamızı arayın:

Kuzey Amerika: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-posta: contact@silkn.com

Avrupa ülkeleri: (Tüm Avrupa Birliği üye devletleri, İsviçre, Norveç ve Rusya dahil) Tel: +31 (0)180-330 550 / E-posta: silkn@inno-essentials.com

Japonya: Tel: 0120-110-469 / E-posta: beauty0120110469@sensepil.jp

İsrail: Tel: 1-700-700-309, E-posta: info@silkn.com

Diğer ülkeler: E-posta: info@silkn.com

Müşteri hizmetlerinden talepte bulunurken, ürünü iade etmek için bir form doldurmanız istenebilir ve size bir referans numarası verilecektir. Herhangi bir nedenle garanti kapsamında olmayan bir kusur durumunda, Home Skinovations sizden gönderim ücretlerini ve masrafları size ait olmak üzere Cihazın onarılmasını kabul ettiyseniz onarım masraflarını talep edebilir.

Bu garanti belgesi neleri kapsamaz?

Bu garanti herhangi bir kaza, yanlış kullanım (Cihazın Cihaz ile birlikte verilen kullanım talimatlarında açıklananlar dışında kullanılması dahil), hatalı kullanım, makul özenin gösterilmemesi, ticari ve profesyonel kullanım dahil kural dışı veya makul olmayan kullanım, Cihaz ile birlikte temin edilmeyen parçaların eklenmesi, parçaların kaybedilmesi, izin verilmeyen yedek parçaların kullanılması veya Cihazın belirtilen akım dışında herhangi bir elektrik akımına maruz bırakılmasından kaynaklanan hiçbir zararı kapsamaz. Cihaz Home Skinovations tarafından yetkilendirilmeyen biri tarafından işleme tabi tutulursa garanti iptal edilir ve Home Skinovations, kendisi tarafından yetkilendirilmemiş kişiler tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan hiçbir zarar için sorumlu olmayacaktır. Garanti, kullanılmış uzun ömürlü olmayan parçaların değiştirilmesini içermez.

GARANTİYE İLİŞKİN YASAL UYARI

BU BELGEDE DÜZENLENEN AÇIK GARANTİ, ZİMNİ PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNİ ALIR. BU GARANTİ CİHAZIN HER TÜRLÜ KUSURU İÇİN TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUDUR.

SINIRLAMALAR

HİÇBİR KOŞULDA, HOME SKINOVATIONS, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA YETKİLİ BAYİLERİ, ZARAR OLASILIĞINDAN DAHA ÖNCE HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI, HAK TALEBİNİN HANGİ HUKUK KURAMINA DAYANDIRILDIĞINA BAKILMAKSIZIN, HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL, CEZAI, EMSAL, ARIZI VEYA SONUÇSAL ZARARDAN (KULLANIM KAYBINA YÖNELİK ZARARLAR VEYA YEDEK EKİPMAN ÜCRETLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR HUKUK KURAMI ESAS ALINARAK BU GARANTİDE DÜZENLENEN ÇÖZÜM YOLLARININ TEMEL AMACINI KARŞILAMADIĞINA KARAR VERİLMESİ VEYA HOME SKINOVATIONS, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA YETKİLİ BAYİLERİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULMASI DURUMUNDA, HOME SKINOVATIONS, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA YETKİLİ BAYİLERİ HİÇBİR SURETTE DAVA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİH İTİBARIYLA TEK BİR CİHAZ ÜNİTESİNİN TOPTAN SATIŞ BEDELİNİ AŞAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. DOĞRUDAN HOME SKINOVATIONS'IN İHMALİNDEN KAYNAKLANMADIĞI SÜRECE, CİHAZIN KULLANIMI VEYA YANLIŞ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN, SİZİN VE TESİSİNİZİN VE DİĞERLERİNİN VE ONLARIN TESİSLERİNİN UĞRADIĞI KAYIP, ZARAR VEYA YARALANMA BAKIMINDAN TÜM RİSKİ VE SORUMLULUĞU KABUL EDERSİNİZ.

BU GARANTİ SİZE BELLİ KANUNİ HAKLAR VERMEKTE OLUP BUNUN DIŞINDA ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN DİĞER HAKLARA DA SAHİP OLABİRSİNİZ. BAZI ÜLKELER ARIZI VEYA SONUÇSAL ZARARLARIN VEYA ZİMNİ GARANTİLERİN HARIÇ BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ YASAL UYARILAR VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Yasal Uyarı

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd tarafından verilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovations Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir.

Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'din açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Home Skinovations Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Silk'n ve Silk'n logosu Tavor Building, Shaar Yokneam P. O. Box 533, Yokneam 2069206, İSRAİL adresindeki Home Skinovations Ltd şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Indice

1. Controindicazioni e avvertenze.....	154
2. Sicurezza di Silk'n Pure (Deluxe).....	159
3. Conoscere Silk'n Pure (Deluxe)	159
4. Comandi e impostazioni del dispositivo.....	160
5. Piano di trattamento	162
6. Per iniziare!.....	162
7. Pulizia e manutenzione	163
8. Risoluzione dei problemi	165
9. Ricambi e consumabili.....	165
10. Servizio di assistenza clienti	165
11. Smaltimento.....	166
12. Caratteristiche tecniche	166
13. Segni e simboli.....	167
14. Garanzia.....	168

1. Controindicazioni e avvertenze

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e le regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia. Leggere tutte le avvertenze e le controindicazioni prima dell'uso.

- ⚠ Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato in qualsiasi modo, o non sembra funzionare correttamente oppure se si vede o sente fumo. In questi casi, interrompere l'uso del dispositivo e rivolgersi all'Assistenza Clienti.
- ⚠ Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di riparare o aprire le parti sigillate del dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti pericolosi e di provocare gravi lesioni personali. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.
- ⚠ Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio o scorretto.

- ⚠ Tenere l'adattatore lontano dall'acqua. L'adattatore non è impermeabile!
- ⚠ Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica.
- ⚠ Non poggiare o conservare l'adattatore in posizioni da cui possano cadere o essere tirati dentro a una vasca, a un lavandino, in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- ⚠ Non toccare l'adattatore se è caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina prima di recuperarla. Il mancato scollegamento dell'adattatore può provocare scosse elettriche!
- ⚠ Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore.
- ⚠ Non estrarre mai l'adattatore dalla presa tramite il cavo. Rimuovere sempre l'adattatore tenendolo in mano.
- ⚠ Posizionare il cavo dell'adattatore in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.

- ⚠ Non piegare il cavo adattatore e non appoggiarlo su spigoli vivi.
- ⚠ Non lasciare il dispositivo immerso nell'acqua di bagno o doccia per più di 20 minuti.
- ⚠ Non collegare alcuna testina a spazzola umida mentre il dispositivo è in carica.
- ⚠ Non lasciar accumulare il detergente per il viso sulle testine a spazzola.
- ⚠ Il dispositivo è progettato per essere utilizzato solo insieme all'unità di alimentazione in dotazione.
- ⚠ In caso di fuoriuscite da una batteria, evitare il contatto con pelle, occhi o mucose. Se necessario, lavare con l'acqua le aree interessate e consultare un medico.
- ⚠ Non pulire il dispositivo o qualsiasi sua parte in lavastoviglie.
- ⚠ Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. Per i dettagli vedere la sezione "11. Smaltimento".

- ⚠ Prima di rottamare il dispositivo, rimuovere la batteria.
- ⚠ Prima di rimuovere la batteria, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica.
- ⚠ La batteria deve essere smaltita in sicurezza.
- ⚠ Prestare attenzione agli aspetti ecologici riconducibili allo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie usate nella pattumiera. A salvaguardia dell'ambiente, La invitiamo a contattare il rivenditore.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, il dispositivo deve essere fatto a pezzi. Dopo tale procedura, il dispositivo non funzionerà più né sarà riparabile. Una volta rotto l'alloggiamento del dispositivo ed estratta la batteria, ogni garanzia risulterà nulla. Si raccomanda vivamente di indossare occhiali e guanti protettivi di sicurezza.

Silk'n non è responsabile di eventuali danni fisici o materiali provenienti dall'esecuzione di tale procedura.

Per rimuovere la batteria, posizionare il dispositivo su una superficie dura e resistente. Con un martello, percuotere il dispositivo lungo la linea di giunzione del guscio, continuando su entrambi i lati.

Una volta rotto a sufficienza il guscio lungo la linea di giunzione, aprire l'alloggiamento servendosi di un cacciavite o di pinze. Svitare la PCB (circuito stampato) e rimuovere la batteria scollegandone la spina dalla PCB.

Controindicazioni

- ⚠ Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche ridotte, da soggetti inesperti e privi di specifiche conoscenze, a patto di essere supervisionati o istruiti all'uso sicuro del dispositivo e di aver ben compresi i rischi connessi.
- ⚠ I bambini non devono giocare con il dispositivo o qualsiasi delle sue parti.
- ⚠ Se non sorvegliati, i bambini non possono pulire né mantenere il dispositivo.
- IT ⚠ Per motivi igienici, non condividere il dispositivo con altre persone.
- ⚠ Evitare il contatto con gli occhi.
- ⚠ Non usare una testina a spazzola asciutta su viso o collo, in quanto potrebbe causare un'irritazione alla pelle.

Non utilizzare questo dispositivo in caso di:

- ⚠ Aree di pelle dolenti o ferite su viso o collo.
- ⚠ Pacemaker.

Consultare il proprio medico in caso di:

- ⚠ Malattie o qualsiasi tipo di sensibilità.
- ⚠ Acne o qualsiasi altra malattia della pelle.
- ⚠ Eritema, rossore o prurito durante o dopo l'utilizzo.

2. Sicurezza di Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) è stato testato rispetto alla penetrazione dell'acqua secondo quanto previsto dalla codifica IPX7. Ciò significa che il dispositivo è resistente all'acqua ed è possibile utilizzarlo sotto la doccia o mentre si fa il bagno, ma non va lasciato immerso nell'acqua per più di 20 minuti.

Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema di protezione di sovraccarica. È quindi possibile lasciare l'adattatore nel dispositivo senza problemi, anche se è collegato all'alimentazione elettrica, senza rischio che si danneggi.

3. Conoscere Silk'n Pure (Deluxe)

Questo manuale si riferisce ad entrambi dispositivi Silk'n Pure e Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) pulisce efficacemente la pelle e rimuove lo strato esterno di cellule secche e squamose. Estrae le impurità dall'interno dei pori e i detriti accumulatisi nelle pieghe di linee sottili e rughe. Il dispositivo sfrutta le vibrazioni per rendere la superficie della pelle più liscia e massaggia la pelle per migliorare la circolazione sanguigna.

Silk'n Pure (Deluxe) rimuove fino a 6 volte più trucco rispetto alla pulizia manuale, lasciando la pelle pulita, liscia e morbida.

Silk'n Pure (Deluxe) è un dispositivo elettrico da usare con particolare attenzione alla sicurezza. **Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere e comprendere le istruzioni su come usare il dispositivo, incluse le procedure da seguire dopo averlo utilizzato, e seguirle scrupolosamente.** Si consiglia all'utente di familiarizzare nuovamente con le istruzioni d'uso di questo manuale prima di ogni trattamento.

3.1. Contenuto della confezione

- Il dispositivo Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 testine a spazzola (normale, morbida)
- Supporto della spazzola facciale
- Adattatore
- Manuale per l'utente

Silk'n Pure Deluxe include i seguenti extra:

- Custodia da viaggio
- Bottiglietta da viaggio lavaggio viso
- Testina a spazzola massaggio viso
- Testina a spazzola massaggio oculare

3.2. Descrizione del dispositivo

Silk'n Pure (Deluxe) è un piccolo dispositivo portatile ad alimentazione elettrica per la pulizia della pelle. Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina di questo manuale.

- Luce di carica (#1)
- Punto di attacco spazzola (#2)
- Pulsante di comando (#3)
- Presa dell'adattatore (#4)
- Centro testina a spazzola (#5)
- Testina a spazzola (#6)
- Supporto della spazzola facciale (#7)
- Valigetta da viaggio (#8) *
- Flacone da viaggio lavaggio viso (#9) *
- Testina a spazzola massaggio viso (#10) *
- Testina a spazzola massaggio oculare (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Uso previsto

Silk'n Pure (Deluxe) è un dispositivo di libera vendita per la pulizia di viso e collo, e massaggiando la pelle. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

IT

4. Comandi e impostazioni del dispositivo

4.1. Batteria in ricarica

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta occorre caricarlo completamente. Per risultati ottimali, caricare Silk'n Pure (Deluxe) per 6 ore prima di utilizzarlo per la prima volta, anche se il dispositivo contiene della carica residua a seguito delle procedure di controllo qualità.

1. Per la propria sicurezza, assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di caricarlo.
2. Collegare l'**adattatore** al dispositivo all'alimentazione elettrica.

3. Quando si sta caricando, la **luce dell'indicatore di carica** è rossa e lampeggia continuamente. Quando è completamente carico, la **luce dell'indicatore di carica** è rossa e fissa.

i Se si sta effettuando la prima ricarica la luce dell'**indicatore di carica** è costantemente rossa - per ottenere la piena carica prima del primo utilizzo, ricaricare il dispositivo per 3 ore.



4. Si consiglia di scollegare il dispositivo e di riporre l'**adattatore** dopo aver caricato completamente il dispositivo, fino alla prossima ricarica.

i Si consiglia di caricare completamente il dispositivo almeno ogni 3 mesi, per assicurare la durata della batteria.

! Non collegare alcuna testina a spazzola umida mentre il dispositivo è in carica.

4.2. Indicatori luminosi e impostazione delle funzioni

Il Silk'n Pure (Deluxe) è facile da usare e ha un **pulsante di controllo** e una **spia luminosa**. Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina del manuale.


Pulsante	Azione	Funzione / Modalità
Pulsante di comando (#3) 	Premere 1 volta	Vibra - velocità bassa
	Premere 2 volte	Vibra - velocità alta
	Premere 3 volte	Pulsa - velocità bassa
	Premere 4 volte	Pulsa - velocità alta
	Premere 5 volte	Il dispositivo si spegne
Luce dell'indicatore di carica (#1) 	La luce è rossa e lampeggia per 10 secondi	batteria in esaurimento
	La luce è rossa e lampeggia continuamente	batteria in ricarica
	La luce è rossa e costante (è visibile solo quando il dispositivo è collegato all'alimentazione elettrica)	Batteria a piena carica. La luce si spegne quando il dispositivo è scollegato dall' adattatore , o quando si scollega l' adattatore dall'alimentazione.




5. Piano di trattamento

- Per l'uso quotidiano, ma non oltre due volte al giorno.
- Si consiglia di eseguire il trattamento di pulizia in queste zone: fronte, naso, mento, guance e collo.
- La durata raccomandata di trattamento su ciascuna area è di 10 secondi.
- Silk'n Pure (Deluxe) è progettato per pulire la pelle in 1 solo minuto. Raccomandiamo di non superare tale limite di tempo.

6. Per iniziare!

1. Selezionare la **testina a spazzola** adatta al proprio tipo di pelle. Premere delicatamente la **testina a spazzola** sul suo **punto di attacco** fino a sentire un clic.
2. Inumidire il viso con acqua tiepida.
3. Inumidire la **testina a spazzola** con acqua tiepida e applicare il prodotto di lavaggio del viso desiderato sulla testina.



-  Non usare una **testina a spazzola** asciutta su viso o collo, in quanto potrebbe causare un'irritazione alla pelle.
4. Per accendere il dispositivo, premere il **pulsante di comando**. Il dispositivo si avvia automaticamente con l'impostazione di vibrazione a bassa velocità.
 5. Per selezionare la modalità desiderata, continuare a premere il pulsante di comando per muoversi tra le diverse modalità (vedere la sezione "4.2. Indicatori luminosi e impostazione delle funzioni").
 6. Premere delicatamente la **testina a spazzola** sulla pelle e muoverla con un movimento circolare verso l'alto. Non è necessario esercitare pressione.
 -  Cercare di evitare le aree delicate, ad esempio il contorno occhi e le labbra.
 7. Infine, sciacquare la pelle con acqua e picchiettare con un asciugamano.
 -  Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 1 minuto. Tuttavia, se si cambia modalità durante il trattamento di pulizia, il timer viene azzerato e riavviato.

6.1. Silk'n Pure Deluxe accessori

Oltre alla comoda valigetta da viaggio e al flacone per il lavaggio del viso, Silk'n Pure Deluxe include anche due accessori per il trattamento. Entrambi sono idonei per l'uso quotidiano.

La **testina per il massaggio viso** migliora la circolazione sanguigna e pulisce delicatamente la pelle, rendendola più fresca e luminosa. Seguire le istruzioni a partire dalla sezione "6. Per iniziare!"

La **testina della spazzola massaggio oculare** aiuta a ridurre le borse e le occhiaie intorno agli occhi. Per utilizzare questo accessorio, procedere come segue:

1. Pulire il viso e assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta.
2. Posizionare la parte metallica sull'area sotto gli occhi e poi scorrere da sinistra a destra. Fare questo per 30 secondi ad un minuto 1 in una zona. Si può anche utilizzarlo con il proprio siero per gli occhi, lozione o crema preferiti.

7. Pulizia e manutenzione

Utilizzare acqua calda a una temperatura massima di 45°C / 113°F.

7.1. Pulizia della testina a spazzola

Pulire le **testine a spazzola** regolari e/o morbide dopo ogni utilizzo.

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento. Sciacquare con acqua calda e sapone delicato per rimuovere ogni materiale accumulato. Quindi, scuotere per togliere l'eccesso d'acqua.
- Asciugare la **testina a spazzola** con un panno pulito. È inoltre possibile asciugare la **testina a spazzola** riaccendendo il dispositivo e strofinandolo contro un asciugamano pulito per 5-10 secondi.

 Per motivi di igiene, si consiglia di sostituire le **testine a spazzola** usate ogni 3 mesi, o prima se appaiono usurate.

 Non lasciar accumulare il detergente per il viso sulle **testine a spazzola**.

7.2. Accessori per la pulizia Silk'n Pure Deluxe

- Lavare la **testina a spazzola per massaggio viso** con acqua tiepida e rimuovere l'eventuale materiale accumulatosi. Quindi asciugare con un panno pulito.
- Pulire la **testina della spazzola massaggio oculare** con un panno umido utilizzando un detergente delicato. In alternativa, lavarlo con acqua tiepida e rimuovere eventuali accumuli accumulatisi. Quindi asciugare con un panno pulito.



7.3. Pulizia del dispositivo e del portaspazzole per la faccia

Si consiglia di pulire il dispositivo dopo ogni uso, e il **supporto spazzola facciale** una volta al mese. Prima della pulizia:

- Staccare il dispositivo dall**adattatore**.
 - Per pulire qualsiasi parte del dispositivo non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti chimici.
 - Pulire il dispositivo o il **supporto spazzola facciale** con un panno inumidito con un detergente delicato, quindi asciugarlo con un panno pulito.
- ⚠ Non pulire il dispositivo o qualsiasi sua parte in lavastoviglie.

7.4. Sostituzione della testina a spazzola

1. Per rimuovere la **testina a spazzola** è sufficiente afferrarne la base di plastica esterna con una mano tenendo l'impugnatura del dispositivo con l'altra e tirare verso l'alto fino a sentire lo scatto.
2. Per collegare una **testina a spazzola**, posizionarne il centro della **testina a spazzola** sul punto di attacco della spazzola.
3. Premere delicatamente la **testina a spazzola** spingendo in basso fino a farla scattare in posizione.




7.5. Di conservazione

- È possibile lasciare il dispositivo nel **supporto per spazzole frontali** e utilizzarlo come supporto da banco.
- Se si prevede di non usare il dispositivo per diverso tempo, si consiglia di conservarlo in luogo asciutto.

8. Risoluzione dei problemi

Non tentare di riparare o aprire le parti sigillate del dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti pericolosi e di provocare gravi lesioni personali. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

 Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Rivolgersi a servizio di assistenza clienti Silk'n.

Problema	Azione
Il dispositivo non si avvia.	Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Collegare l' adattatore al dispositivo e all'alimentazione elettrica e lasciare il dispositivo in carica per almeno 6 ore prima del successivo utilizzo.
Il dispositivo non si carica.	Assicurarsi che l' adattatore sia correttamente collegato al dispositivo e all'alimentazione elettrica. Scollegare l' adattatore e ricollegarlo di nuovo per resettare completamente il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.
Il dispositivo si spegne sempre.	Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Collegare l' adattatore al dispositivo e all'alimentazione elettrica e ricaricare il dispositivo per almeno 6 ore prima del successivo utilizzo.

9. Ricambi e consumabili

È possibile acquistare spazzole di ricambio tramite il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo, oppure è possibile ordinarli direttamente dal nostro sito web: www.silkn.eu.

10. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo.

I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Altri Paesi europei:	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Smaltimento



Smaltire la confezione separando i materiali per tipologia. Smaltire il cartone e la scatola come carta da riciclo e la pellicola mediante il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.










Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. In questo modo il dispositivo viene riciclato in maniera professionale, evitando di rilasciare sostanze nocive nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima di smaltirlo.



12. Caratteristiche tecniche

Modelli	H4101	
Adattatore	Ingresso:	100-240V ~ 50/60Hz 0,2A
	Uscita:	5Vcc; 500mA
	Modello	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Regno Unito)
Alimentato da	Batterie 1 x 3,7 V; Li-ion; 500 mA	
Classificazione del dispositivo	Classe II	
Protezione	IPX7	

13. Segni e simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sull'apparecchio stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.

	Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni applicabili dello Spazio Economico Europeo.
IPX7	Resistente all'immersione in acqua fino a 30 minuti alla profondità di 1 m.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto.
	Questo simbolo contrassegna dispositivi elettrici con una classe di protezione II.
	La marcatura "GS" sta per "sicurezza testata". I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) (alimentatore UE).
	Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).
	L'alimentatore è dotato di un trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito.
IP20	L'alimentatore è protetto da oggetti solidi di dimensioni fino a 12 mm.
	L'alimentatore ha una alimentazione commutata.
	Il marchio internazionale di efficienza indica che l'alimentazione soddisfa i requisiti del livello VI.

	<p>Questo simbolo indica la polarità dei perni dell'alimentatore.</p>
	<p>Il prodotto è conforme alle norme sulla sicurezza nazionali e internazionali (alimentatore GB).</p>

14. Garanzia

Che cosa fa questa copertura di garanzia?

Home Skinovations, i suoi affiliati (di seguito: Home Skinovations) o il rivenditore autorizzato da cui è stato acquistato il prodotto Silk'n (di seguito: il Dispositivo) deve riparare o sostituire il Dispositivo, se nel Dispositivo durante il periodo di garanzia vengono rilevati difetti materiali causati da Home Skinovations, sia nel corpo del Dispositivo che nel suo funzionamento.

Chi ha diritto alla garanzia in virtù del presente certificato di garanzia?

Solo voi, l'acquirente originale del dispositivo che avete acquistato il dispositivo da Home Skinovations o dai suoi rivenditori autorizzati, avete diritto a ricevere la garanzia specificata nel presente certificato di garanzia. Per avere diritto al servizio di garanzia, è necessario fornire una prova che si è l'acquirente originale del dispositivo presentando una ricevuta originale per l'acquisto del dispositivo. Questa garanzia non è una garanzia internazionale. La garanzia sarà applicata solo nel paese in cui il rivenditore autorizzato oppure si trova l'entità Home Skinovations dal quale avete acquistato il Dispositivo. Per un elenco di rivenditori Home Skinovations autorizzati vedere: www.silkn.com/For_International_Visitors.

Qual è il periodo coperto da questo certificato di garanzia?

La garanzia copre le richieste di riparazione ricevute entro un anno (1) dalla data di acquisto originale del dispositivo. Le richieste di riparazione dopo un anno (1) dalla data di acquisto non sono coperte dal presente certificato di garanzia. Le richieste di riparazione relative a un dispositivo riparato o sostituito devono essere presentate entro: (a) un (1) anno dalla data di acquisto originale del dispositivo o (b) novanta (90) giorni dalla data in cui il dispositivo riparato o sostituito è stato restituito all'utente, che si verifica dopo. Se sul dispositivo viene applicato un adesivo che indica un periodo di garanzia superiore a quello sopra indicato, si applicherà il periodo di garanzia indicato sull'adesivo e il dispositivo verrà riparato o sostituito come parte della garanzia fino alla scadenza di tale periodo.

Se il dispositivo è stato acquistato in un paese dell'UE, si dispone di un anno supplementare (secondo la direttiva UE 1999/44) per richiedere il risarcimento dei difetti o malfunzionamenti del dispositivo, che erano presenti al momento dell'acquisto, ma che non risultavano allora evidenti, come determinato da Home Skinovations o dal rivenditore autorizzato. Per rendere efficace l'estensione della garanzia è necessario contattare il rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo o il centro di assistenza locale e informarlo immediatamente del guasto di produzione, entro e non oltre 60 giorni dalla rilevazione del guasto.

Come ottenere assistenza per la garanzia?

Per ulteriori istruzioni su come ottenere il servizio di assistenza in garanzia e per i recapiti dei centri di assistenza nelle vicinanze, visitare: www.silkn.com/For_International_Visitors, oppure contattare il rivenditore autorizzato locale o chiamare il nostro Help Desk al seguente indirizzo:

Nord America: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email: contact@silkn.com

Paesi europei: (inclusi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Russia) Tel: +31 (0)180-330 550 / Email: silkn@inno-essentials.com

Giappone: Tel: 0120-110-469 / Email: beauty0120110469@sensepil.jp

Israele: Tel: 1-700-700-309, Email: info@silkn.com

Altri paesi: Email: info@silkn.com

Quando si richiede il servizio clienti si può essere invitati a compilare un modulo per la restituzione del prodotto e si riceverà un numero di riferimento. In caso di un difetto non coperto dalla garanzia per qualsiasi motivo, Home Skinovations può addebitarvi i costi di spedizione e riparazione se avete accettato di riparare il dispositivo a vostre spese.

Cosa non è coperto da questo certificato di garanzia?

La presente garanzia non copre i danni derivanti da incidenti, uso improprio (compreso l'uso improprio del Dispositivo diverso da quello descritto nelle istruzioni per l'uso che accompagnano il Dispositivo), uso difettoso, mancanza di ragionevole cura, uso irregolare e irragionevole incluso senza limitazione l'uso commerciale o professionale, l'aggiunta di parti non fornite insieme al Dispositivo, la perdita di parti, l'uso di parti di ricambio non autorizzate o l'esposizione del Dispositivo a qualsiasi corrente elettrica diversa da quella indicata. La garanzia verrà annullata se il dispositivo è stato trattato da persone non autorizzate da Home Skinovations e Home Skinovations non sarà responsabile per eventuali danni derivanti da riparazioni eseguite da persone non autorizzate da Home Skinovations. La garanzia non comprende la sostituzione delle parti non durevoli usate.

DISCLAIMER DI GARANZIA

LA GARANZIA ESPRESSA CONTENUTA NEL PRESENTE DOCUMENTO SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, COMPRESSE QUELLE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. QUESTA GARANZIA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER QUALSIASI DIFETTO DEL DISPOSITIVO.

LIMITAZIONI

IN NESSUN CASO HOME SKINOVATIONS, I SUOI AFFILIATI O CONCESSIONARI AUTORIZZATI, POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, ESEMPLARI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI UTILIZZO O ADEBITI PER ATTREZZATURE SOSTITUTIVE), INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA GIURIDICA SU CUI SI BASA IL RECLAMO, ANCHE SE È STATA INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NEL CASO IN CUI I RIMEDI DI CUI ALLA PRESENTE GARANZIA SIANO RITENUTI NON CONFORMI AL LORO SCOPO ESSENZIALE O SE HOME SKINOVATIONS, LE SUE AFFILIATE O RIVENDITORI AUTORIZZATI SONO RITENUTI RESPONSABILI PER I DANNI SULLA BASE DI QUALSIASI TEORIA GIURIDICA, IN NESSUN CASO SARÀ LA RESPONSABILITÀ DI HOME SKINOVATIONS, DELLE SUE AFFILIATE O RIVENDITORI AUTORIZZATI, PER I DANNI SUPERIORE AL PREZZO ALL'INGROSSO DI UNA SINGOLA UNITÀ DEL DISPOSITIVO A PARTIRE DALLA DATA IN CUI LA CAUSA DELL'AZIONE Matura. L'UTENTE SI ASSUME OGNI RISCHIO E RESPONSABILITÀ PER PERDITE, DANNI O LESIONI A SÉ STESSI E ALLE PROPRIE COSE E A TERZI E AI LORO BENI DERIVANTI DALL'USO O DALL'USO IMPROPRIO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, SALVO NELLA MISURA IN CUI CIÒ SIA CAUSATO DIRETTAMENTE DALLA NEGLIGENZA DI HOME SKINOVATIONS.

LA PRESENTE GARANZIA FORNISCE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E PUÒ ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA PAESE A PAESE. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LE SUDDETTE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE.

Note legali

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.

Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAELE.

Innholdsfortegnelse

1. Advarsler og kontraindikasjoner.....	172
2. Sikkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)	177
3. Gjør deg kjent med Silk'n Pure (Deluxe)	177
4. Knapper og innstillinger	178
5. Behandlingsplan.....	180
6. Komme i gang!	180
7. Rengjøring og vedlikehold	181
8. Feilsøking	183
9. Reservedeler og forbruksmaterieil	183
10. Kundeservice	183
11. Kassering	184
12. Spesifikasjoner.....	184
13. Tegn og symboler	185
14. Garanti	186

1. Advarsler og kontraindikasjoner

Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover. Alle advarsler og kontraindikasjoner må leses før bruk.

- ⚠ Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten som definert i denne håndboken, eller hvis apparatet er skadet på noen måte eller ikke ser ut til å fungere som det skal eller hvis du ser eller lukter røyk. I slike tilfeller må du slutte å bruke apparatet og kontakte kundeservice.
- ⚠ Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke prøv å reparere eller åpne forseglede deler av enheten din. Du kan utsette deg selv for farlige komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.
- ⚠ Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skade eller ulykker som skyldes feil eller uriktig bruk.
- ⚠ Hold adapteren unna vann. Adapteren er IKKE vanntett.

- ⚠ Pass alltid på at hendene dine er tørre før du kobler adapteren til strøm.
- ⚠ Ikke plasser eller oppbevar adapteren slik at de kan falle eller bli trukket inn i et badekar, vask, vann eller annen væske.
- ⚠ Ikke rør adapteren hvis den har falt i vann. Koble den fra umiddelbart før du tar den ut. Hvis du ikke kobler fra adapteren, kan det føre til elektrisk støt!
- ⚠ Adapteren må ikke brukes hvis den har en ledning eller et støpsel som er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann. Hvis det skjer, må du umiddelbart koble adapteren fra strømmen.
- ⚠ Trekk aldri adapteren ut av uttaket ved å holde i kabelen. Fjern den alltid ved å holde i adapteren.
- ⚠ Plasser adapterkabelen slik at den ikke utgjør en snublefare.
- ⚠ Ikke bøy adapterkabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- ⚠ Ikke la enheten være nedsenket i bad eller dusjvann i mer enn 20 minutter.

- ⚠ Ikke fest våte børstehoder mens du lader enheten.
- ⚠ Ikke la ansiktsvask samle seg på børstehodene.
- ⚠ Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger med apparatet.
- ⚠ Hvis et batteri har lekket, unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Om nødvendig, skyll de berørte områdene med vann og søk medisinsk hjelp.
- ⚠ Ikke rengjør apparatet eller andre deler i oppvaskmaskinen.
- ⚠ Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! WEEE-direktivet krever at dette elektriske apparatet (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektriske apparater. Se avsnitt "11. Kassering" for mer informasjon.
- ⚠ Batteriet må fjernes fra apparatet før det blir skrotet.
- ⚠ Apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet.

- ⚠ Batteriet skal kasseres på en sikker måte.
- ⚠ De miljømessige aspektene ved kassering av batterier må overholdes. Ikke kast brukte batterier i en søppelkasse. Vennligst ta kontakt med forhandleren for å beskytte miljøet.

Fjerning av batteri

For å fjerne batteriet, må apparatet være brutt fra hverandre. Apparatet vil ikke lenger fungere etter denne prosedyren, det kan heller ikke bli reparert. Enhver garanti blir ugyldig når apparatets innfatning er ødelagt og batteriet fjernes. Det anbefales sterkt å bruke vernebriller og hansker.

Silk'n er ikke ansvarlig for eventuelle fysiske eller materielle skader som følge av å utføre denne prosedyren.

For å fjerne batteriet, plasser du apparatet på en hard, sterk overflate. Bruk en hammer til å slå apparatet på sømmen og fortsett med å gjøre dette langs hele sømmen på begge sider av apparatet.

Når sømmen er tilstrekkelig brutt, bruk en tang eller skrutrekker til å ta innfatningen fra hverandre. Skru løs PCB (kretskort)-et og ta ut batteriet ved å koble pluggen fra PCB-et.

Kontraindikasjoner

- ⚠ Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap om de er gitt innføring eller opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene.
- ⚠ Barn må ikke leke med apparatet eller noen av apparatets deler.
- ⚠ Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- ⚠ Av hygieniske årsaker må ikke enheten deles med andre.
- ⚠ Unngå kontakt med øynene.
- ⚠ Ikke bruk et tørt børstehode på ansiktet eller halsen, dette kan forårsake hudirritasjon.

Ikke bruk denne enheten hvis du har:

- ⚠ sår eller skadet hud på ansiktet eller halsen.
- ⚠ pacemaker.

Rådfør deg med lege før bruk dersom du har:

- ⚠ en medisinsk tilstand eller noen form for hudsensitivitet.
- ⚠ akne eller annen hudlidelse.
- ⚠ utslett, rødhet eller kløing i løpet av eller etter bruk.

2. Sikkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)

din Silk'n Pure (Deluxe) er testet for vanninntrengning i den grad dekket av IPX7. Dette betyr at enheten din er vanntett og egnet for bruk i dusjen eller mens du bader, men du må ikke la den være nedsenket i vann i mer enn 20 minutter.

Enheten har også en overladingsbeskyttelse. Dette betyr at du trygt kan la adapteren være i enheten selv om den er koblet til strømforsyningen uten risiko for skade.

3. Gjør deg kjent med Silk'n Pure (Deluxe)

Denne brukerhåndboken gjelder både Silk'n Pure og Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) Rengjør huden effektivt og fjerner det ytre laget på tørre og flakete hudceller. Den løfter ut urenheter fra porene samt all oppbygning av rester fra innen foldene i fine rynker og linjer. Enheten bruker vibrasjoner for å gjøre hudens overflate glattere, og masserer huden for å forbedre blodsirkulasjonen.

Silk'n Pure (Deluxe) Fjerner opptil 6 ganger mer sminke enn manuell rengjøring, og etterlater huden ren, glatt og myk.

Silk'n Pure (Deluxe) er et elektrisk apparat og bør brukes med spesiell fokus på sikkerhet. **Før bruk, det er viktig at du leser og forstår instruksjonene for hvordan du bruker apparatet, inkludert hva du skal gjøre med det etter bruk, og følger dem strengt.** Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene i denne bruksanvisningen før hver behandling.

3.1. Pakkeinnhold

- Din Silk'n Pure (Deluxe)-enhet
- 2 børstehoder (vanlig, myk)
- Stativ for ansiktsbørste
- Adapter
- Brukerhåndbok

Silk'n Pure Deluxe inkluderer følgende ekstrautstyr:

- Reisekasse
- Ansiktsvask reiseflaske
- Ansiktsmassasje børstehode
- Øyemassasje børstehode

3.2. Enhetsbeskrivelse

Silk'n Pure (Deluxe) er en liten håndholdt elektrisk drevet hudrenser. Se diagrammet på forsiden av denne håndboken for å se hvor de ulike funksjonene er.

- Ladelys (1)
- Festepunkt for børste (2)
- Betjeningsknapp (3)
- Adapterstøpsel (4)
- Senter av børstehode (5)
- Børstehode (6)
- Stativ for ansiktsbørste (7)
- Reiseetui (8) *
- Ansiktsvask reiseflaske (9) *
- Ansiktsmassasje børstehode (10) *
- Øyemassasje børstehode (11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Tiltentkt bruk

Silk'n Pure (Deluxe) Enheten selges over disk og er ment for å rense ansikt og hals, og massere huden din. Må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken.

4. Knapper og innstillinger

4.1. Lading

Før første gangs bruk må enheten være fulladet. For best mulige resultater, må du lade din Silk'n Pure (Deluxe) i 6 timer før du bruker den for første gang, selv om det er noe reststrøm igjen i enheten som et resultat av kvalitetskontrollprosedyrer.

1. For din egen sikkerhets skyld, må du kontrollere at apparatet er helt tørt før du lader.
2. Koble **adapteren** til enheten og strømtilførselen.

3. Når du lader, er **ladelyset** rødt og blinker kontinuerlig. Når den er fulladet, er **ladelyset** konstant rødt.

 Hvis du lader for første gang, men **ladelampen** er konstant rød - du trenger fortsatt å lade apparatet i 3 timer.

4. Vi anbefaler at du kobler fra enheten og lagrer **adapteren** etter hver fullading, til du må lade enheten på nytt.

 Vi anbefaler at du lader enheten fullt minst en gang hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.

 Ikke fest våte børstehoder mens du lader enheten.

4.2. Indikatorlys og funksjonsinnstillinger

Din Silk'n Pure (Deluxe) er enkel å bruke og har én **kontrollknapp** og ett **indikatorlys**. Se diagrammet på forsiden av denne håndboken for å se hvor de ulike funksjonene.

«-»-knapp	Handling	Funksjon / modus
Kontrollknapp (3) 	Trykk x 1	Vibrerer - lav hastighet
	Trykk x 2	Vibrerer - høy hastighet
	Trykk x 3	Pulserer - lav hastighet
	Trykk x 4	Pulserer - høy hastighet
	Trykk x 5	Enheten slår seg av
Ladelys (1) 	Lyset er rødt og blinker i 10 sekunder	Svakt batteri
	Lyset er rødt og blinker kontinuerlig	Lading
	Lyset er konstant rødt (kun synlig når den er tilkoblet elektrisk strømtilførsel)	Full lading. Lyset vil slukkes når enheten er frakoblet adapteren , eller når du fjerner adapteren fra strømforsyningen.

5. Behandlingsplan


- For daglig bruk, men ikke mer enn to ganger om dagen.
- Vi anbefaler rensing på disse områdene: panne, nese, hake, kinn og hals.
- Den anbefalte behandlingstiden er 10 sekunder per område.
- Silk'n Pure (Deluxe) er laget for å rense huden din i bare ett minutt. Vi anbefaler deg å ikke overstige denne tiden.

6. Komme i gang!

1. Velg **børstehodet** som passer best til din hudtype. Skyv forsiktig **børstehodet** på **børstefestepunktet**, til du hører et klikk.
2. Fukt ansiktet med lunkent vann.
3. Fukt **børstehodet** med lunkent vann og påfør ansiktsvask av eget valg på børstehodet.



Ikke bruk et tørt børstehode på ansiktet eller halsen, dette kan forårsake hudirritasjon.



4. Trykk på **kontrollknappen** for å slå på enheten. Enheten starter automatisk i lav hastighet-vibrasjonsmodus.
5. For å velge ønsket modus må du fortsette å trykke på kontrollknappen for å gå gjennom modusene (se avsnitt "4.2. Indikatorlys og funksjonsinnstillinger").
6. Trykk forsiktig **børstehodet** mot huden din og beveg det i en oppadgående sirkulær bevegelse. Du trenger ikke legge noe press på.

 Prøv å unngå ømfintlige hudområder, som f.eks. rundt øynene eller leppene.

7. Til slutt skyller du huden med vann og klapper tørt med et håndkle.



Enheten er satt til å slå seg av automatisk etter 1 minutt. Hvis du endrer modus under rensebehandlingen, vil tidtakeren nullstilles og starte på nytt.

6.1. Silk'n Pure Deluxe tilbehør

I tillegg til den praktiske reisevesken og ansiktsvaskflasken, inkluderer Silk'n Pure Deluxe to ekstra behandlingstilbehør. Begge er egnet for daglig bruk.

Ansiktsmassasje-børstehode forbedrer blodsirkulasjonen og renser huden skånsomt, og etterlater huden din friskere og klarere. Følg disse trinnene i avsnitt "6. Komme i gang!"

Øyemassasje-børstehode bidrar til å redusere oppblåsthet og mørke ringer rundt øynene. For å bruke dette tilbehøret må du følge disse trinnene:



1. Rengjør ansiktet ditt og sørg for at huden er ren og tørr.
2. Plasser metalldelen på området under øynene dine og la det gli fra venstre til høyre. Gjør dette i 30 sekunder til 1 minutt på ett område. Du kan også bruke den med ditt favoritt-øyeserum, lotion eller krem.

7. Rengjøring og vedlikehold

Bruk varmt vann opptil maksimalt 45°C / 113°F.

7.1. Rengjøring av børstehodene

Rengjør de vanlige og/eller myke **børstehodene** etter hver gangs bruk.

- Kontroller at apparatet er fullstendig avslått. Skyll med varmt vann og mild såpe for å fjerne eventuelle ansamlinger. Rist deretter av overflødig vann.
- Tørk **børstehodet** med en ren klut. Du kan også tørke **børstehodet** ved å slå enheten på igjen, og gni den mot et rent håndkle i 5–10 sekunder.
-  Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du skifter ut brukte **børstehoder** hver 3. måned, eller tidligere hvis du ser at de er slitte.
-  Ikke la ansiktsvask samle seg på **børstehodene**.

7.2. Rengjøring Silk'n Pure Deluxe tilbehør

- Vask **ansiktsmassasje-børstehodet** med varmt vann, og fjern eventuelle ansamlinger. Tørk den deretter med en ren klut.
- Tørk av **øyemassasje-børstehodet** med en fuktig klut ved bruk av et mildt vaskemiddel. Alternativt kan du vaske med varmt vann, og fjern eventuelle ansamlinger. Tørk den deretter med en ren klut.



7.3. Rengjøre stativet til enheten og ansiktsbørsten

Vi anbefaler at du rengjør enheten etter hver gangs bruk, og **ansiktsbørstestativet** en gang i måneden. Før rengjøring:

- Koble enheten fra **adapteren**.
 - Ikke bruk skuremidler eller kjemikalier til å rengjøre noen av apparatets deler.
 - Rengjør enheten eller **ansiktsbørstestativet** med en fuktig klut ved bruk av et mildt vaskemiddel, tørk deretter av den med en ren klut.
- ⚠ Ikke rengjør apparatet eller andre deler i oppvaskmaskinen.

7.4. Skifte ut børstehodet

1. For å fjerne **børstehodet** griper du den ytre plastbasen på **børstehodet** med én hånd, og enhetens håndtak med den andre og trekker oppover til den løsner.
2. For å feste **børstehodet**, plasserer du midten av **børstehodet** på børstens festepunkt.
3. Trykk forsiktig ned **børstehodet** og skyv ned til det klikker på plass.




7.5. Lagring

- Du kan etterlate enheten i **ansiktsbørstestativet** og bruke det som bordstativ.
- Hvis du ikke skal bruke enheten på en stund, anbefaler vi at du oppbevarer den på et tørt sted.

8. Feilsøking

Ikke prøv å reparere eller åpne forseglede deler av enheten din. Du kan utsette deg selv for farlige komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

 Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. For problemer eller spørsmål, kontakt Silk'n kundeservice.

Problem	Handling
Apparatet starter ikke.	Kontroller at apparatet er fullstendig ladet. Fest adapteren til apparatet og strømmettet og la den lade i minst 6 timer før neste bruk.
Apparatet lader ikke.	Kontroller at adapteren er koblet riktig til enheten og den elektriske strømtilførselen. Koble til adapteren og koble den deretter til på nytt for å nullstille enheten fullstendig. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.
Enheten min slår seg av hele tiden.	Kontroller at apparatet er fullstendig ladet. Fest adapteren til apparatet og strømmettet og la det lade i minst 6 timer før neste bruk.

9. Reservedeler og forbruksmateriell

Du kan kjøpe ekstra børster hos forhandleren hvor du kjøpte apparatet eller bestille dem direkte på nettstedet vårt: www.silkn.eu.

10. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n-kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med apparatet.

Vår kontaktinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu

Land	Servicenummer	E-post
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Kassering



Kildesorter emballasjen når du kaster den. Papp og kartong kastes som avfallspapir og filmen som resirkulerbart materiale.



Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! WEEE-direktivet krever at dette elektriske apparatet (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektriske apparater. På denne måten resirkuleres apparatet på en profesjonell måte og hindrer utslipp av skadelige stoffer til miljøet. Kontroller at apparatet ikke er ladet før avhending.



12. Spesifikasjoner

Modeller	H4101	
Adapter	Inngang:	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
	Utgang:	5 Vd.c.; 500 mA
	Modell:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Storbritannia)
Drevet av	Batterier 1 x 3,7 V; Li-ion; 500 mA	
Enhetsklassifisering	Klasse II	
Beskyttelse	IPX7	

13. Tegn og symboler

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på apparaten eller på förpackningen.

	Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).
IPX7	Beskyttet mot nedsenking i vann i opptil 30 minutter i en dybde på 1 m.
	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! WEEE-direktivet krever at dette elektriske apparatet (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektriske apparater.
	Dette symbolet kjennetegner elektrisk utstyr med beskyttelsesklasse II.
	Merkingen "GS" står for betyr "geprüfte Sicherheit" som betyr "kontrollert sikkerhet". Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller kravene til den tyske produktkontrollloven (ProdSG) (EU-adapter).
	Apparater som er merket med dette symbolet, egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).
	Adapteren er utstyrt med en kortslutningssikker transformator.
IP20	USB-kontakten er beskyttet mot gjenstander på opptil 12 mm.
	Adapteren er utstyrt med et koblingsrelé.
	Det internasjonale energimerket bekrefter at strømforsyningen oppfyller kravene til klasse VI.

	<p>Dette symbolet indikerer polariteten til pinnene i adapteren.</p>
	<p>Produktet oppfyller nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder (GB-adapter).</p>

14. Garanti

Hva dekker denne garantien?

Home Skinovations, deres gjeldende medarbeidere (heretter: Home Skinovations) eller den autoriserte forhandleren som du kjøpte ditt Silk'n-produkt fra (heretter: enheten) skal reparere eller skifte ut enheten, hvis noen materialedrager som er forårsaket av Home Skinovations oppdages i enheten i løpet av garantiperioden, uansett om det er i selve enheten eller ved dens drift.

Hvem har rett til garanti i henhold til dette garantisertifikatet?

Kun deg, den opprinnelige kjøperen av enheten som kjøpte enheten fra Home Skinovations eller deres autoriserte forhandlere, har rett til å motta garantien som er spesifisert i dette garantisertifikatet. For å ha rett til garantiservice må du levere bevis på at du er den opprinnelige kjøperen av enheten ved å fremvise en original kvittering for kjøpet av enheten. Denne garantien er ikke en internasjonal garanti. Garantien gjelder kun i landet der den autoriserte forhandleren eller Home Skinovations-enheten som du kjøpte enheten fra befinner seg. For en liste over Home Skinovations' autoriserte forhandlere, kan du se: www.silkn.com/For_International_Visitors.

Hvilken periode dekker dette garantisertifikatet?

Garantien dekker reparasjonsforespørsler innen ett år (1) fra enhetens opprinnelige kjøpsdato. Reparasjonsforespørsler etter ett år (1) fra kjøpsdatoen dekkes ikke av dette garantisertifikatet. Reparasjonsforespørsler angående en enheten som ble reparert eller skiftet ut, må sendes ikke senere enn: (a) ett år (1) fra den opprinnelige kjøpsdatoen for enheten eller (b) nitti (90) dager fra datoen da den reparerte eller utskiftede enheten ble returnert til deg, det som skjer sist. Hvis et klistremerke er festet til enheten din som oppgir en garantiperiode som er lenger enn det som indikeres over, er det garantiperioden som vises på klistremerket som gjelder, og enheten vil bli reparert eller skiftet ut som en del av garantien til en slik periode utløper.

Hvis du kjøpte enheten i et EU-land har du et ekstra år (i henhold til EU-direktivet 1999/44) til å fremsette krav for avvik eller sviktende funksjon i enheten din som var tilstede på kjøpstidspunktet, men som ikke var åpenbare, som bestemt av Home Skinovations eller den autoriserte forhandleren. For å gjøre denne utvidede garantien effektiv må du kontakte den autoriserte forhandleren som du kjøpte enheten fra eller det lokale servicesenteret og varsle dem om produksjonsfeilen umiddelbart, og ikke senere enn 60 dager etter at feilen ble oppdaget.

NO

Hvordan får du service for garantien?

For flere instruksjoner om hvordan du får garantiservice og for kontaktopplysninger om servicesentrene i nærheten av deg, kan du gå til: www.silkn.com/For_International_Visitors, eller kontakte din lokale autoriserte forhandler, eller ringe vår Help Desk på:

Nord-Amerika: Tlf: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-post: contact@silkn.com

Europeiske land: (Inkludert alle medlemsstater i EU, Sveits, Norge og Russland) Tlf: +31 (0)180-330 550 / E-post: silkn@inno-essentials.com

Japan: Tlf: 0120-110-469 / E-post: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tlf: 1-700-700-309, E-post: info@silkn.com

Andre land: E-post: info@silkn.com

Når du ber om kundeservice, kan det hende du blir bedt om å fylle ut et skjema for å returnere produktet, og du vil få et referansenummer. Hvis det gjelder en defekt som av en eller annen grunn ikke dekkes av garantien, kan Home Skinovations belaste deg for frakt- og reparasjonskostnader hvis du samtykker til reparasjon av enheten for egen regning.

Hva dekkes ikke av dette garantisertifikatet?

Denne garantien dekker ikke noen skade som skyldes ulykke, misbruk (inkludert annen bruk av enheten enn det som er beskrevet i bruksanvisningene som medfulgte enheten), ufullstendig bruk, mangel på riktig stell, ujevn og ufornuftig bruk, inkludert uten begrensning kommersiell eller profesjonell bruk, å legge til deler som ikke leveres sammen med enheten, mistede deler, bruk av uautoriserte reservedeler eller eksponering av enheten til annen elektrisk strøm enn den indikerte elektriske strømmen. Garantien vil bli avbrutt hvis enheten har vært behandlet av noen som ikke er autorisert av Home Skinovations, og Home Skinovations vil ikke være ansvarlig for skade som skyldes reparasjoner som er utført av noen som ikke er autorisert av Home Skinovations. Garantien inkluderer ikke erstatning av bruke ikke-holdbare deler.

GARANTIFRASKRIVELSE

DEN UTTRYKTE GARANTIE SOM ER FREMSATT I DETTE DOKUMENTET OVERSTYRER ALLE ANDRE GARANTIER, INKLUDERT DE IMPLISERTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. DENNE GARANTIE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDELET FOR NOEN DEFEKT I ENHETEN.

BEGRENSNINGER

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL HOME INNOVATIONS, DERES MEDARBEIDERE ELLER AUTORISERTE FORHANDLERE, VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFE-, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADR (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV BRUK ELLER BELASTNINGER FOR ERSTATNINGSUTSTYR), UANSETT JURIDISK TEORI SOM KRAVET ET BASERT PÅ, SELV OM DE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. HVIS RETTSMIDLENE SOM ER FREMSATT I DENNE GARANTIE IKKE STÅR TIL SITT HOVEDFORMÅL ELLER HVIS HOME INNOVATIONS, DERES MEDARBEIDERE ELLER AUTORISERTE FORHANDLERE HOLDES ANSVARLIG FOR ERSTATNING PÅ GRUNNLAG AV NOEN JURIDISK TEORI, SKAL IKKE HOME INNOVATIONS, DERES MEDARBEIDERE ELLER AUTORISERTE FORHANDLERE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HA ANSVAR FOR SKADER SOM OVERSTIGER ENGROSPRISEN AV EN ENKELT ENHET PÅ APPARATET PÅ DEN DATOEN DA ÅRSAKEN TIL HANDLINGEN OPPSTÅR. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO OG ALT ANSVAR FOR TAP, SKADE ELLER ULYKKE FOR DEG OG DIN EIENDOM, OG FOR ANDRE OG DERES EIENDOM, SOM SKRIVER SEG FRA BRUK ELLER MISBRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ENHETEN BORTSETT FRA I DEN GRAD DETTE ER DIREKTE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET FRA HOME INNOVATIONS.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. ENKELTE LAND TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER ELLER IMPLISERTE GARANTIER, SÅ DEN OVENNEVNTTE FRASKRIVELSE OG BEGRENSNINGENE GJELDER KANSJE IKKE DEG.

Juridiske merknader

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringsstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd

Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel.

Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Innehållsförteckning

1. Varningar och kontraindikationer.....	190
2. Säkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)	195
3. Lär känna Silk'n Pure (Deluxe)	195
4. Enhetskontroller och inställningar	196
5. Behandlingsplan.....	198
6. Kom igång!	198
7. Rengöring och underhåll	199
8. Felsökning	200
9. Delar och förbrukningsmaterial	201
10. Kundservice	201
11. Avfallshantering	202
12. Specifikationer	202
13. Tecken och symboler	202
14. Garanti	204

1. Varningar och kontraindikationer

Bruksanvisningen bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar. Läs alla varningar och kontraindikationer före användning.

- ⚠ Använd inte om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren enligt definitionen i denna bruksanvisning eller om enheten är skadad eller inte verkar fungera som den ska, eller om du ser eller känner lukten av rök. I sådana fall ska du sluta använda enheten och kontakta kundservice.
- ⚠ Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte reparera eller öppna förseglade delar av enheten. Du kan utsätta dig för farliga komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.
- ⚠ Tillverkaren tar inget ansvar för skada eller skador som orsakats av otillbörlig eller felaktig användning.
- ⚠ Håll adaptern borta från vatten. Adaptern är INTE vattentät.

- ⚠️ Kontrollera alltid att händerna är torra innan du ansluter adaptern till elnätet.
- ⚠️ Placera- eller förvara inte adaptern där den kan falla eller knuffas ned i ett badkar, handfat eller in i annan vätska.
- ⚠️ Sträck dig inte efter adaptern om den har fallit i vatten. Dra ur kontakten omedelbart innan du plockar upp den. Underlåtenhet att koppla ur adaptern kan orsaka elektrisk chock!
- ⚠️ Använd aldrig adaptern om den har en skadad kabel eller kontakt eller om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten. Sker det ska du omedelbart koppla ur adaptern.
- ⚠️ Dra aldrig ut adaptern ur uttaget via kabeln. Ta alltid bort den genom att hålla i adaptern.
- ⚠️ Placera adapters kabel på ett sådant sätt att det inte medför eventuell fallrisk.
- ⚠️ Snurra inte adapters kabel och lägg den inte över skarpa kanter.
- ⚠️ Lämna inte enheten i bad- eller duschvatten i mer än 20 minuter.

- ⚠ Anslut inte eventuella blöta borsthuvuden när du laddar enheten.
- ⚠ Låt inte ansiktsvattnet ackumuleras på borsthuvudena.
- ⚠ Enheten skall endast användas med delar för strömtillförsel som kom med enheten.
- ⚠ Om ett batteri har läckt, undvik kontakt med huden, ögonen och med slemhinnorna. Tvätta de påverkade områdena med vatten och uppsök läkare om så krävs.
- ⚠ Rengör aldrig enheten eller några delar i diskmaskinen.
- ⚠ Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska apparater. För detaljer se avsnitt "11. Avfallshantering".
- ⚠ Batteriet måste avlägsnas från apparaten innan det kan göras av med.
- ⚠ Apparaten måste kopplas ur från det elektriska uttaget när batteriet avlägsnas.
- ⚠ Batteriet skall göras av med på ett säkert sätt.

⚠ Gör dig uppmärksam på miljöaspekterna som finns när du slänger batterier. Släng inte använda batterier i sopptunnan. Vänligen kontakta din återförsäljare för att skydda miljön.

Avlägsning av batteri

För att avlägsna batteriet måste apparaten tas isär. Apparaten kommer inte längre att fungera efter denna procedur och kan ej heller repareras. Alla garantier kommer att ogiltigförklaras när apparatens skyddskåpa är trasig och batteriet är avlägsnat. Det rekommenderas starkt att använda skyddsglasögon och handskar.

Silk'n kan inte hållas ansvarig för några fysiska eller materiella skador orsakade av att denna procedur utförts.

För att avlägsna batteriet, placera enheten på en hård, tålig yta. Använd en hammare för att slå på apparatens skarv och fortsätt med detta över hela skarven på apparatens båda sidor.

När skarven är helt trasig, använd en tång eller en skruvmejsel för att ta isär skyddskåpan. Skruva loss kretskortet och avlägsna batteriet genom att koppla ur kontakten från kretskortet.

KONTRAINDIKATIONER

- ⚠ Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatta fysiska-, sensoriska-, eller mentala förutsättningar eller av de utan erfarenhet och kunnande om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och har förstått vilka risker som involveras.
- ⚠ Tillåt inte barn leka med enheten eller någon av dess delar.
- ⚠ Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- ⚠ Av hygieniska skäl dela inte enheten med andra.
- ⚠ Undvik kontakt med ögonen.
- ⚠ Använd inte ett torrt borsthuvud i ansiktet eller nacken, eftersom det kan orsaka hudirritation.

Använd inte enheten om du har:

- ⚠ öm eller skadad hud i ansiktet eller nacken.
- ⚠ en pacemaker.

Kontakta din läkare om du lider av:

- ⚠ eventuellt medicinskt tillstånd eller någon form av känslighet.
- ⚠ akne eller eventuell annan hudsjukdom.
- ⚠ utslag, rodnad eller klåda under eller efter användning.

2. Säkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) har testats för vatteninträning till den nivå som täcks av IPX7. Det betyder att din enhet är vattentät och lämplig för användning i duschen eller medan du tar ett bad, men lämna den inte nedsänkt i vatten i mer än 20 minuter.

Enheten har dessutom ett överbelastningsskydd. Det innebär att du säkert kan lämna adaptorn i enheten även om den är ansluten till elnätet utan risk för skador.

3. Lär känna Silk'n Pure (Deluxe)

Den här manualen hänvisar till både Silk'n Pure och Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) rengör huden effektivt och tar bort det yttre lagret av torra och fläckiga hudceller. Den drar ut smuts från insidan av porerna liksom eventuell ansamling av skräp från vecken i de fina linjerna och rynkorna. Enheten använder vibrationer för att göra huden mjukare och masserar huden för att förbättra blodcirkulationen.

Silk'n Pure (Deluxe) tar bort upp till 6 gånger mer smink än manuell rengöring, vilket gör huden ren, mjuk och mjuk.

Silk'n Pure (Deluxe) är en elektronisk apparat som skall användas på ett säkert vis. **Innan användning, det är viktigt att du läser och förstår instruktionerna hur du använder apparaten inklusive procedurer efter användande, och att du följer de strikt.** Vi rekommenderar att läser igenom instruktionerna i denna bruksanvisning före varje behandling.

3.1. Förpackningsinnehåll

- Din Silk'n Pure (Deluxe) enhet
- 2 borsthuvuden (Vanlig, Mjuk)
- Ställ för ansiktsborste
- Adapter
- Användarmanual

Silk'n Pure Deluxe inkluderar följande extra tillbehör:

- Resväska
- Flaska med ansiktsväska
- Borsthuvud för ansiktsmassage
- Borsthuvud för ögonmassage

3.2. Apparatbeskrivning

Silk'n Pure (Deluxe) är en liten, handhållen, eldriven hudrengörare. Hänvisa till diagrammet i början av denna manual för att se var alla delar sitter.

- Laddningslampa (#1)
- Spets för borstillbehör (#2)
- Kontrollknapp (#3)
- Adapteruttag (#4)
- Borsthuvudcenter (#5)
- Borsthuvud (#6)
- Ställ för ansiktsborste (#7)
- Resväska (#8) *
- Flaska med ansiktsväska (#9) *
- Borsthuvud för ansiktsmassage (#10) *
- Borsthuvud för ögonmassage (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Avsedd användning




Silk'n Pure (Deluxe) är en receptfri enhet avsedd att rengöra ditt ansikte och nacke och massera din hud. Använd inte något annat syfte än vad som beskrivs i denna manual.

4. Enhetskontroller och inställningar

4.1. Laddar



Före första användningen måste din enhet vara fulladdad. För bästa resultat, ladda din Silk'n Pure (Deluxe) i 6 timmar innan du använder den för första gången, även om det finns eventuell kvarvarande laddning i enheten som ett resultat av kvalitetskontrollprocedurer.

1. För din säkerhet, se till att enheten är helt torr innan den laddas.
2. Anslut **adaptorn** till enheten och elnätet.

- När du laddar din, blinkar **laddningsljuset** röd kontinuerligt. När den är fulladdad, lyser **laddningsljuset** kontinuerligt röd.
-  Om du laddar för första gången men **laddningsljuset** lyser kontinuerligt röd, ska du ändå ladda enheten i 3 timmar.
- Vi rekommenderar att du kopplar ifrån enheten och förvarar **adaptorn** efter varje fulladdning tills du behöver ladda enheten igen.
-  Vi rekommenderar att du laddar enheten helt och hållet var tredje månad för att bibehålla batterilivslängden.
-  Anslut inte eventuella blöta borsthuvuden när du laddar enheten.

4.2. Indikatorljus och funktionsinställningar

Din Silk'n Pure (Deluxe) är enkel att använda och har en **kontrollknapp** och en **indikatorlampa**. Se diagrammet i början av denna manual för att se var alla delar sitter.

Knapp	Åtgärd	Funktion/Läge
Kontrollknapp (#3) 	Tryck x 1	Vibrerar - låg hastighet
	Tryck x 2	Vibrerar - hög hastighet
	Tryck x 3	Pulserar - låg hastighet
	Tryck x 4	Pulserar - hög hastighet
	Tryck x 5	Enheten stänger av
Laddningslampa (#1) 	Lampan är röd och blinkar i 10 sekunder	Lågt batteri
	Lampan är röd och blinkar kontinuerligt	Laddar
	Lampan lyser kontinuerligt röd (synlig endast när den är ansluten till elnätet)	Fulladdad. Lampan släcks när enheten kopplas ifrån adaptorn , eller när du avlägsnar adaptorn från elnätet.

5. Behandlingsplan


- För daglig användning, men inte oftare än 2 gånger om dagen.
- Vi rekommenderar rengöring i dessa områden: panna, näsa, haka, kinder och nacke.
- Rekommenderad behandlingstid för varje område är 10 sekunder.
- Silk'n Pure (Deluxe) är designad för att rengöra din hud på bara 1 minut. Vi rekommenderar att du inte överskrider den här tiden.

6. Kom igång!

1. Välj de **borsthuvud** som passar för din hudtyp. Tryck försiktigt **borsthuvudet** på **spetsen för borstillbehör**, tills du hör ett klick.
2. Fukta ditt ansikte med ljummet vatten.
3. Fukta **borsthuvudet** med ljummet vatten och applicera ansiktsvätska på borsthuvudet.



Använd inte ett torrt borsthuvud på ansiktet eller nacken, då det kan orsaka hudirritation.



4. Tryck på **kontrollknappen** för att sätta på apparaten. Enheten startar automatiskt i vibrationsläget med låg hastighet.
5. För att markera önskat läge, fortsätt att trycka på kontrollknappen för att gå igenom lägena (se avsnitt "4.2. Indikatorljus och funktionsinställningar").
6. Tryck **borsthuvudet** lätt mot huden och flytta det i en uppåtriktad cirkelrörelse. Det finns ingen anledning att tillämpa eventuellt tryck.

i Försök att undvika känsliga hudområden som runt ögonen eller läpparna.

7. För att avsluta, skölj huden med vatten och klappa torrt med en handduk.

i Enheten är inställd att stängas av automatiskt efter 1 minut. Ändrar du lägen under en behandling, återställs timern till noll och startar igen.

6.1. Silk'n Pure Deluxe tillbehör

Förutom den praktiska resväskan och reseflaskan för ansiktsväska, Silk'n Pure Deluxe inkluderar två extra behandlingstillbehör. Båda är lämpliga för daglig användning.

Borsthuvudet för ansiktsmassage förbättrar blodcirkulationen och rengör huden, vilket gör att huden blir friskare och får en lyster. Följ stegen i avsnittet "6. Kom igång!"

Borsthuvudet för ögonmassage bidrar till att minska svullnader och mörka ringar runt ögonen. För att använda tillbehöret, följ dessa steg:


1. Rengör ansiktet och se till att huden är ren och torr.
2. Placera metalldelen på området under ögongen och rör från vänster till höger. Gör det i 30 sekunder till 1 minut i ett område. Du kan också använda den med ditt favoritögonserum, lotion eller kräm.

7. Rengöring och underhåll

Använd varmt vatten upp till högst 45°C/113° F.

7.1. Rengöra borsthuvudena

Rengör både det vanliga och /eller mjuka **borsthuvudet** efter varje användning.

- Kontrollera att enheten är avstängd. Skölj med varmt vatten och mild tvål för att avlägsna eventuellt ackumulerat skräp. Skaka bort eventuella överflödigt vatten.
- Torka **borsthuvudet** med en ren trasa. Du kan också torka **borsthuvudet** genom att slå på och av enheten och gnida den mot en ren trasa i 5-10 sekunder.
-  Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du byter ut använda **borsthuvuden** var 3:e månad, eller tidigare om de ser utslitna ut.

 Låt inte ansiktsväska ackumuleras på borsthuvudena.

7.2. Rengöra Silk'n Pure Deluxe tillbehör

- Tvätta **borsthuvudet för ansiktsmassage** med varmt vatten och avlägsna eventuellt ackumulerat skräp. Därefter torka den med en ren trasa.
- Torka **borsthuvudet för ögonmassage** med en fuktig trasa med ett mildt rengöringsmedel. Alternativt, tvätta det med varmt vatten och avlägsna eventuellt skräp som kan ha ackumulerats. Därefter torka den med en ren trasa.


7.3. Rengöra enheten och ansiktsborstens ställ

Vi rekommenderar att du rengör enheten efter varje användning och **ansiktsborstens ställ** en gång i månaden. Före rengöring:

- Koppla ifrån enheten från **adaptorn**.
 - Använd inte starka rengöringsmedel eller kemikalier för att rengöra några delar.
 - Rengör enheten eller **ansiktsborstens ställ** med en fuktig trasa med ett mildt rengöringsmedel, därefter torka den torr med en ren trasa.
- ⚠ Rengör aldrig enheten eller några delar i diskmaskinen.

7.4. Byta borsthuvudet

1. För att ta bort **borsthuvudet**, greppa tag i den yttre plastbasen på **borsthuvudet** med ena handen och handtag på enheten med den andra och dra uppåt tills den snäpper lös.
2. För att fästa **borsthuvudet**, placera mitten av **borsthuvudet** på spetsen för borstillbehöret.
3. Tryck **borsthuvudet** försiktigt och tryck ner tills det snäpper på plats.



7.5. Förvaring

- Du kan lämna enheten i **ansiktsborstens ställ** och använda det som en bänkställ.
- Om du inte planerar att använda enheten på ett tag, rekommenderar vi att du förvarar den på en torr plats.

8. Felsökning

Försök inte reparera eller öppna förseglade delar av enheten. Du kan utsätta dig för farliga komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.



Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Vid problem eller frågor, vänligen kontakta Silk'n kundservice.

Problem	Åtgärd
Enheten startar inte.	Se till att apparaten är laddad ordentligt. Fäst adaptorn på enheten och elnätet och lämna enheten att ladda i minst 6 timmar innan du använder den nästa gång.
Enheten laddar inte.	Kontrollera att adaptorn är korrekt ansluten till enheten och elnätet. Koppla ifrån adaptorn och därefter koppla in den igen för att helt återställa enheten. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.
Enheten stängs av hela tiden.	Se till att apparaten är laddad ordentligt. Anslut adaptorn till enheten och elnätet, och ladda enheten i minst 6 timmar före nästa användning.

9. Delar och förbrukningsmaterial

Du kan köpa nya borstar via återförsäljaren där du köpte enheten, eller du kan beställa direkt från vår hemsida: www.silkn.eu.

10. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna bruksanvisning finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n kundservice för att rapportera verksamhet eller händelser, eller eventuella andra problem med din apparat.

Våra kontaktoppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	Email
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Avfallshantering



Kassera förpackningen separerad i material som enstaka material. Kassera kartong som avfallspapper och film via återvinningsbar materialuppsamlingstjänst.



Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska apparater. Detta garanterar att enheten återvinns professionellt och förhindrar utsläpp av skadliga ämnen i miljön. Kontrollera att enheten är i oladdat skick innan du kasserar den.

12. Specifikationer

Modeller	H4101	
Adapter	Ineffekt:	100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
	Uteffekt:	5Vd.c.; 500mA
	Modell:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Storbritannien)
Drivs av	Batterier 1x 3.7V; Li-ion; 500mA	
Enhetsklassificering	Klass II	
Skydd	IPX7	

13. Tecken och symboler

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på apparaten eller på förpackningen.

	Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
	Skyddad mot nedsänkning i vatten i upp till 30 minuter vid 1 m djup.
	Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska apparater.

	<p>Denna symbol finns på elektriska apparater i skyddsklass II.</p>
	<p>Märkningen "GS" står för testad säkerhet. Produkter som är märkta med denna symbol uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG) (EU-adapter).</p>
	<p>Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).</p>
	<p>Adaptern är utrustad med en kortslutningssäker transformator.</p>
<p>IP20</p>	<p>Adaptern är skyddad mot fasta föremål upp till en storlek på 12 mm.</p>
	<p>Adaptern har en pulserande strömförsörjning.</p>
	<p>Det internationella märket för effektivitet indikerar att strömförsörjningen uppfyller kraven för steg VI.</p>
	<p>Den här symbolen visar polariteten på stiftet i adaptern.</p>
	<p>Produkten uppfyller nationella och internationella säkerhetsstandarder (GB- adapter).</p>

14. Garanti

Vad täcker garantin?

Home Skinovations, dess tillämpliga dotterbolag (nedan kallad Home Skinovations) eller den auktoriserade återförsäljaren från vilken du köpte din Silk'n-produkt (nedan kallad Enheten) ska reparera eller byta ut enheten om det uppstår eventuella fel som orsakas av Home Skinovations upptäcks i Enheten under garantiperioden, vare sig i enhetens huvuddel eller dess drift.

Vem har rätt till garanti enligt detta garantibevis?

Bara du, den ursprungliga köparen av enheten som köpte enheten från Home Skinovations eller dess auktoriserade återförsäljare, har rätt till den garanti som anges i detta garantibevis. För att kunna vara berättigad till garantitjänsten måste du inkomma med bevis om att du är den ursprungliga köparen av enheten genom att presentera ett originalkvitto för inköp av enheten. Denna garanti är inte en internationell garanti. Garantin kommer endast att hedras i det land där den auktoriserade återförsäljaren eller Home Skinovations-enheten från vilken du köpte enheten finns. För en lista över Home Skinovations auktoriserade återförsäljare se: www.silkn.com/For_International_Visitors.

Vilken period omfattar detta garantibevis?

Garantin täcker begäran om reparation mottagna inom ett år (1) från enhetens ursprungliga inköpsdatum. Begäran om reparationer efter ett år (1) från inköpsdatumet omfattas inte av detta garantibevis. Begäran om reparationer om en enhet som reparerats eller ersatts måste lämnas in senast: (a) ett år (1) från enhetens ursprungliga inköpsdatum eller b) nittio (90) dagar från det datum då reparationen eller ersatt Enhet returnerades till dig, den senare att inträffa. Om det finns ett klistermärke på din enhet med en garantiperiod som är längre än vad som anges ovan gäller garantiperioden som anges på klistermärket, och enheten repareras eller ersätts som en del av garantin tills en sådan period förfaller.

Om du införskaffade enheten i ett EU-land har du ytterligare ett år (enligt EU-direktivet 1999/44) att göra anspråk om brister eller funktionsfel på din enhet, som var närvarande vid inköpstillfället, men inte var inte synliga då, enligt beslut av Home Skinovations eller den auktoriserade återförsäljaren. För att göra denna utökade garanti effektiv måste du kontakta den auktoriserade återförsäljaren från vilken du köpte enheten eller det lokala servicecentret och meddela dem om produktionsfelet omedelbart och senast 60 dagar efter det att felet upptäckts.

Hur skaffar man service för garantin?

För ytterligare instruktioner om hur du får garantiservice och för kontaktoppgifter till servicecentra i din närhet, besök: www.silkn.com/For_International_Visitors eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller ring vår kundtjänst på:

Nordamerika: Tel: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-post: contact@silkn.com

Europeiska länder: (Inkluderar alla Europeiska unionens medlemsstater, Schweiz, Norge och Ryssland)
Tel: +31 (0) 180-330 550 / E-post: silkn@inno-essentials.com

Japan: Tel: 0120-110-469 / E-post: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tel: 1-700-700-309, E-post: info@silkn.com

Övriga länder: E-post: info@silkn.com

När du ber om kundservice kan du bli ombedd att fylla i ett formulär för att returnera produkten och du får ett referensnummer. I händelse av en defekt som inte omfattas av garantin av någon anledning kan Home Skinovations debitera dig för frakt- och reparationskostnaderna om du har godkänt att reparera enheten på din bestnad.

Vad täcks inte av detta garantibevis

Denna garanti täcker inte eventuell skada orsakad av en olycka, missbruk (inklusive användning av enheten annan än den som beskrivs i bruksanvisningen som medföljer enheten), felaktig användning, brist på rimlig skötsel, oregelbunden och orimlig användning inklusive, men utan begränsning, kommersiell eller yrkesmässig användning, lägga till delar som inte levererats med enheten, saknade delar, använda obehöriga reservdelar eller exponera enheten till eventuell annan elektrisk ström än den angivna strömmen. Garantin kommer att annulleras om enheten hanteras av någon som inte är auktoriserad av Home Skinovations och Home Skinovations ansvarar inte för skador som uppstår till följd av reparationer utförda av någon som inte är godkänd av Home Skinovations. Garantin omfattar inte att ersätta använda, delar med kort hållbarhet.

GARANTIFRISKRIVNING

EXPRESSGARANTIN I DETTA DOKUMENT GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER INKLUSIVE DE IMPLICERADE GARANTIerna FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSEN FÖR EVENTUELL DEFECT PÅ ENHETEN.

BEGRÄNSNINGAR

INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA HOME SKINOVATIONS, DESS AFFILIATER ELLER AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA, SÄRSKILDA, STRAFFSTÄLLDA, EXEMPLARISKA, OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR AV ANVÄNDNINGSFÖRLUST ELLER TILLÄGG FÖR SUBSTITUTUTRUSTNING), OAVSETT JURIDISK TEORI PÅ VILKA ANSPRÅKEN ÄR BASERADE ÄVEN OM DE HAR FÅTT RÅD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. I HÄNDELSE ATT GOTTGÖRELSEN ANGIVEN I DENNA GARANTI MISSLYCKAS MED SITT HUVUDSÄKLIGA SYFTE ELLER HOME SKINOVATIONS, DESS AFFILIATER ELLER AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FINNS ANSVARIGA FÖR SKADOR BASERADE PÅ EVENTUELL JURIDISK TEORI, SKA HOME SKINOVATIONS INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, DESS AFFILIATER ELLER AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE, ANSVAR FÖR SKADOR ÖVERSTIGA GROSSISTPRISER FÖR EN ENHET FÖR DET DATUM DÅ ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UPPSTOD. DU PÅTAR DIG ALLA RISKER OCH ANSVAR FÖR FÖRLUST, FEL ELLER SKADA PÅ DIG OCH DIN EGENDOM OCH PÅ ANDRA OCH DERAS EGENDOM SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK ELLER INABILITET ATT ANVÄNDA, ENHETEN MED UNDANTAG FÖR ATT DET DIREKT ORSAKATS AV HOME SKINOVATIONS OEGENTLIGHETER.

DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE EXKLUSION ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÄENDE FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Rättsligt meddelande

Home Skinovations Ltd innehar rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Home Skinovations Ltd Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd något ansvar för användandet av produkten. Inga licenser beviljas oberoende av vad de innefattar eller av vilka patenter eller patenträttigheter som innehas av Home Skinovations Ltd.

Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Skinovations Ltd. Datan kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg.

Home Skinovations Ltd innehar patenter och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, copyrights och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, copyrights eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg.

Silk'n och Silk'n logotyp är registrerade varumärken för Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Indholdsfortegnelse

1. Advarsel og forholdsregler	208
2. Sikkerhed med Silk'n Pure (Deluxe)	213
3. Lær Silk'n Pure (Deluxe) at kende	213
4. Kontrol af og indstillinger i enheden	214
5. Behandlingsplan	215
6. Kom godt i gang!	216
7. Rengøring og vedligeholdelse	217
8. Problemløsning	218
9. Reservedele og forbrugsstoffer	219
10. Kundeservice	219
11. Bortskaffelse	219
12. Specifikationer	220
13. Tegn og symboler	220
14. Garanti	222

1. Advarsel og forholdsregler

Brugermanualen er baseret på gældende standarder og regler i EU. I udlandet skal du følge de landespecifikke retningslinjer og love. Læs advarsler og bivirkninger inden brug.

- ⚠ Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten jf. manualen, eller hvis apparatet er beskadiget eller det ikke virker korrekt, eller hvis du ser eller lugter røg. I disse tilfælde skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte kundeservice.
- ⚠ Kun godkendt personale må udføre reparation. Forsøg ikke at reparere eller åbne forseglede dele af dit apparat. Du kan udsætte dig selv for farlige komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre forsikringen ugyldig.
- ⚠ Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skade eller personskade som følge af upassende eller forkert brug.
- ⚠ Opbevar ikke adapteren i nærheden af vand. Adapteren er ikke vandtæt.

- ⚠ Sørg for hænderne er tørre, før du tilslutter adapteren til elnettet.
- ⚠ Du må ikke placere eller opbevare adapteren og ledningen på et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar, en håndvask eller vand og andre væsker.
- ⚠ Rør ikke ved adapteren, hvis det er faldet ned i vand. Afbrydes straks fra stikket før du tager det op. Hvis du ikke først trækker stikket ud, risikerer du at få elektrisk stød!
- ⚠ Brug ikke adapteren med beskadiget ledning eller stik, hvis den ikke virker korrekt eller den er i vand. Sker det, skal adapteren straks afbrydes.
- ⚠ Træk ikke adapteren ud af stikket ved at holde i ledningen. Tag det ud ved at holde i adapteren.
- ⚠ Sæt adapterledningen i så der ikke er nogen snublefare.
- ⚠ Bøj ikke adapterledningen og før den ikke over skarpe kanter.
- ⚠ Efterlad ikke apparatet i vand på nogen måde i mere end 20 minutter.
- ⚠ Du må ikke montere et vådt børstehoved under opladning.

- ⚠ Du må ikke lade ansigtsvask ophobe sig på børstehovedet.
- ⚠ Apparatet må udelukkende anvendes sammen med den medfølgende strømforsyningsenhed.
- ⚠ Hvis et batteri lækker syre, skal du undgå kontakt med hud, øjne og slimhinden. Om nødvendigt skal du skylle de berørte områder med vand og søge lægehjælp.
- ⚠ Du må ikke rengøre apparatet eller nogen dele i opvaskemaskine.
- ⚠ Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald. Ifølge WEEE direktivet skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. For details see section "11. Bortskaffelse".
- ⚠ Batteriet skal udtages af apparatet inden det bortskaffes.
- ⚠ Apparatet må ikke være tilsluttet strømforsyningen når batteriet udtages.
- ⚠ Batteriet skal bortskaffes på en forsvarlig måde.

⚠ Vi henleder din opmærksomhed på miljøet i forbindelse med batteribortskaffelse. Du må ikke smide brugte batterier i skraldespanden. Kontakt din forhandler for at høre hvordan du bortskaffer batterier.

Udtagning af batteri

For at udtage batteriet, skal apparatet først splittes ad. Apparatet vil ikke længere kunne bruges efter denne procedure og det kan heller ikke repareres. Alle garantier vil bortfalde efter apparatets kabinet er blevet ødelagt og batteriet er udtaget. Det anbefales på det kraftigste at bruge beskyttelsesbriller og handsker.

Silk'n er ikke erstatningsansvarlig for fysiske eller materialeskader som et resultat af udførelse af denne procedure.

For at udtage batteriet skal du anbringe apparatet på en fast og stærk overflade. Brug en hammer til at slå på apparatets sammenføjning og fortsæt med at gøre dette langs med hele sammenføjningen på begge sider af apparatet.

Når først sammenføjningen er tilstrækkeligt ødelagt, kan du bruge en knibtang eller en skruetrækker til at skille kabinettet ad. Udtag skruerne der holder det trykte kredsløbskort på plads og fjern batteriet ved at afbryde tilslutningen fra kredsløbskortet.

Kontraindikationer

- ⚠ Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaringer og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret vedrørende brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici der er involveret ved brugen.
- ⚠ Børn må ikke lege med emballagen enheden (eller nogen af dens dele).
- ⚠ Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke udføres af børn uden tilsyn af en voksen.
- ⚠ Af hensyn til hygiejnen må du ikke dele apparatet med andre.
- ⚠ Undgå øjenkontakt.
- ⚠ Du må ikke bruge et tørt børstehoved på ansigt eller hals, da det kan forårsage hudirritation.

Du må ikke bruge apparatet, hvis du har:

- ⚠ øm eller beskadiget hud på ansigt eller hals.
- ⚠ pacemaker.

Kontakt din læge, hvis du har:

- ⚠ en sygdom eller overfølsomhed.
- ⚠ acne eller anden hudsygdom.
- ⚠ udslæt, rødmen, kløe under eller efter brug.

2. Sikkerhed med Silk'n Pure (Deluxe)

Din Silk'n Pure (Deluxe) er blevet testet for indtrængen af vand i den udstrækning den er omfattet af IPX7. Det betyder, at dit apparat er vandtæt og egnet til brug under bruseren eller når du tager et bad, men du må ikke lade det være nedsænket i vand i mere end 20 minutter.

Apparatet har også overspændingsbeskyttelse. Det betyder, at du kan lade adapteren sidde sikkert i apparatet, selvom det er tilsluttet elstikket, uden risiko for skade.

3. Lær Silk'n Pure (Deluxe) at kende

Brugermanualen henviser til både Silk'n Pure og Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) renser effektivt huden og fjerner det yderste lag med tørre og flagede hudceller. Det løfter urenheder ud af porerne og snavs, der samler sig mellem fine hudfolder og rynker. Apparatet anvender vibrationer til at gøre hudens overflade blød og masserer din hud for at styrke blodcirkulationen.

Silk'n Pure (Deluxe) fjerner op til 6 gange mere makeup end ved manuel rensning, og din hud bliver ren, blød og glat.

Silk'n Pure (Deluxe) er et elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke. **Inden brug, de er vigtigt, at du læser og forstår vejledningen i at bruge enheden samt vejledningen for efterfølgende brug og at du følger den nøje.** Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen i nærværende inden hver behandling.

3.1. Pakkens indhold

- Dit Silk'n Pure (Deluxe) apparat
- 2 børstehoveder (almindeligt, blødt)
- Holder til ansigtsbørste
- Adapter
- Brugermanual

Silk'n Pure Deluxe har følgende ekstradele:

- Rejsetaske
- Ansigtsskive børstehoved
- Ansigtsskive rejseflaske
- Øjemassage, børstehoved

3.2. Beskrivelse af enhed

Silk'n Pure (Deluxe) er et lille, håndholdt, elektrisk drevet hudrenseapparat. Tegningen forrest i manualen viser placeringen af hver funktion.

- Opladelys (#1)
- Børstetilbehørspunkt (#2)
- Kontrolknop (#3)
- Adaptersokkel (#4)
- Centrum på børstehoved (#5)
- Børstehoved (#6)
- Holder til ansigtsbørste (#7)
- Rejseetui (#8) *
- Ansigtsskive rejseflaske (#9) *
- Ansigtsskive børstehoved (#10) *
- Ansigtsskive børstehoved (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Beregnet anvendelse

Silk'n Pure (Deluxe) er et receptfrit apparat til rensning af ansigt og hals og til massage af huden. Den må ikke bruges til noget andet formål end det, som beskrives i vejledningen.

4. Kontrol af og indstillinger i enheden


4.1. Opladning

Inden brug første gang skal apparatet oplades helt. Det bedste resultat får du ved at oplade Silk'n Pure (Deluxe) i 6 timer før brug første gang, også selvom der er lidt tilbage på batteriet som følge af vores kvalitetskontrol.

1. Af hensyn til din sikkerhed skal du sørge for, at apparatet er fuldstændigt tørt inden opladning.
2. Tilslut **adapteren** til apparatet og elstikket.
3. Under opladningen blinker **opladelyset** rødt og hele tiden. Ved fuld opladning lyser **opladelyset** konstant rødt.

i Hvis du oplader for første gang, men **opladelyset** lyser konstant rødt, skal du fortsat oplade apparatet i 3 timer.

4. Vi anbefaler, at du afbryder apparatet fra stikket og gemmer **adapteren** væk efter hver fuld opladning til du har brug for at oplade enheden igen.

-  Vi anbefaler, at du oplader enheden helt og mindst hver 3. måned for at opretholde batteriets levetid.

-  Du må ikke montere et vådt børstehoved under opladning.

4.2. Indikatorlamper og funktionsindstillinger

Din Silk'n Pure (Deluxe) er let at bruge og har en **kontrolknop** og en **indikatorlampe**. Tegningen forrest i manualen viser placeringen af hver funktion.

- Button	Handling	Funktion / Mode
 Kontrolknop (#3)	Tryk x 1	Vibrerer - lav hastighed
	Tryk x 2	Vibrerer - høj hastighed
	Tryk x 3	Pulserer - lav hastighed
	Tryk x 4	Pulserer - høj hastighed
	Tryk x 5	Apparatet slukkes
 Opladningslys (#1)	Lyser rødt og blinker 10 sekunder	Lavt batteriniveau
	Lyser rødt og blinker hele tiden	Opladning
	Lyser rødt hele tiden (ses kun hvis tilsluttet strømmen)	Fuld opladet. Lyset slukkes, når apparatet afbrydes fra adapteren , eller når du afbryder adapteren fra strømmen.

5. Behandlingsplan


- Til daglig brug men ikke mere end to gange om dagen.
- Vi anbefaler rensning på følgende områder: panden, næsen, hagen, kinderne og halsen.
- Den anbefalede behandlingstid er 10 sekunder på område.
- Apparat Silk'n Pure (Deluxe) er beregnet til at rense din hud på blot et minut. Vi anbefaler, at du ikke overskrider denne tidsgrænse.

6. Kom godt i gang!

1. Vælg et passende **børstehoved** til din hudtype. Skub forsigtigt **børstehovedet** fast på **børstetilbehøret**, indtil der høres et klik.
2. Fugt din hud med lunken vand.
3. Fugt **børstehovedet** med lunken vand og kom ansigtsvask efter eget valg på børstehovedet.



Du må ikke bruge et tørt børstehoved på ansigt eller hals, da det kan forårsage hudirritation.



4. Tryk på **Kontrolknappen** for at tænde for apparatet. Apparatet starter automatisk ved lav hastighed med at vibrere.
5. Du kan vælge den ønskede funktion ved at holde kontrolknappen inde og vælge funktion (jf. afsnit "4.2. Indikatorlamper og funktionsindstillinger").
6. Tryk let på **børstehovedet** mod huden og flyt det opad i cirkelbevægelser. Du behøver ikke trykke hårdt.



Undgå følsomme hudområder fx omkring øjne eller læber.

7. Afslut ved at rense din hud med vand og tør efter med et håndklæde.



Apparatet er indstillet til at slukke automatisk efter 1 minut. Hvis du ændrer indstillingen under en hudbehandling, vil timeren blive nulstillet og starte forfra.

6.1. Silk'n Pure Deluxe tilbehør

Udover den praktiske rejsetaske og flaske til ansigtsvask medfølger der yderligere to slags tilbehør med Silk'n Pure Deluxe Begge er egnet til daglig brug.

Ansigtsmassagens børstehoved fremmer blodcirkulationen og renser huden let, så din hud bliver mere frisk og klar. Følg alle trin i afsnit "6. Kom godt i gang!"

Øjemassagens børstehoved er med til at reducere hævelse og mørke ringe omkring øjnene. Brug tilbehøret ved at følge disse trin:


1. Rens ansigtet og sørg for huden er ren og tør.
2. Sæt metaldelen på området under øjnene og anvend fra venstre mod højre. Gør det i 30 sekunder op til 1 minut på det samme sted. Du kan også bruge den sammen med din foretrukne øjeserum, lotion eller creme.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Brug varmt vand, maksimalt 45°C.

7.1. Rengøring af børstehoveder

Rengør de almindelige og/eller bløde **børstehoveder** efter hver brug.

- Sørg for at apparatet er helt slukket. Skyl med varmt vand og mild sæbe for at fjerne eventuelle ophobninger. Ryst overskydende vand af.
- Tør **børstehovedet** af med en ren klud. Du kan også tørre **børstehovedet** af ved at tænde for apparatet igen og gnutte mod en ren klud i 5-10 sekunder.
-  Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at du udskifter brugte **børstehoveder** hver 3. måned eller tidligere, hvis du oplever, at de er slidte.

 Du må ikke lade ansigtsvask ophobe sig på børstehovedet.

7.2. Rengøring af Silk'n Pure Deluxe tilbehør

- Vask **ansigtsmassagens børstehoved** i varmt vand og fjern eventuelle ophobninger. Tør med en ren klud.
- Tør **øjemassagens børstehoved** med en fugtig klud og mild sæbe. Alternativt kan du vaske ansigtsmassagens børstehoved i varmt vand og fjerne eventuelle ophobninger. Tør med en ren klud.

7.3. Rengøring af apparat og ansigtsbørstestander

Vi anbefaler, at du rengør apparatet, hver gang det har været brugt, og **ansigtsbørstestanderen** en gang om måneden. Før rengøring:


- Afbryd apparatet fra **adapteren**.
- Brug ikke ridsende rengøringsmiddel eller kemikalier til at rengøre med.
- Rengør apparatet eller **ansigtsbørstestander** med en fugtig klud og mild sæbe, tør af med en ren klud.

 Du må ikke rengøre apparatet eller nogen dele i opvaskemaskine.

7.4. Rengøring af børstehoveder

1. For at fjerne **børstehovedet** skal du blot gribe fat i den udvendige plastikbase på **børstehovedet** med den ene hånd og håndtaget på apparatet i den anden hånd og trække op indtil den kommer fri.

- Når du skal montere et **børstehoved**, skal du placere midten af **børstehovedet** på det tilhørende børstetilbehørs punkt.
- Tryk forsigtigt ned på **børstehovedet**, indtil der høres et klik.



7.5. Opbevaring

- Du kan opbevare apparatet i **ansigtsbørstestanderen** og bruge den som modstander.
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge apparatet et stykke tid, anbefaler vi, at du opbevarer det på et tørt sted.

8. Problemløsning

Forsøg ikke at reparere eller åbne forseglede dele af dit apparat. Du kan udsætte dig selv for farlige komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre forsikringen ugyldig.

-  Kun godkendt personale må udføre reparation. Hvis du oplever problemer eller har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Silk'n kundeservice.

Problem	Handling
Apparatet vil ikke starte.	Sørg for at apparatet er fuldt opladet. Tilslut adapteren til apparatet og stikkontakten og lad den oplade i mindst seks timer inden næste betjening.
Apparatet vil ikke oplade.	Sørg for adapteren er korrekt tilsluttet til apparatet og til stikkontakten. Træk adapter ud og tilslut igen for at nulstille apparatet helt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
Apparatet afbrydes hele tiden.	Sørg for at apparatet er fuldt opladet. Tilslut adapteren til apparatet og stikkontakten og lad den oplade i mindst seks timer inden næste betjening.

9. Reservedele og forbrugstoffer

Du kan købe ekstrabørster hos forhandleren, hvor du har købt enheden, eller du kan bestille dem direkte på vores websted: www.silkn.eu.

10. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne brugsanvisning er også tilgængelig som PDF download fra vores website. Kontakt Silk'ns kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden.

Vores kontaktoplysninger:

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Bortskaffelse



Bortskaf emballage opdelt efter materialetype. Bortskaf pap og karton som affaldspapir og film via genbrugspladsen.



Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald. Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. Dermed sikres det, at enheden genbruges korrekt og skadelige stoffer ikke udledes i miljøet. Sørg for at enheden ikke er opladet før bortskaffelse.

12. Specifikationer

Modeller	H4101	
Adapter	Indgang:	100-240 V; 50-60Hz; 0,2A
	Udgang:	5Vd.c.; 500mA
	Model:	RSS1002-025050-W2E (Europa) RSS1002-025050-W3U (Det Forenede Kongerige)
Drives af	Batterier 1 stk. 3,7 V lithium-ion batteri 500 mA	
Enhedsklassificering	Klasse II.	
Beskyttelse	IPX7	

13. Tegn og symboler

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på apparatet eller på emballagen.

	Overensstemmelseserklæring: Produkter mærket med dette symbol opfylder alle relevante bestemmelser i EØS.
	Beskyttet mod vandnedsænkning i op til 30 minutter i en dybde på 1 m.
	Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald. Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr.
	Dette symbol markerer elektriske apparater af beskyttelsesklasse II.
	Mærkingen "GS" står for "geprüfte Sicherheit" (kontrolleret sikkerhed). Produkter mærket med dette symbol opfylder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG) (EU-adapter).
	Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnede til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).

	<p>Adapteren er udstyret med en kortslutningsstabil sikkerheds-transformer.</p>
<p>IP20</p>	<p>Adapteren er beskyttet mod faste legemer op til en størrelse på 12 mm.</p>
	<p>Adapteren råder over en DC-DC-omformer.</p>
	<p>Det internationale efficiensmærke angiver, at strømforsyningen opfylder kravene til Trin VI.</p>
	<p>Dette symbol viser benenes polaritet i adapteren.</p>
	<p>Produktet overholder de nationale og internationale sikkerhedsstandarder (GB-adapter).</p>

14. Garanti

Hvad dækker garantien?

Home Skinovations, tilknyttede aktiviteter (herefter: Home Skinovations) eller en autoriseret forhandler, hvorfra du har købt dit Silk'n-produkt (herefter apparatet) skal reparere eller udskifte apparatet i tilfælde af væsentlig fejl forårsaget af Home Skinovations, som opleves i apparatet i løbet af garantiperioden, herunder enten i selve apparatet eller i dets betjening.

Hvem er berettiget til garanti som følge af garantibeviset?

Det er kun dig, som den oprindelige køber af apparatet fra Home Skinovations eller en autoriseret forhandler, som er berettiget til garanti ifølge nærværende garantibevis. For at være berettiget til garantien skal du dokumentere, at du er den oprindelige køber af apparatet ved at fremlægge den originale kvittering fra købet af apparatet. Garantien er ikke en international garanti. Garantien opfyldes kun i det land, hvor den autoriserede forhandler eller hvor Home Skinovations, som du har købt apparatet fra, befinder sig. Der er en liste over autoriserede forhandlere for Home Skinovations på: www.silkn.com/For_International_Visitors.

Hvilken periode dækker garantien?

Garantien dækker reparationsanmodninger, der modtages inden et år (1) fra apparatets originale købsdato. Reparationsanmodninger efter et år (1) fra datoen for købet dækkes ikke ifølge garantibeviset. Reparationsanmodninger vedrørende apparatet, som repareres eller udskiftes, skal senest gøres gældende: (a) et år (1) efter den originale købsdato for apparatet eller (b) halvfems (90) dage fra datoen, hvor det reparerede eller udskiftede apparat returneres til dig. Hvis der er et mærke på apparatet, som angiver en garantiperiode udover den ovennævnte, så gælder garantiperioden ifølge mærket og apparatet repareres eller udskiftes som led i garantien til perioden udløber.

Hvis du har købt apparatet i et EU-land, har du et ekstra år (ifølge EU-direktiv 1999/44) til at gøre fejl og mangler gældende i forhold til dit apparat, som fandtes på købstidspunktet, men som ikke var tydelige, ifølge Home Skinovations eller den autoriserede forhandler. For at gøre den udvidede garanti gældende, skal du kontakte den autoriserede forhandler, hvor du har købt apparatet eller det lokale servicecenter og straks orientere dem om produktfejlen, dog senest 60 dage efter fejlen er opdaget.

Hvordan får jeg service ifølge garantien?

Du kan få yderligere vejledning i garantiservice og kontaktoplysninger for nærmeste servicecenter på: www.silkn.com/For_International_Visitors, eller kontakt en lokal, autoriseret forhandler eller vores Help Desk som følger:

USA: Tlf: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email: contact@silkn.com

Europa: (alle EU-lande, Schweiz, Norge, Rusland) Tlf: +31 (0)180-330 550 / Email: silkn@inno-essentials.com

Japan: Tlf: 0120-110-469 / Email: beauty0120110469@sensepil.jp

Israel: Tlf: 1-700-700-309, Email: info@silkn.com

Andre lande: E-mail: info@silkn.com

Når du beder om kundeservice, bliver du bedt om at udfylde formularen til at returnere produktet og du modtager et referencenummer. I tilfælde af produktfejl, der ikke dækkes af garanti uanset årsagen, kan Home Skinovations bede dig betale forsendelses- og reparationsomkostningerne, hvis du accepterer at få apparatet repareret på din regning.

Hvad dækkes ikke af garantibeviset?

Garantien dækker ikke skade som følge af ulykke, misbrug (herunder brug af apparatet på anden vis end i brugsvejledningen, der følger med apparatet), forkert brug, manglende pleje, uregelmæssig eller upassende brug samt uden begrænsning kommerciel eller professionel brug, tilføjelse af dele, der ikke medfølger apparatet, bortkomst af dele, brug af uautoriserede reservedele eller eksponering af apparatet til anden elektrisk spænding end den angivne. Garantien annulleres, hvis apparatet behandles af andre end den af Home Skinovations autoriserede og Home Skinovations er ikke erstatningsansvarlig som følge af skade, der skyldes reparation udført af andre end den af Home Skinovations autoriserede. Garantien dækker ikke udskiftning af brugte engangsdele.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

DEN UDTRYKKELIGE GARANTI IFØLGE NÆRVÆRENDE ERSTATTER ALLE ØVRIGE GARANTIER SAMT INDIRECTE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. GARANTIEN ER DEN ENESTE FORM FOR ERSTATNING FOR FEJL I APPARATET.

BEGRÆNSNINGER

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HOME SKINOVATIONS, TILKNYTTED E AKTIVITETER ELLER AUTORISEREDE FORHANDLERE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR INDIRECTE, SÆRLIG, PØNAL, EKSEMPLARISK, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADESERSTATNING FOR TAB AF BRUG ELLER UDGIFTER TIL ERSTATNINGSUDSTYR), UANSET JURIDISK TEORI, SOM ET ERSTATNINGSKRAV GØRES GÆLDENDE PÅ GRUNDLAG AF, SELVOM VEDKOMMENDE ER ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SKADESERSTATNING. FOR SÅ VIDT AT DET GØRES GÆLDENDE, AT ERSTATNING IFØLGE GARANTIEN IKKE OPFYLDER DET GRUNDLÆGGENDE FORMÅL ELLER HVIS HOME SKINOVATIONS, TILKNYTTED E AKTIVITETER ELLER AUTORISEREDE FORHANDLER ANSES FOR ERSTATNINGSANSVARLIG PÅ ET JURIDISK TEORETISK GRUNDLAG, ER HOME SKINOVATIONS, DETS TILKNYTTED E AKTIVITETER ELLER AUTORISEREDE FORHANDLER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG UD OVER ENGROSPRISEN FOR ET ENKELT APPARAT PR. DATOEN HVOR ET ERSTATNINGSKRAV GØRES GÆLDENDE. DU HÆFTER FOR RISIKO OG ERSTATNINGSANSVAR VEDRØRENDE TAB, SKADE ELLER PERSONSKADE I FORHOLD TIL DIG SELV OG DIN EJENDOM OG ANDRE OG DERES EJENDOM SOM FØLGE AF BRUG ELLER MISBRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APPARATET UNDTAGEN FOR SÅ VIDT DET SKYLDES DIREKTE UAGTSOMHED HOS HOME SKINOVATIONS.

NÆRVÆRENDE GARANTI GIVER DIG SÆRLIGE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER, SOM ER FORSKELLIGE FRA LAND TIL LAND. VISSE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER INDIRECTE GARANTI, SÅ OVENSTÅENDE ANSVARSRFRASKRIVELSE ER MÅSKE IKKE RELEVANT FOR DIG.

Juridisk information

Home Skinovations Ltd forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd.

Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden varsel.

Home Skinovations Ltd har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Silk'n og logoet for Silk'n er registrerede varemærker ejet af Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.



HomeSkinovations™
www.silkn.eu • info@silkn.eu
Invention Works B.V.
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands